





Trimpeks Healthcare fue fundada en 1990 en Estambul/Turquía por socios conscientes de lo valiosa e importante que es la salud en la vida de una persona.

Teniendo en cuenta que una persona debe ser capaz de controlarse y/o curarse a sí misma, en la rutina diaria o en los momentos necesarios, hemos creado una gama completa de “Atención Médica a Domicilio,,.

Considerando también que una persona debe ser atendida por profesionales de la salud en hospitales y clínicas, hemos creado una gama completa de “productos hospitalarios básicos,,.

De este modo, nos hemos convertido en un “**1-Stop-Shop,,** para las necesidades sanitarias, que atiende con prestigio a más de 50 países de todo el mundo.

Nuestro criterio para elegir los elementos que componen nuestra Cartera de Productos es que:

“Todos y cada uno de los Productos Trimpeks, deben ser de calidad que puedan ser utilizados con los Miembros de nuestra Familia,,

Ya que tiene este Sitio Web en sus manos, le damos la bienvenida para que sea un Socio Trimpeks en su país.

Atentamente,

Su „EQUIPO TRIMPEKS“

INDEX

CUIDADO DE LA DIABETES	4
MEDICIÓN DE TEMPERATURA	8
MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL	9
ACCESORIOS	11
ESTETOSCOPIOS	12
MARTILLO PARA REFLEJOS	13
NEBULIZADORES	14
CONCENTRADORES DE OXÍGENO	15
PULSEOXÍMETROS	16
DISPOSITIVOS PAP	17
MASCARILLAS CPAP	19
SISTEMAS DE COLCHONES DE PRESIÓN	20
ESTIMULADOR ELÉCTRICO TENS Y EMS	21
ATENCION AL PACIENTE	22

pM-100 *fasTTest*

Dispositivo de monitorización de glucosa en sangre

Reconocido por su facilidad de uso y rápido tiempo de respuesta, el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Plusmed fasTTest está diseñado para procesar resultados precisos utilizando solo una pequeña cantidad de sangre para diagnósticos in vitro. El sistema de monitoreo de glucosa en sangre Plusmed fasTTest está diseñado para usarse en el hogar y en entornos profesionales para monitorear los niveles de glucosa en sangre total obtenidos de la yema del dedo, la palma y el antebrazo.



- 1 Medición de 5 segundos
- 2 0,5 µl de muestra de sangre
- 3 Sistema de código automático
- 4 alarmas recordatorias
- 5 300 recuerdos
- 6 Transferir a la computadora
- 7 Gran pantalla LCD
- 8 Alarmas indicadoras de hipoglucemia e hiperglucemia
- 9 Resultados promedio de 7-14-30 días
- 10 Configuraciones de rango "Alto" y "Bajo"
- 11 Pruebas en sitios alternativos

Código de Orden: M020751 - Ningún Producto: 5060186753614

pM-100 *fasTTest*

Tiras reactivas de glucosa en sangre



Las tiras reactivas de glucosa en sangre Plusmed fasTTest se utilizan con el medidor de glucosa en sangre plusmed fasTTest para medir cuantitativamente la glucosa (azúcar) en sangre total obtenida de la yema del dedo, la palma y el antebrazo. Las tiras reactivas Plusmed fasTTest son para pruebas fuera del cuerpo (uso de diagnóstico in vitro).

Código de Orden: M020752 - Ningún Producto: 5060186753621

- 1 For testing glucose in capillary blood
- 2 Tiny blood sample size (0.5 µl)

pM-100 *fasTTest*

Lancetas de sangre



Las lancetas de sangre Plusmed fasTTest se utilizan con un dispositivo de punción para tomar muestras de sangre. Las lancetas de sangre Plusmed fasTTest son desechables y para uso de un solo paciente.

Código de Orden: M021965 - Ningún Producto: 6957138609251

- 1 Aplicación indolora debido a la delgadez.
- 2 Calibre de la aguja: 30G
- 3 Más fiable gracias al método de esterilización gamma

Reconocido por su facilidad de uso y rápido tiempo de respuesta, el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Plusmed fasTest DailyCheck está diseñado para procesar resultados precisos utilizando solo una pequeña cantidad de sangre para diagnósticos in vitro. El sistema de monitoreo de glucosa en sangre Plusmed fasTest DailyCheck está diseñado para usarse en el hogar y en entornos profesionales, como hospitales y clínicas, para monitorear los niveles de glucosa en sangre total obtenidos de sitios alternativos en diferentes posiciones, como sentarse en una silla o al lado de la cama. La pantalla con contraste, iconos grandes y números grandes permite a las personas leer los resultados de la prueba fácilmente.



Código de Orden: M020775 - Ningún Producto: 8698864016071

- 1 Medición de 5 segundos
- 2 1 µl de muestra de sangre
- 3 No se requiere codificación
- 4 Alarma por cronograma de pruebas.
- 5 360 memorias de prueba con fecha y hora
- 6 Promedio de 7, 14 y 28 días
- 7 mmol/L o mg/dL (conmutable)



Código de Orden: M020776 - Ningún Producto: 8698864016088

pM-900 fasTest DiagnoPRO

Sistema de monitoreo de glucosa en sangre

Reconocido por su facilidad de uso y rápido tiempo de respuesta, el sistema de monitoreo múltiple Plusmed fasTest DiagnoPro está diseñado para procesar resultados precisos utilizando solo una pequeña cantidad de sangre para diagnósticos in vitro. El sistema de monitorización múltiple Plusmed fasTest DiagnoPro sirve para medir cuantitativamente la glucosa en sangre (azúcar), las cetonas en sangre y el ácido úrico en muestras de sangre entera capilar fresca, sangre neonatal y sangre arterial y venosa. Es solo para uso fuera del cuerpo (para uso de diagnóstico in vitro) y está destinado a autoevaluaciones de pacientes en el hogar y uso profesional en hospitales y clínicas para controlar los niveles de glucosa en sangre.



Código de Orden: M020776 - Ningún Producto: 8698864016088

- 1 Multifunción (glucosa en sangre-cetona en sangre* y ácido úrico en sangre*)
- 2 DIOS 0,7 µl de muestra de sangre
- 3 Glucosa promedio en 7, 14, 30, 60 y 90 días
- 4 Resultados en 5 segundos
- 5 Memoria hasta 500 pruebas
- 6 Eyectador de tiras
- 7 Certificación ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015
- 8 Descarga de PC mediante cable de transferencia de datos
- 9 Adecuado para uso neonatal
- 10 Caducidad de la tira reactiva de 6 meses después de la primera apertura del vial.
- 11 Indicador de rango de medición

Código de Orden: M020722 - Ningún Producto: 8698864014572



Fastest Hblyzer está diseñado para ser utilizado para la determinación cuantitativa de hemoglobina (Hb) y hematocrito calculado (Hct) en sangre entera humana capilar y venosa. Este sistema está diseñado para fuera del cuerpo (diagnóstico in vitro uso) mediante examen físico y por un profesional sanitario en una situación clínica como la anemia.



- 1 Resultados en 15 segundos
- 2 10 ul de tamaño de muestra de sangre pequeña
- 3 La memoria almacena 1000 lecturas con fecha y hora.
- 4 Tres unidades de medición conmutables
- 5 Estuche de transporte de lujo
- 6 LCD grande
- 7 Apagado automático
- 8 Carga de datos a la PC a través del software Plusmed Fastest Hblyzer

Código de Orden: M020783 - Ningún Producto: 8698864014954

La tira de hemoglobina fastTest Hblyzer se utiliza con el medidor de hemoglobina fastTest Hblyzer como sistema de análisis de hemoglobina para medir cuantitativamente la hemoglobina con sangre total capilar y venosa. El sistema de análisis de hemoglobina está diseñado para uso diagnóstico in vitro (para el mecanismo de detección médica) únicamente (fuera del cuerpo).



Código de Orden: M020781 - Ningún Producto: 8698864014951

- 1 Para analizar la hemoglobina con sangre total capilar y venosa
- 2 Pequeño volumen de muestra de sangre (10 µL)
- 3 50 tiras reactivas

ANALIZADOR DE GLUCOHEMOGLOBINA

HbA1c portátil único.

Analizador para una mejor atención de la diabetes

- 1 Prueba portátil de HbA1c
- 2 Resultado preciso con CV<3%
- 3 Operación fácil y rápida
- 4 Almacenamiento a temperatura ambiente



Código de Orden: M020784 - Ningún Producto: 8698864015975



Código de Orden: M020785 - Ningún Producto: 6935784400033

FASTFINE

Agujas para pluma de insulina

Las agujas para pluma se utilizan junto con plumas de inyección para administrar medicamentos inyectables en el cuerpo. Las agujas para plumas de insulina vienen en una variedad de longitudes y anchos para adaptarse a todo tipo de cuerpo. De 8 mm a 4 mm, la longitud de la aguja que elija probablemente dependerá de su tamaño; los niños probablemente se beneficiarán del tamaño más corto de 4 mm. Cada aguja para bolígrafo está incrustada en un cubo de plástico que se puede acoplar al bolígrafo.



- 1 Estéril
- 2 Se adapta a todas las plumas de insulina
- 3 No tóxico, no pirógeno
- 4 Recubierto de silicona
- 5 Disponible en 4 tamaños diferentes
 - 32 G (0.23 X 4 mm)
 - 32 G (0.23 X 5 mm)
 - 31 G (0.25 X 6 mm)
 - 31 G (0.25 X 8 mm)



4MM-32G-100 - Código de Orden: M026620 - Ningún Producto: 6972857290863

5MM-32G-100 - Código de Orden: M026621 - Ningún Producto: 6972857291723

6MM-32G-100 - Código de Orden: M026622 - Ningún Producto: 6972857290856

8MM-31G-100 - Código de Orden: M026623 - Ningún Producto: 6972857291716

MT-811

Tipo de Bolígrafo: Termómetro Digital

Este termómetro puede medir la temperatura en varios lugares del cuerpo que mantienen una temperatura bastante estable (oral, axilar, rectal). Muestra lecturas con gran precisión (0,1 °C o 0,2 °F).

- 1 ± 0,1°C Precisión
- 2 Respuesta rápida
- 3 Función de memoria
- 4 Apagado automático



Código de Orden: M029430 - Ningún Producto: 6973709231058

UltraScan II

Termómetro Infrarrojo Del Oído Y Exploración De La Frente

- 1 Medido en la frente o en la oreja
- 2 Lectura rápida
- 3 10 memoria de lectura
- 4 Retroiluminación de 3 colores
- 5 Resultado en 1 segundo
- 6 Apagado automático



Código de Orden: M020438 - Ningún Producto: 6970392214481

- 1 Mediciones precisas
- 2 Pantalla grande con números grandes de fácil lectura y retroiluminación
- 3 Indicador de riesgo de hipertensión de la OMS
- 4 Detector de latidos cardiacos irregulares (IHB)
- 5 Promedio de las últimas 3 mediciones
- 6 2 memorias de 120 lecturas con indicación de fecha y hora para dos usuarios
- 7 Indicador de ajuste del brazalete
- 8 Indicador de movimiento corporal
- 9 Indicador de batería baja
- 10 Apagado automático
- 11 Puerto USB tipo C
- 12 Brazalete de 22-42 cm
- 13 4 pilas alcalinas AAA
- 14 Bolsa de transporte



Código de Orden: M028757 - Ningún Producto: 6948158401154

CONNECT

Monitor de Presión Arterial Digital Totalmente Automático Tipo Brazo

- 1 Medición precisa
- 2 Método de inflación silenciosa
- 3 Apagado automático
- 4 Indicador de latido irregular
- 5 Promedio de las últimas 3 pruebas
- 6 Medición de presión estática
- 7 Conexión Bluetooth
- 8 2x150 Memorias en Dos Grupos con Fecha y Hora
- 9 Circunferencia del manguito Aprox. 135 (ancho) x 485 (largo) mm



Código de Orden: M028743 - Ningún Producto: 6970392213408

pM-8197W

Monitor de Presión Arterial Digital Totalmente Automático Tipo Muñeca

- 1 Promedio de las últimas 3 mediciones
- 2 Medición precisa
- 3 Detección de latidos cardiacos irregulares
- 4 Resultado rápido
- 5 Método de inflación silenciosa
- 6 Apagado automático
- 7 Circunferencia de la muñeca: 13,5-21,5 cm (5,3-8,5")



Código de Orden: M028740 - Ningún Producto: 8698864016484

PERFECT

Tensiómetro Aneroido

- 1 Caja de metal cromado
- 2 48 mm de diámetro de la esfera
- 3 Mango de acero inoxidable con cromado
- 4 Escala 0-300 mmHg
- 5 Precisión de medición de ± 3 mmHg
- 6 Puño de gancho de 25-41 cm
- 7 Sistema de doble tubo
- 8 Estuche de almacenamiento

Código de Orden: M021629 - Ningún Producto: 6970384252132



Palm Sphyg I

Tensiómetro Aneroido

- 1 Caja superior de plástico ABS
- 2 60,2 mm de diámetro de la esfera
- 3 Uso de la mano derecha o izquierda
- 4 Mango grande de aleación de zinc con recubrimiento de polvo negro
- 5 Válvula de desinflado: „Pulsar al botón“ para un desinflado rápido, „Atornillar“ para un desinflado preciso
- 6 Puño de nailon de 22-32 cm
- 7 Anillo antichoque de silicona
- 8 Estuche de almacenamiento

Código de Orden: M021630 - Ningún Producto: 6970384252187



pM-A01S

Tensiómetro Aneroido

Las mediciones de la presión arterial con el PM-A01S se realizan mediante el método de escucha con manguito/estetoscopio. Proporciona una medición más confiable.

- 1 Manómetro de clavija continua de 300 mmHg
- 2 Puño de nailon con anilla en D
- 3 Calibre de metal resistente
- 4 Estetoscopio exterior ligero de un solo cabezal
- 5 Válvula de alivio de aire de latón cromado

Código de Orden: M029350 - Ningún Producto: 6975531370097



BRAZALETE CON GANCHO METÁLICO

- 1 Compatible con esfigmomanómetros aneroides
- 2 Doble tubo
- 3 Vejiga de látex
- 4 Verde
- 5 Dimensiones del puño: 49 x 14 cm.
Dimensiones de la vejiga: 22 x 12 cm
Circunferencias del brazo: 25 – 40 cm



MANÓMETRO

- 1 Compatible con esfigmomanómetros aneroides



BULBO

- 1 Compatible con esfigmomanómetros aneroides



PUÑOS CON VELCRO

Especificación	Tamaño (mm)	Rango de brazo (mm)
Recién nacido	185x55	----
Niño	255x75	130~190
Niño	345x110	184~267
Adulto	540x145	254~406
Adulto grande (obeso)	620x175	333~510
Hermético	780x220	406~660



PUÑOS CON ANILLO EN

Especificación	Tamaño (mm)
Adulto	500x140
Adulto grande (obeso)	600x170



pM-ST71

Estetoscopio - Cabeza única

- 1 Ajuste cómodo
- 2 Alta calidad
- 3 Mejor atención médica
- 4 Buena respuesta acústica
- 5 Almohadillas para los oídos con suave campana en forma de cono
- 6 Aleación de aluminio
- 7 Binaural de aleación de aluminio con placa de cromo.
- 8 Diámetro de la pieza del pecho: 46 mm
- 9 Diámetro del diafragma: 42,8 mm

Código de Orden: M020180 - Ningún Producto: 8698864015524



pM-ST72

Estetoscopio - Doble cabezal

- 1 Ajuste cómodo
- 2 Alta calidad
- 3 Mejor atención médica
- 4 Buena respuesta acústica
- 5 Campana con timbre que no enfría
- 6 Almohadillas para los oídos con suave campana en forma de cono
- 7 Dirección opuesta, función de dos funciones.
- 8 Aleación de aluminio
- 9 Binaural de aleación de aluminio con placa de cromo.
- 10 Diámetro de la pieza del pecho: 46 mm
- 11 Diámetro del diafragma: 42,8 mm

Código de Orden: M020195 - Ningún Producto: 8698864015531



CardioSTETH I

Estetoscopio de cardiología de acero inoxidable

- 1 Campana plateada de doble cabezal para diagnóstico cardiológico
- 2 Cofre de acero inoxidable, excelente conducción del sonido.
- 3 La membrana es sensible a la recogida de sonido.
Tubo grueso en forma de A con excelente resistencia al ambiente.
interferencias que garantizan la mejor conducción del sonido
- 4 Viene completo con accesorios

Código de Orden: M020190 - Ningún Producto: 6970384252194



TaylHM

Martillo Para Reflejos Tipo Taylor

- 1 Peso: 56 g
- 2 Largo: 188 mm
- 3 Ancho: 21 mm
- 4 Mango de aleación de zinc, cabezal de PVC



Código de Orden: M030035 - Ningún Producto: 6970384252200

BuckHM

Martillo Para Reflejos Tipo Buck

- 1 Peso: 90 g - Longitud: 186 mm - Ancho: 56 mm
- 2 Mango de aleación de zinc, cabezal de PVC
- 3 La sonda de diagnóstico se desenrosca fácilmente del cabezal, mientras que el cepillo de diagnóstico se retira del extremo.



Código de Orden: M030036 - Ningún Producto: 6970384252217

BabiHM

Martillo Para Reflejos Tipo Babinski

- 1 Peso: 97 g
- 2 Largo: 230 mm
- 3 Ancho: 44 mm
- 4 Mango de aleación de zinc, cabezal de PVC



Código de Orden: M030037 - Ningún Producto: 6970384252224

RespiAid SMART

Nébuliseur à piston

- 1 Compresor de pistón
- 2 Ventilación amplia
- 3 Fusible de seguridad
- 4 Recipiente para medicación de dos piezas
- 5 Bajo nivel de ruido: menos de 60 dBA
- 6 Diseño apto para montaje en pared
- 7 Carcasa resistente a impactos con asa
- 8 Rodamientos de tres bolas para un funcionamiento más suave

Código de Orden: M029562 - Ningún Producto: 8906099802520



RespiAid Mesh-01

Nebulizador de Malla

Plusmed RespiAid Mesh-01 está destinado al tratamiento de enfermedades respiratorias como asma, alergias, etc. Gracias al circuito de oscilación autoexcitado, las láminas cerámicas contenidas en el cabezal nebulizador junto con la malla metálica son impulsadas sucesivamente para oscilar a alta frecuencia, lo que hace que el líquido fluya a través de la micromalla de la malla metálica y sea expulsado y nebulizado para formar un aerosol inhalable.

- 1 Taza de medicina reemplazable
- 2 Diseño silencioso
- 3 Alimentación dual (2 pilas AA de 1,5 V o Micro USB de 5 V)
- 4 Tamaño de partícula $\leq 5 \mu$
- 5 Velocidad de nebulización $\geq 0,20$ ml/min
- 6 Capacidad del vaso para medicamentos ≤ 8 ml
- 7 Accesorios: Vaso medicinal I Boquilla I Mascarilla para adultos
I Mascarilla para niños I Cable USB I Bolsa de almacenamiento
I Batería

Código de Orden: M0295572 - Ningún Producto: 8698864016378



RespiAid P2

Concentrador de Oxígeno Portátil

El concentrador de oxígeno portátil Plusmed RespiAid P2 se utiliza en un base normativa por pacientes que requieren oxígeno suplementario. Proporciona un alta concentración de oxígeno para los pacientes. Proporciona una alta concentración de oxígeno y se usa con una cánula nasal para entregar oxígeno desde el concentrador al paciente. Plusmed RespiAid P2 es pequeño, portátil y se puede utilizar en el hogar, en instituciones y en varios entornos móviles. El concentrador de oxígeno portátil Plusmed RespiAid P2 cumple con todos los criterios de aceptación aplicables de la FAA para oxígeno portátil Transporte del concentrador y uso a bordo de aeronaves.

- 1 Ligero: 1,98 kg
- 2 Mini tamaño: 221 * 85 * 160 mm, tamaño muy pequeño, fácil de transportar
- 3 5 control de flujo: Control de flujo de 1 a 5, puede satisfacer idferentes demandas de oxígeno
- 4 Suministro de oxígeno pulsado: Plusmed RespiAid P2 equivale a 5 litros
- 5 Tamiz molecular de alta eficiencia: La capacidad de adsorción eficiente, puede purificar mas puro
- 6 Concentración de oxígeno: 90% -3% / + 6%
- 7 Compresor potente: El compresor potente puede proporcionar unas alida estable
- 8 Triple filtración: Elimina eficazmente el polen del aire, las partículas grandes, el polvo y otras impurezas
- 9 Batería: Batería estándar de 8 celdas hasta 4 horas



Código de Orden: M023033 - Ningún Producto: 8698864015685

pM-KN04

Concentrador de Oxígeno Estacionario

El concentrador de oxígeno PM-KN04 consta de un compresor de aire, una torre de adsorción con tamiz molecular, un sensor y un caudalímetro. Gracias al tamiz molecular, el dispositivo utiliza el método PSA (adsorción modulada por presión) para concentrar directamente oxígeno medicinal de alta concentración a partir del aire.

Compacto y portátil, este dispositivo es ligero, fácil de transportar gracias a su carro giratorio, estable, seguro, sencillo de usar y silencioso, cumpliendo así con los requisitos de los dispositivos médicos. Además, permite la medición y visualización de la saturación de oxígeno (SpO2) y la frecuencia cardíaca mediante accesorios. Sus aplicaciones son numerosas: hogares, clínicas, hospitales, bares de oxígeno, centros de bienestar, gimnasios, etc.

- 1 Con indicador de funcionamiento
- 2 Filtros de purificación de gas integrados
- 3 Indicador de concentración de oxígeno
- 4 Función de temporizador
- 5 Función de apagado programado
- 6 Alarma de corte de energía
- 7 Alarma de protección contra alta/baja presión
- 8 Alarma de bajo flujo
- 9 Alarma de alta temperatura
- 10 Medición de SpO2 y pulso
- 11 Nebulizador interno



Código de Orden: M023027 - Ningún Producto: 8698864015692

OxyCheck

Oxímetro de pulso

El oxímetro de pulso OxyCheck es un dispositivo no invasivo destinado a la verificación puntual de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial (SpO2) y la frecuencia del pulso de pacientes adultos y pediátricos en entornos domésticos y hospitalarios (incluido el uso clínico en internistas/cirugía, anestesia,

- 1 Gran pantalla
- 2 Mide el nivel de saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia del pulso.
- 3 Formas de onda de SpO2 y PR
- 4 Índice de perfusión (PI)
- 5 Fácil de operar
- 6 Alta precisión
- 7 Indicador de batería baja
- 8 Apagado automático en 5 segundos
- 9 Pantalla mostrada en 4 direcciones.



Código de Orden: M061607 - Ningún Producto: 8698864015562

pM-AF03

Filtro de succión hidrofóbico

- 1 Tamaño: Alto: 54 mm; w. 64mm
- 2 Vivienda:ABS
- 3 Filtro: disco de medios de PTFE
- 4 hidrofóbico
- 5 BFE: 99,999%
- 6 Tamaño de poro: 0,2 µm
- 7 Peso: 18,2g
- 8 Conector: 8mm
- 9 Púas de manguera escalonadas
- 10 Presión máxima de funcionamiento: 20 psi
- 11 Área de filtración efectiva: 24,6 cm2
- 12 Temperatura máxima de funcionamiento: 60°C



Código de Orden: M024911 - Ningún Producto: 8698864016163

pM-AF05

Filtro de succión hidrofóbico

- 1 Tamaño: Alto: 54 mm; ancho 58 mm
- 2 Vivienda:PPFiltro:
- 3 Membrana de filtración de aire
- 4 BFE:99,999%
- 5 Tamaño de poro: 0,3 µm
- 6 Peso: 19,8g
- 7 Conector: púas para manguera escalonadas de 6 mm a 8 mm
- 8 Presión máxima de funcionamiento: 20 psi
- 9 Área de filtración efectiva: 15,5 cm2
- 10 Temperatura máxima de funcionamiento: 60°C



Código de Orden: M024912 - Ningún Producto: 8698864016170

RespiAid CPAP está equipado con los sistemas de alarma y advertencia necesarios para ofrecer sencillez, seguridad y comodidad al usuario para suministrar continuamente tratamiento.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Modos: CPAP 2 Rango de presión: 4-20 hpa 3 Tiempo de rampa: 0-60 minutos 4 Pantalla LCD 5 Potente software de análisis 6 Tarjeta SD 7 Compensación automática de altitud 8 Compensación automática de fugas 9 Encendido/apagado automático 10 Motor de alto rendimiento 11 Humidificación: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> 12 Humidificador:
Fácil de limpiar Código de c Cámara de agua fácil de llenar
 Ningún pro Material de metal Calentamiento rápido Buena humidificación 13 Nivel de sonido: <30 dB 14 14 Idioma: Multiple 15 Peso:
Sin humidificador: <1 kg
Humidificador incluido: <1,6 kg 16 Dimensiones:
140 mm x 156 mm x 94 mm (sin humidificador)
262 mm x 156 mm x 94 mm (con humidificador) |
|--|---|



Código de Orden: M022507 - Ningún Producto: 8698864015647

Diseñado para proporcionar al usuario un sueño cómodo, RespiAid Auto CPAP ofrece todo tipo de detalles para seguir el tratamiento parámetros, y como producto altamente tecnológico, es equipado con sistemas de alarma y advertencia y ofrece simplicidad, seguridad y comodidad para el usuario.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Modos: CPAP, APAP 2 Rango de presión: 4-20 hpa 3 Tiempo de rampa: 0-60 minutos 4 Pantalla LCD 5 Potente software de análisis 6 Tarjeta SD 7 Compensación automática de altitud 8 Compensación automática de fugas 9 Encendido/apagado automático 10 Motor de alto rendimiento 11 Humidificación: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> 12 Humidificador:
Fácil de limpiar Cámara de agua fácil de llenar Material de metal
Calentamiento rápido Buena humidificación 13 Nivel de sonido: <30 dB 14 Idioma: Multiple 15 Peso:
Sin humidificador: <1 kg
Humidificador incluido: <1,6 kg 16 Dimensiones:
140 mm x 156 mm x 94 mm (sin humidificador) |
|--|---|



Código de Orden: M022508 - Ningún Producto: 8698864015654

Plusmed RespiAid BPAP-30T "S BPAP" se puede utilizar cómodamente durante la apnea central además de ayudar respiración espontánea. Asegurando la respiración con un mínimo esfuerzo gracias a una respiración mejorada tecnología de compatibilidad sin cansar al usuario. Además, apoya a los profesionales sanitarios con análisis y un programa integrado de informes.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Modos: CPAP, APAP, BPAP-S, BPAP-T 2 Rango de presión: 4-30 hpa 3 Tiempo de rampa: 0-60 minutos 4 Pantalla LCD 5 Potente software de análisis 6 Tarjeta SD 7 Compensación automática de altitud 8 Compensación automática de fugas 9 Encendido/apagado automático 10 Motor de alto rendimiento 11 Humidificación: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> 12 Humidificador:
Fácil de limpiar Cámara de agua fácil de llenar Material de metal Calentamiento rápido Buena humidificación 13 Ajustar los parámetros de ventilación en tiempo real 14 Nivel de sonido: <30 dB 15 Idioma: Multiple 16 Peso:
Sin humidificador: <1 kg
Humidificador incluido: <1,6 kg 17 Dimensiones:
140 mm x 156 mm x 94 mm (sin humidificador)
262 mm x 156 mm x 94 mm (con humidificador) |
|--|--|

Código de Orden: M022509 - Ningún Producto: 8698864015661



Plusmed RespiAid BPAP-30T Pro ST BPAP se puede utilizar cómodamente durante la apnea central además de ayudar respiración espontánea. Asegurando la respiración con un mínimo esfuerzo gracias a una respiración mejorada tecnología de compatibilidad sin cansar al usuario. Además, apoya a los profesionales sanitarios con análisis detallado y un programa de informes integrado.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Modos: CPAP, APAP, BPAP-S, BPAP-T, BPAP-ST 2 Rango de presión: 4-30 hpa 3 Tiempo de rampa: 0-60 minutos 4 Pantalla LCD 5 Potente software de análisis 6 Tarjeta SD 7 Compensación automática de altitud 8 Compensación automática de fugas 9 Encendido/apagado automático 10 Motor de alto rendimiento 11 Humidificación: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> 12 Humidificador:
Fácil de limpiar Cámara de agua fácil de llenar Material de metal Calentamiento rápido Buena humidificación 13 Ajustar los parámetros de ventilación en tiempo real 14 Nivel de sonido: <30 dB 15 Idioma: Multiple 16 Peso:
Sin humidificador: <1 kg
Humidificador incluido: <1,6 kg 17 Dimensiones:
140 mm x 156 mm x 94 mm (sin humidificador)
262 mm x 156 mm x 94 mm (con humidificador) |
|---|--|

Código de Orden: M022510 - Ningún Producto: 8698864015678



pM-FM

Máscara CPAP de cara completa

La mascarilla facial pM-FM es cómoda, flexible y silenciosa, ya que está diseñada para minimizar el contacto con la piel, lo que proporciona una sensación de comodidad al usuario durante el tratamiento.

- 1 Válvula antiasfixia
- 2 Soporte de frente de silicona ajustable
- 3 Ventilación de dos lados
- 4 Puerto de entrada de oxígeno
- 5 Sin látex
- 6 Clips ajustables
- 7 Codo de cabeza de revólver

MEDIUM | Código de Orden: M027181 - Ningún Producto: 8698864011687

LARGE | Código de Orden: M027183 - Ningún Producto: 8698864011687



pM-NM

Mascarilla CPAP nasal

La mascarilla nasal pM-NM está diseñada para un uso cómodo, silencioso y flexible. Gracias al mínimo contacto con la piel, el usuario se siente cómodo durante el tratamiento.

- 1 Soporte de frente de silicona ajustable
- 2 Ventilación
- 3 Puerto de entrada de oxígeno
- 4 No contiene látex
- 5 Clips irrompibles
- 6 Codo de cabeza de revólver

MEDIUM | Código de Orden: M027180 - Ningún Producto: 8698864011670

LARGE | Código de Orden: M027182 - Ningún Producto: 8698864011670



pM-AD01

Sistema de colchón de presión tubular

Este producto está destinado a ayudar y reducir la incidencia de úlceras por presión mientras optimiza la comodidad del paciente. Para RCP de emergencia, tire rápidamente de la tira amarilla de RCP hacia afuera para reducir el aire rápidamente.

- 1 Función de ventilación de aire
- 2 Los tubos en las líneas A-B proporcionan inflado alternativo.
- 3 CPR - Válvula de liberación rápida de aire
- 4 Hecho de PVC premium resistente
- 5 Fácil de usar
- 6 Ajustable
- 7 Bajo nivel de ruido, baja vibración, baja temperatura
- 8 Fácil fijación al marco de la cama con ganchos.

Código de Orden: M022143 - Ningún Producto: 6975397940014



pM-2012 PLUS

Sistema de colchón de presión de burbujas

Este producto está destinado a ayudar y reducir la incidencia de úlceras por presión mientras optimiza la comodidad del paciente. También proporciona atención domiciliar individual y atención a largo plazo a quienes padecen úlceras por presión y control del dolor según lo prescrito por un médico.

- 1 Fácil de usar
- 2 Ajustable
- 3 Ruido bajo
- 4 Baja vibración, baja temperatura

Código de Orden: M022185 - Ningún Producto: 6975397940007



pM-TE01

TENS + EMS Estimulador Eléctrico

El sistema de terapia dual Plusmed TENS+EMS es un estimulador eléctrico digital TENS/NMES de doble canal para aplicación de tratamiento activo. El estimulador nervioso eléctrico transcutáneo (TENS) se puede utilizar para el alivio sintomático del dolor crónico intratable. La estimulación eléctrica neuromuscular (EENM) se puede utilizar para relajar espasmos musculares, prevenir o retardar la atrofia por desuso, aumentar la circulación sanguínea local, reeducar los músculos o mantener/aumentar el rango de movimiento

- 1 Tecnología digital
- 2 2 canales
- 3 8 programas diferentes
- 4 Indicador de batería baja
- 5 Temporizador de 12 pasos
- 6 Intensidad y tiempo de tratamiento ajustables.

Código de Orden: M026502 - Ningún Producto: 8698864013544



AS9020

Estimulador Eléctrico Tens y EMS

- 1 Funciones TENS - EMS - Masaje
- 2 2 salidas con 24 modos
- 3 20 niveles de intensidad
- 4 Temporizador predeterminado de 20 minutos
- 5 Duración ajustable de 10 a 60 minutos
- 6 Pantalla retroiluminada
- 7 Batería de litio recargable
- 8 Indicador de batería (muestra cuándo recargar)
- 9 Interfaz de carga USB-C

Código de Orden: M026503 - Ningún Producto: 6970890320783



pM-CH320

Paquete reutilizable caliente/frío

El uso de calor y frío es un tratamiento estándar para una variedad de lesiones. El tipo y edad de la lesión o. La condición indica si es apropiado frío o calor. El uso de compresas frías y calientes es uno de los métodos más sencillos para aplicar calor o frío en la zona afectada. Las compresas frías disminuyen los hematomas asociados con los esguinces, así como la hinchazón y ayudan a aliviar el dolor asociado con estas afecciones al adormecer el área. La compresa caliente relaja los músculos y mejora la circulación sanguínea y produce un efecto calmante en el cuerpo, lo que ayuda aún más en el proceso de curación.

- 1 Aplicación cómoda y conveniente
- 2 Proporciona un alivio eficaz del dolor muscular.
- 3 Ayuda a reducir la hinchazón
- 4 Excelente para tratar una amplia gama de lesiones tisulares.
- 5 El paquete reutilizable es perfecto para un tratamiento continuo en casa.

Código de Orden: M022141 - Ningún Producto: 8698864007123



Préservatifs de Qualité Supérieure

- 1 Condones de látex
- 2 Tamaño del paquete: 1 condón
- 3 Ancho nominal: 52 ± 2 mm
- 4 Cantidad: 100 condones
- 5 Ningún método anticonceptivo ofrece una protección del 100 % contra el embarazo ni la transmisión del VIH u otras ETS.
- 6 Fabricados con látex de caucho natural.
- 7 No utilizar si el paquete está dañado.

Código de Orden: M030718 - Ningún Producto: 6970533250491



COLOSTOMÍA - ILEOSTOMÍA - SISTEMA DE UROSTOMÍA

- 1 Bolsa de colostomía de una pieza (cerrada o drenable)
- 2 Bolsa de urostomía de una pieza (con grifo)
- 3 Bolsa de colostomía de dos piezas (cerrada o drenable)
- 4 Placa base para sistema de colostomía de dos piezas
- 5 Placa base para sistema de urostomía de dos piezas





INDEX

[illegible]

TRULY

Termómetro Digital - INFRARROJOS SIN CONTACTO

Mide la temperatura ambiente y corporal sin contacto con símbolos de advertencia de colores.

- 1 Medición de 0,5 segundos
- 2 Pantalla LCD con retroiluminación
- 3 alarma de fiebre
- 4 32 recuerdos
- 5 °C o °F conmutable
- 6 Apagado automático
- 7 Warner de temperatura de color

Código de Orden: M029631 - Ningún Producto: 8698864013742



GUARDY PRO

Monitor De Presión Arterial Digital

„Guardy PRO“ puede ser utilizado por 2 usuarios y controla el riesgo de hipertensión según la OMS.

- 1 Mediciones precisas
- 2 Pantalla grande con números grandes de fácil lectura y retroiluminación
- 3 Indicador de riesgo de hipertensión de la OMS
- 4 Detector de latidos cardíacos irregulares (IHB)
- 5 Promedio de las últimas 3 mediciones
- 6 2 memorias de 120 lecturas con indicación de fecha y hora para dos usuarios
- 7 Indicador de ajuste del brazalete
- 8 Indicador de movimiento corporal
- 9 Indicador de batería baja
- 10 Apagado automático
- 11 Puerto USB tipo C
- 12 Brazalete de 22-42 cm
- 13 4 pilas alcalinas AAA
- 14 Bolsa de transporte

Código de Orden: M028758 - Ningún Producto: 6948158401147



STEAMY

Nebulizador - TIPO COMPRESOR

STEAMY es un nebulizador fácil de usar con un potente compresor. Está diseñado para administrar la solución del medicamento recetado para tratar los trastornos respiratorios del paciente, como asma, alergias y bronquitis. El nebulizador convierte la solución del medicamento en una niebla en aerosol que el paciente inhala a través de la boquilla o la máscara.

- 1 Velocidad media de nebulización > 0,32 ml/min
- 2 Modo de operación: 24 horas continuas
- 3 Caudal: 5-8 LPM
- 4 MMAD: 3 µm

Código de Orden: M029724 - Ningún Producto: 8698864007734



FONDLY

Báscula Electrónica Para Bebés

- 1 4 sensores extensímetros de alta precisión
- 2 Encendido y apagado automático
- 3 función de tara
- 4 Función de bloqueo/retención automática
- 5 Indicación de batería baja y sobrecarga
- 6 Interruptor de conversión de unidades
- 7 Con cinta métrica de altura

Código de Orden: M024324 - Ningún Producto: 8698864015753



BRP-306

Extractor de Leche Eléctrico

- 1 Dispositivo portátil, invisible y de manos libres
- 2 3 modos: Masaje, Estimulación, Succión Mixta, Extracción.
- 3 Protector de pezón de silicona cómodo para masajear
- 4 Tamaño del protector: 24 mm.
- 5 Batería de litio integrada con cable tipo C incluido.
- 6 Pantalla LCD y botones táctiles para seleccionar funciones.
- 7 Diseño silencioso. Embalaje ecosostenible.
- 8 1 inserto de brida de 17 mm, 1 inserto de brida de 21 mm

Código de Orden: M027503 - Ningún Producto: 6976313750236



WF401

Irrigador Bucal

Fuente de alimentación de	5 V  1 A
Depósito de agua de	300 ml
Consumo de energía	5 W
Capacidad de la batería	1800 mAh
Tiempo de carga	Más de 4 horas

Código de Orden: M025108 - Ningún Producto: 6942284602010



Y4

Pistola de Masaje

Dimensiones	154 x 121 x 57,3 mm
Peso neto: Aprox.	457 g
Capacidad de la batería	2 x 1800 mAh
Interfaz de carga	USB tipo C
Tiempo de carga	Aprox. 3,5 horas
Autonomía de la batería	Aprox. 6 horas
Corriente máxima (en espera)	7 A
Velocidad	6 velocidades/2000–3000 rpm
Recorrido	6 mm
Potencia máxima	Aprox. 55 W



Código de Orden: M025107 - Ningún Producto: 8698864016927



M E D I Z I N T E C H N I K[illegible]

GENTLE

Monitor de presión arterial digital totalmente automático tipo muñeca

- 1 Promedio de las últimas 3 mediciones
- 2 Medición precisa
- 3 Detección de latidos cardíacos irregulares
- 4 Resultado rápido
- 5 Método de inflación silenciosa
- 6 Apagado automático
- 7 Circunferencia de la muñeca: 13,5-21,5 cm (5,3-8,5")

Código de Orden: M028739 - Ningún Producto: 6942284616970



INTELLIGENT^{PRO}

Monitor de Presión Arterial Digital Hablante

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Mediciones precisas 2 Pantalla grande retroiluminada con dígitos grandes y fáciles de leer 3 Indicador de riesgo de hipertensión de la OMS 4 Detector de ritmo cardíaco (VIH) 5 Promedio de las últimas 3 mediciones 6 2 ranuras de memoria para 120 mediciones con visualización de fecha y hora para dos usuarios | <ol style="list-style-type: none"> 7 Indicador de ajuste del brazalete 8 Indicador de movimiento 9 Indicador de batería baja 10 Puerto USB tipo C 11 El brazalete se ajusta de 22 a 42 cm 12 Funciona con 4 pilas alcalinas AAA 13 Habla en 6 idiomas (TR, EN, FR, ES, AR, KU) |
|--|---|

Código de Orden: M028739 - Ningún Producto: 6948158401161



AS9024

Estimulador Eléctrico Tens y EMS

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Funciones de TENS – EMS – MASAJE 2 2 salidas con 24 modos 3 20 niveles de intensidad 4 Temporizador predeterminado de 20 minutos 5 Ajustable de 10 a 60 minutos | <ol style="list-style-type: none"> 6 Pantalla retroiluminada 7 Batería de litio recargable 8 Indicador de batería (muestra cuándo necesita recargarse) 9 Interfaz de carga USB-C |
|---|--|

Código de Orden: M028739 - Ningún Producto: 6970890320790



BABYGERÄUSCH

Doppler Fetal

- 1 Tipo de bolsillo
- 2 Detección precisa
- 3 Ligero
- 4 Pantalla LCD
- 5 Iluminar desde el fondo
- 6 Frecuencia de ultrasonido de 3,0 MHz
- 7 Indicador de batería
- 8 3 modos FHR: conteo manual, tiempo real y promedio
- 9 Nivel de volumen ajustable
- 10 Alarma audible



Código de Orden: M028739 - Ningún Producto: 6951740520263

PROVAC

Máquina portátil de succión de flema

El aparato portátil para absorber flema diseñado basándose en el desarrollo de productos similares en el país y en el extranjero es una nueva generación de dispositivo de succión de lubricación sin aceite, que es adecuado para su uso por pacientes que tienen dificultades para eliminar la flema debido a una enfermedad, coma y operación, como así como para aspirar líquidos como pus y sangre durante la práctica clínica. Es el dispositivo médico comúnmente utilizado para uso en salas de emergencia, quirófanos y para enfermería en enfermería y atención médica domiciliaria.

- 1 Con flujo bajo, vacío medio y estilo moderno.
- 2 Adopción de bomba de pistón sin aceite
- 3 Botón de presión ajustable para seleccionar cualquier nivel de presión adecuado
- 4 La protección contra desbordamiento puede prevenir de manera segura y eficiente el líquido de entrar en la bomba



Código de Orden: M028739 - Ningún Producto: 6975070911812

MOBINEB

Nebulizador de Malla

- 1 Fuente de alimentación dual con opción de batería recargable o cable USB
- 2 Ajuste de la tasa de nebulización de dos niveles
- 3 Tamaño de partícula diminuta < 5 µm
- 4 Vaso grande para medicamentos
- 5 Ruido bajo
- 6 Ligero
- 7 Fácil de usar



Código de Orden: M029559 - Ningún Producto: 8698864016453



INDEX

SISTEMA DE TORNQUETE	32
CINTURÓN ECG	33
MONITORES FETALES	35
JUEGOS DE LARINGOSCOPIO	36
JUEGOS DE DIAGNÓSTICO	36

DTS-3000

Sistema de Torniquete Digital

- 1 Presión y funcionamiento separados para 2 canales.
- 2 Configuración sencilla mediante operación de tecla táctil
- 3 Pantalla LCD gráfica
- 4 Autocomprobación de presión y sistema
- 5 Calibración del sensor de presión de aire automático
- 6 Sistema de alarma de seguridad (brazalete, presión, batería, tiempo) comprobar alarmas
- 7 Batería integrada
- 8 Modo de espera
- 9 2 canales (4 puertos para uso de 2 brazaletes dobles o simples)
- 10 característica RIVA
- 11 Aplicación del sensor LOP
- 12 Opcional: 14 tamaños de manguito diferentes (simple, IVRA, cónico)

Código de Orden: M067803 - **Ningún Producto:** 8698864012745



LX

Unidad Electroquirúrgica - 200 Watt

- ❶ Tecnología de retroalimentación de tejidos 6SENSE
- ❷ Tecnología de autocontrol y código de error
- ❸ Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
- ❹ 2 modos bipolares, 6 monopolares
- ❺ 1 salida monopolar, 1 salida bipolar adet.
- ❻ 1 programa ajustable por el usuario
- ❼ Monitorización del electrodo de retorno del paciente
- ❽ Capacidad de actualización: Coagulación de haz / Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
- ❾ Alarmas sonoras y visuales



Código de Orden: M066851 - Ningún Producto: 8698864013643

EASY +

Unidad Electroquirúrgica – 300 WATT

- ❶ Tecnología de retroalimentación de tejidos 6SENSE
- ❷ Tecnología de autocontrol y código de error
- ❸ Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
- ❹ 2 modos bipolares, 7 monopolares
- ❺ Modo endoscópico (endocut)
- ❻ 1 salida monopolar, 1 bipolar
- ❼ 10 programas ajustables por el usuario
- ❽ Monitorización del electrodo de retorno del paciente
- ❾ Capacidad de actualización: Coagulación de haz / Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
- ❿ Alarmas sonoras y visuales



Código de Orden: M066852 - Ningún Producto: 8698864013650

MX

Unidad Electroquirúrgica – 300 WATT

- 1 Tecnología de retroalimentación de tejidos 6SENSE
- 2 Tecnología de autocontrol y código de error
- 3 Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
- 4 4 modos bipolares, 7 monopolares
- 5 Modo endoscópico (endocut)
- 6 2 salidas monopolares, 1 bipolar
- 7 Coagulación simultánea
- 8 30 programas ajustables por el usuario
- 9 Monitorización del electrodo de retorno del paciente
- 10 Capacidad de actualización: Coagulación de haz / Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
- 11 Alarmas sonoras y visuales



Código de Orden: M066850 - **Ningún Producto:** 8698864013636

SIGMA +

Unidad Electroquirúrgica – 400 WATT

- 1 Pantalla LCD a color de 4,7"
- 2 Tecnología de retroalimentación de tejidos 6SENSE
- 3 Tecnología de autocontrol y código de error
- 4 Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
- 5 4 modos bipolares, 8 monopolares
- 6 Modo endoscópico (endocut)
- 7 2 salidas monopolares, 1 bipolar
- 8 Coagulación simultánea
- 9 30 programas ajustables por el usuario
- 10 Monitorización del electrodo de retorno del paciente
- 11 Capacidad de actualización: Coagulación de haz / Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
- 12 Alarmas sonoras y visuales



Código de Orden: M066853 - **Ningún Producto:** 8698864013667

STAR5000

Monitor fetal y materno

- 1 Pantalla táctil LCD TFT a color de 12,1"
- 2 Sistema ARM avanzado, conveniente para mantenimiento y
- 3 actualización de interfaces de parámetros de fuentes estándar y grandes
- 4 Sondas impermeables de alta sensibilidad
- 5 Impresora térmica incorporada de 112 mm de ancho
- 6 Revisión completa de datos hasta 120 horas.
- 7 Sistema automático de puntuación del estado fetal
- 8 Montable en pared
- 9 Opciones de sistema de monitoreo central cableado/inalámbrico de hasta 128 camas
- 10 Opción de conectividad a impresora externa.
- 11 sistema de alarma de 3 niveles
- 12 Configuraciones estándar: FHR, TOCO, FM, AFM, Impresora térmica
- 13 Configuraciones opcionales: FHR2, estimulador fetal, impresora externa



Código de Orden: M066201 - Ningún Producto: 8698864013629

STAR5000 E

Monitor fetal y materno

- 1 Pantalla táctil TFT de 5,7 pulgadas
- 2 Impresora térmica incorporada de 112 mm de ancho
- 3 Batería de iones de litio incorporada, hasta 4 horas de funcionamiento
- 4 Medición FM manual/automática
- 5 Sistema automático de puntuación del estado fetal
- 6 Indicador de intensidad de la señal FHR
- 7 60 horas de respuesta y almacenamiento de formas de onda en tiempo real
- 8 Función de monitoreo de tiempo para evitar el monitoreo de tiempo extra
- 9 Conectividad opcional al sistema de monitoreo central



Código de Orden: M066200 - Ningún Producto: 8698864013612

CLARMAC/CLARMIL

Juego de Laringoscopio Estándar
Macintosh/Miller

- 1 Dentro de caja de plástico
- 2 Esterilizable en autoclave a 134°C
- 3 Tipos de hojas curvas y rectas
- 4 Resistente a la solución desinfectante.
- 5 El conjunto está compuesto por:
 - 3 piezas de hoja (Tamaños: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
 - 1 pieza de mango con sistema de bloqueo especial
 - 1 pieza de bombilla de repuesto

CLARMAC - Ningún Producto: 8698864008595

CLARMIL - Ningún Producto: 8698864008625



FLARMAC/FLARMIL

Juego de Laringoscopio de Fibra Óptica
Macintosh/Miller

- 1 Dentro de caja de plástico
- 2 Esterilizable en autoclave a 134°C
- 3 Tipos de hojas curvas y rectas
- 4 Resistente a la solución desinfectante.
- 5 El conjunto está compuesto por:
 - 3 piezas de hoja (Tamaños: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
 - 1 pieza de mango con sistema de bloqueo especial
 - 1 pieza de bombilla de repuesto

FLARMAC - Ningún Producto: 8698864008649

FLARMIL - Ningún Producto: 8698864008663



DIASET

Conjunto de Diagnóstico - Estándar/Halógeno

- 1 Dentro del estuche con cremallera
- 2 Esterilizable en autoclave a 134°C
- 3 Intensidad de luz ajustable
- 4 El conjunto está compuesto por:
 - 1 pieza de otoscopio
 - 1 pieza de oftalmoscopio
 - 2 piezas de espejo laríngeo (tamaños 3 y 4)
 - 1 pieza de depresor lingual de metal
 - 1 pieza de adoptante para depresor lingual desechable
 - 3 piezas de espéculo auricular (tamaños de 2,5/3,5/4,5 mm)
 - 1 pieza de portalámparas (para espejos laríngeos)
 - 2 piezas de bombilla auxiliar
 - 1 pieza de espéculo nasal (reutilizable)
 - 1 pieza de mango con sistema de bloqueo por tornillo



Código de Orden: M040410 - Ningún Producto: 8698864008687

OTOSET

Set de Otoscopio / Ensemble d'Otoscope - Estándar/Halógeno

- 1 Dentro de la bolsa con cremallera
- 2 Intensidad de luz ajustable
- 3 El conjunto está compuesto por:
 - 1 pieza de cabeza de otoscopio con sistema de bloqueo de tornillo
 - 3 piezas de espéculo auricular reutilizable (2,5/3,5/4,5 mm)
 - 1 pieza de mango con sistema de bloqueo por tornillo

Código de Orden: M040411 - **Ningún Producto:** 8698864008700



OFTASET

Set de Oftalmoscopio / Ensemble d'Ophthalmoscope - Estándar/Halógeno

- 1 Dentro de caja de plástico
- 2 Esterilizable en autoclave a 134°C
- 3 Ajuste de 24 dioptrías entre -25 y +40
- 4 El conjunto está compuesto por;
 - 1 cabezal de oftalmoscopio con sistema de bloqueo atornillado.
 - 1 pieza de mango con sistema de bloqueo de tornillo

Código de Orden: M040412 - **Ningún Producto:** 8698864008700



OTO-OFTASET

Juego de Oto/Oftalmoscopio Conjunto de Otoscopio + Oftalmoscopio Estándar/Halógeno

- 1 Dentro de caja de plástico
- 2 Intensidad de luz ajustable
- 3 Bombilla tipo vacío
- 4 Ajuste de 24 dioptrías en un rango entre -25 y +40
- 4 El conjunto está compuesto por:
 - 3 piezas de espéculo auricular reutilizable (2,5/3,5/4,5 mm)
 - 1 pieza de cabeza de otoscopio
 - 1 pieza de cabeza de oftalmoscopio
 - 1 pieza de mango con sistema de bloqueo por tornillo

Código de Orden: M040413 - **Ningún Producto:** 8698864008724





INDEX

[illegible]

pM-6000

Monitor de paciente: diseño compacto

- 1 Pantalla LCD a color de 8,4"
- 2 2 horas de duración de la batería
- 3 Visualización simultánea de 8 formas de onda
- 4 Alarmas visuales y audibles
- 5 72 horas de ahorro de tendencias
- 6 Parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
- 7 Parámetros opcionales: 2 canales IBP, CO2

Código de Orden: M068101 - **Ningún Producto:** 8698864008380



pM-6800

Monitor de paciente: diseño compacto

- 1 Pantalla LCD a color de 8"
- 2 2 horas de duración de la batería
- 3 Visualización simultánea de 7 formas de onda
- 4 Alarmas visuales y audibles
- 5 72 horas de ahorro de tendencias
- 6 alarma de apnea
- 7 Parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP

Código de Orden: M068102 - **Ningún Producto:** 8698864008397



pM-8000

Monitor de paciente: diseño compacto

- 1 Pantalla LCD a color de 12,1"
- 2 2 horas de duración de la batería
- 3 Visualización simultánea de 8 formas de onda
- 4 Alarmas visuales y audibles
- 5 72 horas de ahorro de tendencias
- 6 Alarma de apnea
- 7 Parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
- 8 Parámetros opcionales: 2xIBP, ETCO2

Código de Orden: M068103 - **Ningún Producto:** 8698864008373



ECG100G

Dispositivo de ECG - Monocanal / Sobremesa

- 1 Diseño ligero y compacto
- 2 Modos de impresión: Automático y manual
- 3 Sistema de grabación: Impresora térmica
- 4 Filtros AC y EMG
- 5 Batería interna

Código de Orden: M066922 - Ningún Producto: 8698864008915



ECG300G

Dispositivo de ECG - 3 Canales / Sobremesa

- 1 Diseño ligero y compacto
- 2 Modos de impresión: Automático, manual y rítmico
- 3 Sistema de grabación: Impresora térmica
- 4 Filtros AC, EMG y DFT
- 5 Batería interna
- 6 Memoria interna: 1.000 pacientes
- 7 Diagrama de colocación de cables
- 8 Pantalla: LCD en color de 320x240

Código de Orden: M066923 - Ningún Producto: 6945040100089



ECG600G

Dispositivo de ECG - 6 canales/mesa/pantalla táctil

- 1 Diseño ligero y compacto
- 2 Modos de impresión: Automático, manual y rítmico
- 3 Sistema de grabación: Impresora térmica
- 4 Filtros AC, EMG y DFT
- 5 Memoria interna: 1.000 pacientes
- 6 Diagrama de colocación de cables
- 7 Pantalla: pantalla táctil LCD a color de 800x480
- 8 Función de interpretación

Código de Orden: M066925 - Ningún Producto: 6945040100485



ECG1200G

Dispositivo de ECG - 12 canales/mesa/pantalla táctil

- 1 Diseño ligero y compacto
- 2 Modos de impresión: Automático, manual y rítmico
- 3 Sistema de grabación: Impresora térmica
- 4 Filtros AC, EMG y DFT
- 5 Batería interna
- 6 Memoria interna: 1.000 pacientes
- 7 Diagrama de colocación de cables
- 8 Pantalla: pantalla táctil LCD a color de 800x600

Código de Orden: M066926 - Ningún Producto: 6945040100492



EH-12

Sistema Holter de ECG - 12 canales

- 1 Diseño ligero y compacto
- 2 Grabación de ECG de 12 canales.
- 3 Memoria incorporada de 1,2 GB
- 4 Selección del canal de análisis.
- 5 Marcado de eventos del paciente
- 6 Plantilla, ST, HRV, QT, Fibrilación auricular, Análisis HRT y T-Wave
- 7 Informes avanzados

Código de Orden: M067121 - **Ningún Producto:** 8698864008885



ABPM-50

Sistema Holter de presión arterial ambulatoria - Pantalla grande y a color

- 1 Diseño compacto y ligero
- 2 Medición oscilométrica
- 3 Software para PC basado en Windows
- 4 Software programable para día y noche.
- 5 Informes avanzados
- 6 Alarmas sonoras y visuales.

Código de Orden: M067102 - **Ningún Producto:** 8698864012608



SP-10

Sistema de espirometría - Portátil

- 1 Pantalla a color TFT de 1,8"
- 2 Artículos de prueba: FVC
- 3 Batería interna

Código de Orden: M066910 - **Ningún Producto:** 8698864009325



PLASMED

INDEX

HOJAS DE BISTURI	43
RESUCITADORES	44
GRAPADORA Y REMOVEDOR DE PIEL	45
ALMOHADILLAS ELECTROQUIRÚRGICAS	45
JUEGOS DE INFUSIÓN	46
I.V. CÁNULA	46
ELECTRODO ECG	47
GUANTES DE EXAMEN DE LÁTEX	47
GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX	47

- 1 Acero carbono
- 2 Tamaños: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 3 Paquete estéril individual
- 4 Embalaje: 100 unidades/caja, 5.000 unidades/caja



NO:10



NO:11



NO:12



NO:15



NO:18



NO:20



NO:21



NO:22



NO:23



NO:24

NO:10 - Código de Orden: M035037 - Ningún Producto: 6945630118821

NO:11 - Código de Orden: M035038 - Ningún Producto: 6945630118838

NO:12 - Código de Orden: M035039 - Ningún Producto: 6945630118845

NO:15 - Código de Orden: M035040 - Ningún Producto: 6945630118852

NO:18 - Código de Orden: M035041 - Ningún Producto: 6945630118869

NO:20 - Código de Orden: M035042 - Ningún Producto: 6945630118876

NO:21 - Código de Orden: M035043 - Ningún Producto: 6945630118883

NO:22 - Código de Orden: M035044 - Ningún Producto: 6945630118890

NO:23 - Código de Orden: M035045 - Ningún Producto: 6945630118906

NO:24 - Código de Orden: M035046 - Ningún Producto: 6945630118913

AMBUSET-D

Kit De Resucitador de PVC - Desechable

- 1 Válvula de alivio de presión
- 2 Máscara inflable con colchón de aire y jeringa.
- 3 Volúmenes del balón de oxígeno: Adulto (1700 ml), pediátrico (600 ml) y lactante (280 ml)
- 4 Volúmenes del depósito de oxígeno: Adulto (2000 ml), pediátrico y infantil (1600 ml)
- 5 Máscara de PVC de 1 pieza, vía aérea de 3 piezas y cánula de oxígeno nasal de 1 pieza en el kit
- 6 Embalaje: 24 unidades/caja

D280 - Código de Orden: M034523 - **Ningún Producto:** 8698864013193

D600 - Código de Orden: M034524 - **Ningún Producto:** 8698864013209

D1700 - Código de Orden: M034525 - **Ningún Producto:** 8698864013216



AMBUSET-R

Kit de Resucitador de Silicona - Reutilizable

- 1 Esterilizable en autoclave (134°C)
- 2 Válvula de alivio de presión
- 3 Volúmenes del balón de oxígeno: Adulto (1700 ml), pediátrico (600 ml) y lactante (280 ml)
- 4 Volúmenes del depósito de oxígeno: Adulto (2000 ml), pediátrico y infantil (1600 ml)
- 5 Tamaños de máscara: 0, 1, 2, 3, 4, 5
- 6 Máscara de silicona de 2 piezas, vía aérea de 3 piezas, cánula de oxígeno nasal de 1 pieza y abridor de boca de 1 pieza en el kit
- 7 Estuche de plástico duro para transportar todos los equipos.
- 8 Embalaje: 12 unidades/caja

R280 - Código de Orden: M034501 - **Ningún Producto:** 8698864013162

R600 - Código de Orden: M034521 - **Ningún Producto:** 8698864013179

R1700 - Código de Orden: M034522 - **Ningún Producto:** 8698864013186



F-35W

Removedor Grapadora / Reutilizable / Estéril

- ❶ Il peut être stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO)
- ❷ Paquet individuel d'ampoules stériles
- ❸ Emballage: 200 pcs / carton

Código de Orden: M035031 - **Ningún Producto:** 5060186750125



C-WR

Grapadora de Piel - Reutilizable / Estéril

- ❶ Acero inoxidable
- ❷ 35 ganchos anchos (w)
- ❸ Paquete tipo blister estéril individual
- ❹ Embalaje: 5 unidades/caja, Código de orden: M035031 100 unidades/caja

Código de Orden: M035031 - **Ningún Producto:** 5060186750125



GP03 / GP04

Almohadilla Electroquirúrgica - Desechable

- ❶ Monopolar o bipolar
- ❷ Adhesivo conductor de hidrogel
- ❸ Compatible con todas las unidades electroquirúrgicas
- ❹ Cables reutilizables (opcional)
- ❺ Embalaje: 50 unidades/caja, 400 unidades/caja

GP03 - Código de Orden: M034302 - **Ningún Producto:** 8698864001404

GP04 - Código de Orden: M034304 - **Ningún Producto:** 8698864001428



INFSET-S

Sete Infusión (Ventilado) Desechable / Estéril

- 1 Para botellas y bolsas de infusión
- 2 Punta ventilada
- 3 Filtro de entrada de aire con tapa a presión
- 4 20 gotas = 1 ml
- 5 filtro de 15 micras
- 6 Abrazadera de rodillo
- 7 sitio de inyección
- 8 Conector deslizante Luer
- 9 Aguja de 21G
- 10 Longitud del tubo: 150 cm
- 11 Paquete estéril individual
- 12 Embalaje: 500 unidades/caja



Código de Orden: M034231 - **Ningún Producto:** 8698864009912

PLASCATH

I.V. AGUJA

- 1 Cánula japonesa de acero inoxidable
- 2 Punta de aguja extrafina para una canulación suave
- 3 Catéter de FEP/PTFE de paredes delgadas para una menor fuerza de penetración
- 4 Tecnología de inclinación personalizada para un menor espesor de pared de punta
- 5 Espacio mínimo entre el catéter y la aguja para evitar problemas de despegue durante el uso
- 6 Luer Lock diseñado para evitar fugas
- 7 Apirógeno
- 8 No: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G con alas y catéter radiopaco con puerto de inyección para adultos
24G, 26G con alas pequeñas y sin puerto de inyección Catéter radiopaco para neonatos



No:14G Adult - Código de Orden: M031825 - **Ningún Producto:** 8698864014671

No:16G Adult - Código de Orden: M031826 - **Ningún Producto:** 8698864014688

No:17G Adult - Código de Orden: M031827 - **Ningún Producto:** 8698864014695

No:18G Adult - Código de Orden: M031828 - **Ningún Producto:** 8698864014701

No:20G Adult - Código de Orden: M031829 - **Ningún Producto:** 8698864014718

No:22G Adult - Código de Orden: M031830 - **Ningún Producto:** 8698864014725

No:24G Adult - Código de Orden: M031831 - **Ningún Producto:** 8698864014732

No:24G Neonatal - Código de Orden: M031841 - **Ningún Producto:** 8698864014749

No:26G Neonatal - Código de Orden: M031842 - **Ningún Producto:** 8698864014756

ÉLECTRODES ECG

- 1 B5055 Adulto: Redonda, 50 x 55 mm, base de espuma, gel sólido, 50 unidades/bolsa.
- 2 B2525 Niño: 25,4 x 25,4 mm, base de espuma, gel sólido, 50 unidades/bolsa.

B5055 - Código de Orden: M035905 - Ningún Producto: 8698864016187

B2525 - Código de Orden: M035906 - Ningún Producto: 8698864016194



GUANTES DE EXAMEN DE LÁTEX

- 1 Ambidextro
- 2 De un solo uso
- 3 En polvo / Sin polvo
- 4 Tallas: X-Pequeño, Pequeño, Mediano, Grande, Extragrande



EN POLVO / X-PEQUEÑO - Ningún Producto: 8698864013834

EN POLVO / PEQUEÑO - Ningún Producto: 8698864013841

EN POLVO / MEDIO - Ningún Producto: 8698864013858

EN POLVO / GRANDE - Ningún Producto: 8698864013865

EN POLVO / EXTRA GRANDE - Ningún Producto: 8698864013872

SIN POLVO / X-PEQUEÑO - Ningún Producto: 8698864013889

SIN POLVO / PEQUEÑO - Ningún Producto: 8698864013896

SIN POLVO / MEDIO - Ningún Producto: 8698864013902

SIN POLVO / GRANDE - Ningún Producto: 8698864013919

SIN POLVO / EXTRA GRANDE - Ningún Producto: 8698864013926

GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX

- 1 Látex de caucho natural
- 2 De un solo uso
- 3 En polvo / Sin polvo
- 4 Tallas : 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5



EN POLVO / NO:6 - Ningún Producto: 8698864014763

EN POLVO / NO:6,5 - Ningún Producto: 8698864014770

EN POLVO / NO:7 - Ningún Producto: 8698864014787

EN POLVO / NO:7,5 Ningún Producto: 8698864014794

EN POLVO / NO:8 - Ningún Producto: 8698864014800

EN POLVO / NO:8,5 - Ningún Producto: 8698864014817

SIN POLVO / NO:6 - Ningún Producto: 8698864014824

SIN POLVO / NO:6,5 - Ningún Producto: 8698864014831

SIN POLVO / NO:7 - Ningún Producto: 8698864014848

SIN POLVO / NO:7,5 - Ningún Producto: 8698864014855

SIN POLVO / NO:8 - Ningún Producto: 8698864014862

SIN POLVO / NO:8,5 - Ningún Producto: 8698864014879

PRODUCTOS DE DISTRIBUCIÓN

INDEX

MP-60

Bomba de Infusión - Diseño Modular

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Pantalla táctil | 9 KVO ajustable |
| 2 Ligero y pequeño | 10 Modo nocturno |
| 3 Diseño modular | 11 Datos del paciente |
| 4 Plug & Play | 12 Biblioteca de medicamentos |
| 5 Apilable | 13 Posibilidad de fijación a soporte intravenoso |
| 6 Puerta automática | 14 Fijación al portasueros |
| 7 Mecanismo antifiujo libre | 15 Alarmas sonoras y visuales. |
| 8 Bolo automático y manual | 16 Batería interna |

MEDCAPTAIN



Código de Orden: M066830 - Ningún Producto: 8698864012639

SYS-6010

Bomba de Infusión – Portátil

- 1 Fácil de usar
- 2 pantalla táctil
- 3 Mecanismo antifiujo libre
- 4 Alta seguridad y estabilidad
- 5 Alta precisión
- 6 Sensor de caída opcional

MEDCAPTAIN



Código de Orden: M066831 - Ningún Producto: 8698864012646

MP-80

Estación de Trabajo De Infusión

- 1 Diseño modular
- 2 Apilable
- 3 Plug & Play
- 4 Sincronizar alarma con bombas
- 5 Conectividad Wi-Fi al sistema de monitoreo central
- 6 Compatible con bomba de infusión MP-60 y bomba de jeringa MP-30

MEDCAPTAIN



Código de Orden: M066834 - Ningún Producto: 8698864012653

MP-30

Bomba de Jeringa - Diseño Modular

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 Pantalla táctil | 8 Modo nocturno |
| 2 Ligero y pequeño | 9 Datos del paciente |
| 3 Diseño modular | 10 Biblioteca de medicamentos |
| 4 Plug & play | 11 Fijación al portasueros |
| 5 Apilable | 12 Alarmas sonoras y visuales. |
| 6 Bolo automático y manual | 13 Batería interna |
| 7 Kvo ajustable | |

MEDCAPTAIN



Código de Orden: M066832 - Ningún Producto: 8698864012615

SYS-3011

Bomba de Jeringa - Portátil

- 1 Fácil de usar
- 2 Alta seguridad y estabilidad
- 3 Alta precisión
- 4 Sistema de accionamiento patentado
- 5 Tecnología especial de accionamiento por motor.

MEDCAPTAIN



Código de Orden: M066833 - Ningún Producto: 8698864012622

HI-101

Sistema de Espirometría - Mesa

- | | |
|--|---|
| 1 Para realizar pruebas de asma, EPOC y otros pacientes con insuficiencia respiratoria | 10 Batería de plomo recargable |
| 2 Compacto para la movilidad | Impresora térmica |
| 3 Gran pantalla LCD | 11 Software de gestión de datos para Windows |
| 4 Elementos de prueba: SVC, FVC, MVV, BD | 12 Elementos opcionales: jeringa de calibración |
| 5 Precisión ATS comprobada | 13 (3L o 1L), filtro espiro |
| 6 Almacenamiento de datos: Aprox. 100 pruebas | |
| 7 Interfaz de computadora: RS-232C | |
| 8 Ideal para clínicas | |
| 9 Simplemente presione los botones y la prueba se completará en 3 minutos. | |

CHEST



Código de Orden: M063901 - Ningún Producto: 8698864013353

PUNZÓN DE BIOPSIA

Esteril

- 1 Desechable
- 2 Dimensiones: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- 3 Embalaje: 20 unidades/caja; 50 cajas/cartón



2 mm - Código de Orden: M032307 - Ningún Producto: 4560146922605
 3 mm - Código de Orden: M032301 - Ningún Producto: 4560146922599
 4 mm - Código de Orden: M032302 - Ningún Producto: 4560146922582
 5 mm - Código de Orden: M032303 - Ningún Producto: 4560146922612
 6 mm - Código de Orden: M032304 - Ningún Producto: 4560146922575

Catéter externo masculino (condón)

Desechable/Esteril

- 1 Látex puro y suave
- 2 Compatibilidad con todas las bolsas de orina estándar.
- 3 Con cintas adhesivas suaves
- 4 Tamaños: Mediano (25 mm), grande (30 mm) y extra grande (35 mm)



CATÉTER-L - Código de Orden: M030716 - Ningún Producto: 8905159006694
 CATÉTER-M - Código de Orden: M030717 - Ningún Producto: 8905159006687
 CATÉTER-XL - Código de Orden: M030710 - Ningún Producto: 8905159006700

NEW ASKIR - 230/12V BR

Unidad de Aspiración a Batería

NEW ASKIR 230/12V BR es un aspirador eléctrico para la aspiración de fluidos corporales, aspiración oral, nasal y traqueal en adultos o niños. Adecuado para aplicaciones de emergencia y terapia postoperatoria, tanto en el ámbito profesional como en el hogar.

Tres opciones diferentes de funcionamiento: adaptador AC/DC, batería recargable y 12V lo convierten en un aspirador versátil homologado para funcionamiento NON-STOP sin sobrecalentamiento. Provisto de alarma visual y acústica que indica nivel bajo de batería.

El mango ergonómico de nuevo diseño garantiza un agarre cómodo y seguro.



Código de Orden: M066933 - Ningún Producto: 8054619100370

Varios productos TRIMPEKS que no se encuentran en el Catálogo de Productos

Mobiliario Hospitalario

Cama de hospitalización
Cuna
mesa de mayonesa
Mesita de noche
Mesa de entrega
Mesa de operaciones
Mesa de diagnostico
Silla de muestreo de sangre
Presidente de diálisis
Pantalla de sala
Pasos del sofá
Camilla
Carros / Carritos
Soporte de infusión móvil (soporte de suero)
Taburete ajustable
Visor de películas
Lavabo Quirúrgico
Banco de espera del hospital

Misceláneas

Unidad de Consulta de ORL
Máquina de diálisis
Refrigerador médico
Ventilador de UCI
Ventilador de emergencia y transporte
Máquina de anestesia
Desfibrilador
DEA (desfibrilador externo automático)
Columna de endoscopia
Conjunto de laparoscopia
Analizador de heces
Silla dental

Productos de radiología

Rayos X Móvil
Ultrasonido
Radiografía Panorámica Dental
Escáner CT

Lámparas

Lámpara de examen
Lámpara quirúrgica

Básculas digitales y mecánicas

Báscula digital para bebés
Báscula para bebés mecánica con deslizamiento pesas
Báscula mecánica para adultos con pesas deslizantes y tallímetro

Consumibles

Cánula intravenosa
Set de infusiones
Jeringas desechables
Jeringas angiográficas
Tiritas, Vendas, Compresas, Apósitos, Rollos de Gasa, Algodón, etc.

RUTF (Alimento Terapéutico Listo para Usar)

Various TRIMPEKS products which do not take place in the Product Catalogue

Hospital Furniture

Hospitalisation Bed
Baby Cot
Mayo Table
Nightstand
Delivery Table
Operating Table
Examination Table
Blood Sampling Chair
Dialysis Chair
Ward Screen
Couch Steps
Stretcher
Trolleys / Carts
Mobile Infusion Stand (Serum holder)
Adjustable Stool
Film Viewer
Surgical Sink
Hospital Waiting Bench

Miscellaneous

ENT Consultation Unit
Dialysis Machine
Medical Refrigerator
ICU Ventilator
Emergency & Transport Ventilator
Anesthesia Machine
Defibrillator
AED (Automated External Defibrillator)
Endoscopy Column
Laparoscopy Set
Feces Analyzer
Dental Chair

Radiology Products

Mobile X-Ray
Ultrasound
Dental Panoramic X-Ray
CT Scanner

Lamps

Examination Lamp
Surgical Lamp

Digital and Mechanical Scales

Digital Baby Scale
Mechanical Baby Scale with sliding weights
Mechanical Adult Scale with sliding weights and Height Rod

Consumables

IV Cannula
Infusion Set
Disposable Syringes
Angiographic Syringes
Plasters, Bandages, Compresses, Dressings, Gauze Rolls, Cotton, etc.

RUTF (Ready to Use Therapeutic Food)



Su “Ventanilla Única”
para los Requisitos de
Atención Médica para

- ✓ **Detección**
- ✓ **Evaluación de Riesgos**
- ✓ **Diagnóstico**
- ✓ **Terapia**



Contacta Con Nosotros

 Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cd. No:1/11 34415 Kağıthane İstanbul Türkiye

 www.trimpeks.com

 export@trimpeks.com

 +90 212 319 50 00