

- [illegible]



Trimpeks Healthcare, sađlıđın bir bireyin yařamındaki deđerinin ve öneminin bilincinde olan ortaklar tarafından 1990 yılında İstanbul, Türkiye'de kurulmuřtur.

Bireylerin günlük rutinlerinde veya ihtiyaç duydukları anlarda kendi sađlık kontrollerini yapabilmeleri ve/veya kendilerini tedavi edebilmeleri gerekliliđinden yola çıkarak, kapsamlı bir "Evde Sađlık Hizmetleri" ürün yelpazesi oluřturduk.

Bunun yanı sıra, bireylerin ihtiyaç duydukları durumlarda hastane ve klinik ortamında sađlık profesyonelleri tarafından bakıma ihtiyaç duyabilecekleri gerçeđini de göz önünde bulundurarak, eksiksiz bir "temel hastane ürünleri" yelpazesi de geliřtirdik.

Böylece, dünya genelinde 50'den fazla ülkeye başarıyla hizmet veren ve sađlık ihtiyaçlarına yönelik "**Tek Durak Noktası**" (tek elden çözüm merkezi) niteliđi taşıyan bir kuruluş haline geldik.

Ürün portföyümüzü oluřturan ürünleri seçerken temel aldığımız kriter řudur: "**Her bir Trimpeks ürünü, kendi aile bireylerimizin de gönül rahatlıđıyla kullanabileceđi kalitede olmalıdır.**"

Elinizdeki bu katalog vesilesiyle, sizi ülkenizde bir Trimpeks İş Ortađı olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

"TRIMPEKS EKİBİ"niz

İÇERİK

DİYABET BAKIMI	4
ATEŞ ÖLÇÜMÜ	8
TANSİYON ÖLÇÜMÜ	9
AKSESUARLAR	11
STETOSKOPLAR	12
REFLEKS ÇEKİÇLERİ	13
NEBÜLİZATÖRLER	14
OKSİJEN KONSANTRATÖRLERİ	15
PULSEOKSİMETRE	16
PAP CİHAZLARI	17
CPAP MASKELERİ	19
BASINÇLI YATAK SİSTEMLERİ	20
TENS VE EMS ELEKTRİKSEL STİMÜLATÖRLERİ	21
HASTA BAKIMI	22

pM-100 *fasTtest*

Kan Şekeri Ölçüm Sistemi

Kolay kullanımı ve hızlı yanıt süresi ile bilinen Plusmed fasTTest kan şekeri ölçüm sistemi, sadece küçük bir miktarda kan numunesi ile doğru sonuçlar elde etmek üzere tasarlanmıştır. Plusmed fasTTest kan şekeri ölçüm sistemi, parmak ucundan, avuç içinden veya ön koldan alınan tam kandaki glikoz değerlerini görüntülemek üzere evde ve profesyonel alanlarda kullanılabilir. Test sonuçları, karanlık bir ortamda bile ekran arkası ışığı sayesinde kolaylıkla okunabilir.



- 1 5 saniyede ölçüm
- 2 0,5 µl kan numunesi ile ölçüm
- 3 Kod anahtarsız ölçüm
- 4 Ölçüm hatırlatma alarmı
- 5 300 ölçüm hafızası
- 6 Bilgisayara veri aktarımı özelliği
- 7 Büyük LCD ekran
- 8 Hipoglisemi ve hiperglisemi göstergesi
- 9 7-14-30 günlük ölçüm ortalaması
- 10 Düşük ve yüksek ölçüm aralıklarını ayarlama
- 11 Alternatif bölge testi: Avuç içi/Kol

Sipariş Kodu: M020751 - ÜTS: 5060186753614

pM-100 *fasTtest*

Kan Şekeri Ölçüm Stribi



Plusmed fasTTest test stribi, parmak ucundan, avuç içinden veya ön koldan alınan tam kandaki glikoz değerini sayısal olarak görüntülemek üzere Plusmed fasTTest kan şekeri ölçüm cihazı ile birlikte kullanılmaktadır.

Sipariş Kodu: M020752 - ÜTS: 5060186753621

- 1 Kapiler tam kanda glikoz ölçümü
- 2 Az miktarda kan örneği ile ölçüm

pM-100 *fasTtest*

Kan Lanseti



Tek kullanımlık ve tek hasta kullanımı için olan Plusmed fasTTest kan lanseti, kan numunesi almak için parmak delme kalemine takılarak kullanılır.

Sipariş Kodu: M021965 - ÜTS: 6957138609251

- 1 İnceliği sayesinde acısız uygulama
- 2 İğne çapı: 30G
- 3 Gama sterilizasyon yöntemi ile daha güvenli

Kullanım kolaylığı ve hızlı tepki süresi ile tanınan Plusmed fasTest DailyCheck Kan Şekeri Takip Sistemi, in vitro teşhis için yalnızca az miktarda kan kullanarak doğru sonuçları işlemek üzere tasarlanmıştır. Plusmed fasTest DailyCheck Kan Şekeri Takip Sistemi, hastaneler ve klinikler gibi evde ve profesyonel ortamlarda, örneğin bir sandalyede veya hasta yatağının yanında oturmak gibi farklı konumlardaki alternatif yerlerden elde edilen toplam kan şekeri düzeylerini izlemek için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek kontrastlı ekran, büyük simgeler ve büyük sayılar, test sonuçlarının okunmasını kolaylaştırır.



Sipariş Kodu: M020775 - ÜTS: 8698864016071

- 1 5 saniye ölçüm süresi
- 2 1 µl kan örneği
- 3 Kodlama gerekmez
- 4 Test programı için alarm
- 5 Tarih ve saat ile 360 test hafızası
- 6 7, 14 ve 28 gün boyunca ortalama mmol/L veya mg/dL (değiştirilebilir)

Sipariş Kodu: M020776 - ÜTS: 8698864016088



pM-900 fasTest DiagnoPRO

Kan Şekeri Ölçüm Sistemi

Kolay kullanımı ve hızlı yanıt süresi ile bilinen Plusmed fasTest DiagnoPro Çoklu Ölçüm Sistemi, sadece küçük bir miktarda kan numunesi ile vücut dışı tanıda doğru sonuçlar elde etmek üzere tasarlanmıştır. Plusmed fasTest DiagnoPro Çoklu Ölçüm Sistemi taze kapiller tam kan, neonatal kanı, arter ve venöz kan örneklerinden Kan Şekeri, Kan B-Ketonu ve Kan Ürik Asidi ölçümünde kullanılabilir. Hastaların evde kendi kendine ölçümüne, hastane ve kliniklerde kan şekeri seviyesini izlemek amacıyla profesyonel kullanıma uygun tasarlanmış vücut dışı tanı cihazıdır.



Sipariş Kodu: M020776 - ÜTS: 8698864016088

- 1 Çok Fonksiyonlu (Kan Şekeri, Kan Ketonu* ve Kan Ürik Asidi*)
- 2 GOD Teknolojisi; 0,7 µl kan numunesi
- 3 7, 14, 30, 60 ve 90 günlük ortalama glikoz değeri
- 4 5 saniyede sonuç
- 5 500 teste kadar hafıza
- 6 Test çubuğu çıkarma mekanizması
- 7 ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 sertifikalı
- 8 Veri aktarım kablosu ile PC'ye veri aktarımı
- 9 Yenidoğan kullanımına uygun
- 10 Kutu ilk açıldıktan sonra 6 ay test çubuğu kullanım ömrü
- 11 Ölçüm aralığı göstergisi

Sipariş Kodu: M020722 - ÜTS: 8698864014572



Fastest Hblyzer kılcal ve venöz tam kanda Hemoglobin (Hb) ve Hematokrit (Hct) miktarının tespitinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır . Bu sistem anemi gibi klinik durumlarda sağlık profesyonelleri tarafından vücut dışında (in vitro diagnostik kullanım) ve fiziki muayenelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



- 1 15 saniyede sonuç
- 2 10 ul küçük kan örneği boyutu
- 3 Tarih/saat ve kimlik numarası ile 1.000 test hafızası
- 4 Değiştirilebilir üç ölçüm birimi
- 5 Taşıma çantası
- 6 Büyük LCD
- 7 Otomatik kapanma
- 8 Plusmed Fastest Hblyzer Yazılımı ile PC ye Veri Aktarımı

Sipariş Kodu: M020783 - ÜTS: 8698864014954

fastTest Hblyzer hemoglobin çubuğu, kılcal ve venöz tam kanda hemoglobinin kantitatif olarak ölçülmesi amacıyla, fastTest Hblyzer hemoglobin ölçüm cihazı ile birlikte bir Hemoglobin Analiz Sistemi olarak kullanılır. Bu Hemoglobin Analiz Sistemi, yalnızca in vitro tanisel kullanım (vücut dışında, tıbbi tespit amacıyla) için tasarlanmıştır.




Sipariş Kodu: M020781 - ÜTS: 8698864014961

- 1 Kapiler ve venöz tam kanda hemoglobin testi için
- 2 Çok küçük kan numunesi hacmi (10 µL)
- 3 50 adet test stribi

GLİKOHEMOGLOBİN ANALİZÖRÜ

Benzersiz, Taşınabilir HbA1c.
Daha İyi Diyabet Bakımı İçin Analiz Cihazı

- 1 Taşınabilir HbA1c Testi
- 2 %3'ten düşük CV ile hassas sonuç
- 3 Kolay ve hızlı kullanım
- 4 Oda sıcaklığında saklama



Sipariş Kodu: M020784 - ÜTS: 8698864015975



Sipariş Kodu: M020785 - ÜTS: 6935784400033

FASTFINE

İnsülin Kalem İğnesi

Plusmed FASTFINE insülin kalem iğnesi, insülin kalemlerine takılarak kullanılır. İğnelerin her vücut tipine uyum sağlayan uzunlukları ve genişlikleri vardır. Kullanıcının ihtiyacına göre belirlenebilen 8 mm'den 4 mm'ye kadar seçenekler mevcuttur. Çocuklar için en kısa ölçü olan 4 mm kullanılabilir. Her kalem iğnesi, insülin kalemine takılabilen plastik bir kartuşa gömülmüş durumdadır.



- 1 Steril
- 2 Tüm insülin kalemleri ile uyumlu
- 3 Toksik ve pirojenik madde içermez
- 4 Silikon kaplı uç
- 5 4 farklı boyut
 - 32 G (0.23 X 4 mm)
 - 32 G (0.23 X 5 mm)
 - 31 G (0.25 X 6 mm)
 - 31 G (0.25 X 8 mm)

4MM-32G-100 - Sipariş Kodu: M026620 - ÜTS: 6972857290863

5MM-32G-100 - Sipariş Kodu: M026621 - ÜTS: 6972857291723

6MM-32G-100 - Sipariş Kodu: M026622 - ÜTS: 6972857290856

8MM-31G-100 - Sipariş Kodu: M026623 - ÜTS: 6972857291716

MT-811

Kalem Tipi Dijital Derece

Bu termometre, vücudun nispeten sabit bir sıcaklığı koruyan çeşitli bölgelerindeki (ağız içi, koltuk altı, rektal) sıcaklığı ölçebilir. Ölçüm değerlerini yüksek hassasiyetle (0,1 °C veya 0,2 °F) görüntüler.

- 1 ±0.1°C doğru ölçüm
- 2 60 saniyede ölçüm
- 3 Son ölçüm hafızalı
- 4 Sesli uyarı



Sipariş Kodu: M029430 - ÜTS: 6973709231058

UltraScan II

Kızılötesi Kulaktan ve Alından Ölçen Termometre

Bu termometre kızılötesi teknolojisi ile vücudu (arteri sağdan sola veya soldan sağa tarayarak şakak ölçümü) ve nesne sıcaklıklarını (bebeğin biberonunda, banyosunda veya yüzeyinde süt) ölçer. Saniyeler içinde birden fazla ölçüm yapar ve en iyi sonucu gösterir. Bu özellik tüketiciler için daha doğru sıcaklık ölçümü sağlar.

- 1 Alından/Kulaktan ölçüm
- 2 Hızlı okuma
- 3 10 okuma hafızası
- 4 3 renkli Arka Işık
- 5 1 saniyede ölçüm
- 6 Otomatik kapanma



Sipariş Kodu: M020438 - ÜTS: 6970392214481

- 1 Doğru ölçümler
- 2 Büyük ekran, kolay okunabilir büyük rakamlar ve arka ışık
- 3 WHO Hipertansiyon Risk Göstergesi
- 4 Düzensiz Kalp Atışı dedektörü (IHB)
- 5 Son 3 ölçümün ortalaması
- 6 İki kullanıcı için tarih ve saat göstergeli 2 x 120 hafıza
- 7 Manşet sıklığı göstergesi
- 8 Vücut hareketi göstergesi
- 9 Düşük pil göstergesi
- 10 Otomatik kapanma
- 11 Type-C bağlantı noktası
- 12 22-42 cm manşet
- 13 4 x "AAA" Alkalın Pil
- 14 Taşıma çantası



Sipariş Kodu: M028757 - ÜTS: 6948158401154

CONNECT

Tam Otomatik Koldan Ölçer Tansiyon Aleti

- 1 Doğru Ölçüm
- 2 Sessiz Enflasyon Yöntemi
- 3 Otomatik Kapanma
- 4 Düzensiz Kalp Atışı Göstergesi
- 5 Son 3 Testin Ortalaması
- 6 Statik Basınç Ölçümü
- 7 Bluetooth bağlantısı
- 8 Tarih ve Saatli İki Grup 2x150 Hafıza
- 9 Manşet Çevresi Yaklaşık 135 (G) x 485(U) mm



Sipariş Kodu: M028743 - ÜTS: 6970392213408

pM-8197W

Tam Otomatik Bilekten Ölçer Tansiyon Aleti

- 1 Sessiz Şişirme Yöntemi
- 2 Son 3 Ölçüm Ortalaması
- 3 Doğru Ölçüm
- 4 Düzensiz Kalp Atımı Tespiti
- 5 Hızlı Sonuç
- 6 Sessiz Şişirme
- 7 Otomatik Kapanma



Sipariş Kodu: M028740 - ÜTS: 8698864016484

PERFECT

Mekanik / Profesyonel Tansiyon Aleti

- 1 Krom kaplama metal gövde
- 2 48mm manometre
- 3 Krom kaplama paslanmaz çelik parça
- 4 0-300 mmHg skala
- 5 ± 3 mmHg ölçüm hassasiyeti
- 6 Yeşil renkli, pamuklu, yetişkin boy kancalı manşet
- 7 Çift hortum sistemi
- 8 Saklama çantası

Sipariş Kodu: M021629 - ÜTS: 6970384252132



Palm Sphyg I

Aneroid Tansiyon Aleti

- 1 ABS plastik üst gövde
- 2 60,2 mm kadrın çapı
- 3 Sağ veya sol el kullanımına uygun
- 4 Siyah toz boya kaplamalı, büyük çinko alaşımlı sap
- 5 Hava tahliye valfi: Hızlı tahliye için "basmalı" (push-button) mekanizma, hassas tahliye için "vidalı" ayar
- 6 Yetişkin boyu, D-halkalı naylon manşet
- 7 Silikon darbe emici halka
- 8 Saklama çantası

Sipariş Kodu: M021630 - ÜTS: 6970384252187



pM-A01S

Aneroid Tansiyon Aleti

PM-A01S ile kan basıncı ölçümleri manşet/stetoskop dinleme yöntemi kullanılarak yapılır. Daha güvenilir ölçüm sağlar.

- 1 300 mmHg kesintisiz içneli manometre
- 2 D-halkalı naylon manşon
- 3 Dayanıklı metal gösterge
- 4 Hafif, tek taraflı stetoskop başlığı
- 5 Krom kaplama piring hava tahliye valfi

Sipariş Kodu: M029350 - ÜTS: 6975531370097



Metal Kanca Detaylı Manşet Bileklik

- 1 Aneroid tansiyon aletleri ile uyumlu
- 2 Çift hortumlu
- 3 Lateks şişirme kesesi
- 4 Yeşil
- 5 Manşet boyutları: 49 x 14 cm
Kese boyutları: 22 x 12 cm
Kol çevresi: 25 – 40 cm



MANOMETRE

- 1 Aneroid tansiyon aletleri ile uyumlu



Şişirme Pompası

- 1 Aneroid tansiyon aletleri ile uyumlu



Cırt Cırtlı Manşetler

Teknik Özellikler	Boyut (mm)	Kol Aralığı(mm)
Yeni doğan	185x55	----
Bebek	255x75	130~190
Çocuk	345x110	184~267
Yetişkin	540x145	254~406
Büyük yetişkin (Obez)	620x175	333~510
Uyluk	780x220	406~660



D-Halka Manşetler

Teknik Özellikler	Boyut (mm)
Yetişkin	500x140
Büyük yetişkin (Obez)	600x170



pM-ST71

Stetoskop - Tek Taraflı

- 1 Rahat uyum
- 2 Yüksek Kalite
- 3 Daha iyi sağlık hizmetleri
- 4 İyi akustik tepki
- 5 Yumuşak koni şeklindeki zile sahip kulak uçları
- 6 Alüminyum alaşımı
- 7 Krom plakalı alüminyum alaşımlı binaural
- 8 Göğüs parçası çapı: 46 mm
- 9 Diyafram çapı: 42,8 mm

Sipariş Kodu: M020180 - ÜTS: 8698864015524



pM-ST72

Stetoskop - Çift Taraflı

- 1 Rahat kullanım
- 2 Yüksek kalite
- 3 Daha iyi sağlık hizmeti
- 4 İyi akustik tepki
- 5 Soğukluk hissi vermeyen halkalı çan
- 6 Yumuşak, koni biçimli uçlara sahip kulaklık başlıkları
- 7 Çift yönlü işlevsellik
- 8 Alüminyum alaşım
- 9 Krom kaplamalı alüminyum alaşım kulaklık borusu
- 10 Göğüs parçası çapı: 46 mm
- 11 Diyafram çapı: 42,8 mm

Sipariş Kodu: M020195 - ÜTS: 8698864015531



CardioSTETH I

Paslanmaz Çelik Kardiyoloji Stetoskopu

- 1 Kardiyoloji tanısı için gümüş çift başlı dinleme parçası
- 2 Paslanmaz çelik dinleme çanı, mükemmel ses iletimi
- 3 Membran ses toplamaya duyarlıdır
- 4 Ortam koşullarına karşı mükemmel dirence sahip A" şeklinde kalın boru
- 5 En iyi ses iletimini sağlayan girişim
- 6 Aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz olarak gelir

Sipariş Kodu: M020190 - ÜTS: 6970384252194



TaylHM

Taylor Tipi Refleks Çekici

- 1 Ağırlık: 56 gr
- 2 Uzunluk: 188 mm
- 3 Genişlik: 21 mm
- 4 Çinko alaşımlı sap, PVC kafa



Sipariş Kodu: M030035 - **ÜTS:** 6970384252200

BuckHM

Buck Tipi Refleks Çekici

- 1 Ağırlık: 90 g - Uzunluk: 186 mm - Genişlik: 56 mm
- 2 Çinko alaşım sap, PVC başlık
- 3 Başlık kısmındaki teşhis iğnesi kolayca sökülüp çıkarılabilirken, sapın ucundaki teşhis fırçası da yerinden çıkarılabilir.



Sipariş Kodu: M030036 - **ÜTS:** 6970384252217

BabiHM

Babinski Tipi Refleks Çekici

- 1 Ağırlık: 97 g
- 2 Uzunluk: 230 mm
- 3 Genişlik: 44 mm
- 4 Çinko alaşımı sap, PVC başlık



Sipariş Kodu: M030037 - **ÜTS:** 6970384252224

RespiAid SMART

Kompresörlü Nebulizatör

- 1 Pistonlu Tip Kompresör
- 2 Geniş Havalandırma
- 3 Güvenlik Sigortası
- 4 2 Parçalı İlaç Şişesi
- 5 Düşük Gürültü Seviyesi - 60 dB'dan Az
- 6 Duvara Monte Edilebilir Tasarım
- 7 Saplı, Darbeye Dayanıklı Kılıf
- 8 Daha Düzgün Çalışma için 3 Bilyalı Rulman

Sipariş Kodu: M029562 - ÜTS: 8906099802520



RespiAid Mesh-01

Mesh Nebulizör Cihazı

Plusmed RespiAid Mesh-01, astım, alerji vb. solunum yolu hastalıklarının tedavisi için tasarlanmıştır. Kendinden uyarımlı titreşim devresi sayesinde püskürtme başlığı içindeki seramik levhalar ve metal örgü yüksek bir frekansta titreştirilir ve bu da metal örgünün mikro-örgüsü boyunca sıvının akmasını ve inhalant aerosol oluşturmak için çıkmasını ve püskürtülmesini sağlar.

- 1 Değiştirilebilir ilaç haznesi
- 2 Sessiz tasarım
- 3 Çift güç seçeneği (2 x 1.5 V AA pil veya Micro USB 5 V)
- 4 Parçacık boyutu $\leq 5\mu$
- 5 Nebülizasyon oranı ≥ 0.20 ml/dk
- 6 İlaç haznesi kapasitesi ≤ 8 ml
- 7 Aksesuarlar: İlaç haznesi | Ağzılık | Yetişkin maskesi | Çocuk maskesi | USB kablosu | Saklama çantası | Pil

Sipariş Kodu: M0295572 - ÜTS: 8698864016378



RespiAid P2

Taşınabilir Oksijen Konsantratörü

Plusmed RespiAid P2 Taşınabilir Oksijen Konsantratörü, ek oksijene ihtiyaç duyan hastalar tarafından reçeteye dayalı olarak kullanılır. Hastalara yüksek konsantrasyonda oksijen sağlar. Yüksek konsantrasyonda oksijen sağlar ve oksijeni konsantratörden hastaya yönlendirmek için bir burun kanülü ile birlikte kullanılır. Plusmed RespiAid P2 küçük ve taşınabilir yapısıyla evde, kurumda ve çeşitli mobil ortamlarda kullanılabilir. Plusmed RespiAid P2 Taşınabilir Oksijen Konsantratörü, Taşınabilir Oksijen Konsantratörünün uçakta taşınması ve kullanılması için geçerli tüm FAA kabul kriterlerine uygundur.

- 1 Hafif, 1,98 kg
- 2 Mini Boyut: 221 x 85 x 160mm, çok küçük boyutlu, taşınması kolay
- 3 5 Seviye Akış Ayarı: 1-5 seviye arası akış ayarı farklı oksijen taleplerini karşılayabilir
- 4 Tetiklemeli Oksijen Temini: Plusmed RespiAid P2, 5 litreye eşdeğerdir
- 5 Yüksek Verimli Moleküler Elek: Verimli adsorpsiyon kapasitesi, daha saf oksijen saflaştırabilir
- 6 Güçlü Kompresör: Güçlü kompresör istikrarlı çalışma sağlar
- 7 Üçlü Filtrasyon: Hava polenini, büyük parçacıkları, tozu ve diğer yabancı maddeleri etkili bir şekilde engeller
- 8 Pil: 8 hücreli standart pil ile 4 saate kadar



Sipariş Kodu: M023033 - ÜTS: 8698864015685

pM-KN04

Oksijen Konsantratörü

pM-KN04 oksijen konsantratörü; hava kompresörü, moleküler elek, sensör ve akış ölçerden oluşur. Emici olan moleküler elek ile makine, tıbbi oksijeni yüksek konsantrasyonda hava ile doğrudan konsantre etmek için PSA (basınç salımlı emiciler) yöntemini benimser. Küçük ve taşınabilir. Cihaz, hacim olarak küçük, hafif, tekerlekleri sayesinde taşımaya uygun olduğu için yüksek performanslı, yüksek güvenilirlik ve kolay kullanıma sahip, düşük gürültülü yapısıyla tıbbi bir cihazın tüm gereksinimlerini karşılar. Cihaz ayrıca aksesuarları yardımıyla SpO2 ve nabız hızı ölçümü ve görüntülenmesini gerçekleştirebilir. Cihaz; ev, klinik, hastane, spor salonu vb. geniş bir uygulama alanına sahiptir.

- 1 Çalışma göstergesi
- 2 Gazı saflaştırıcı dahili filtreler
- 3 Oksijen konsantrasyonu durum göstergesi
- 4 Çalışma süresi kaydetme fonksiyonu
- 5 Zaman ayarlı kapanma fonksiyonu
- 6 Güç kesintisi alarmı
- 7 Yüksek/düşük basınç koruma alarmı
- 8 Düşük akış hızı alarmı
- 9 Yüksek sıcaklık alarmı
- 10 SpO2 ve nabız hızı ölçümü
- 11 Dahili nebulözör



Sipariş Kodu: M023027 - ÜTS: 8698864015692

OxyCheck

Pulseoksimetre

Plusmed OXYCHECK, arter SPO2 ve PR tespiti için non-invaziv ve sürekli özelliklere sahip bir tür yenilikçi tıbbi tespit cihazıdır. Plusmed OXYCHECK taşınabilir bir cihazdır ve bu cihazla SPO2 ve PR değerini hızlı ve hassas bir şekilde ölçmek kolaydır.

- 1 Büyük ekran
- 2 Kan oksijen saturasyonu seviyesi ve nabız
- 3 SpO2 ve PR dalga formları
- 4 Perfüzyon indeksi (PI)
- 5 Kolay kullanım
- 6 Yüksek doğruluk
- 7 Düşük pil göstergesi
- 8 8 saniye içinde otomatik kapanma
- 9 4 yönde görüntülenen ekran



Sipariş Kodu: M061607 - **ÜTS:** 8698864015562

pM-AF03

Hidrofobik Emiş Filtresi

- 1 Boyut: Y: 54 mm; G: 64 mm
- 2 Gövde: ABS
- 3 Filtre: Hidrofobik PTFE Medya Diski
- 4 BFE: %99,999
- 5 Gözenek Boyutu: 0,2 µm
- 6 Ağırlık: 18,2 g
- 7 Bağlantı: 8 mm
- 8 Kademeli Hortum Bağlantı Uçları
- 9 Maks. Çalışma Basıncı: 20 psi
- 10 Etkin Filtrasyon Alanı: 24,6 cm²
- 11 Maks. Çalışma Sıcaklığı: 60°C



Sipariş Kodu: M024911 - **ÜTS:** 8698864016163

pM-AF05

Hidrofobik Emiş Filtresi

- 1 Boyut: Y:54 mm; G:58 mm
- 2 Gövde: PP | Filtre:
- 3 Hava filtrasyon membranı
- 4 BFE: %99,999
- 5 Gözenek Boyutu: 0,3 µm
- 6 Ağırlık: 19,8 g
- 7 Bağlantı: 6 mm-8 mm kademeli hortum
- 8 rakoru
- 9 Maks. Çalışma Basıncı: 20 psi
- 10 Etkin Filtrasyon Alanı: 15,5 cm²
- 11 Maks. Çalışma Sıcaklığı: 60°C



Sipariş Kodu: M024912 - **ÜTS:** 8698864016170

RespiAid CPAP, kesintisiz tedavi sağlamak amacıyla kullanıcıya kolaylık, güvenlik ve konfor sunan gerekli alarm ve uyarı sistemleriyle donatılmıştır.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Modlar: CPAP 2 Basınç Aralığı: 4 – 20 hPa 3 Ramp Süresi: 0-60 dakika 4 LCD Ekran 5 Güçlü Analiz Yazılımı 6 SD Kart 7 Otomatik İrtifa Telifisi 8 Otomatik Kaçak Telifisi 9 Otomatik Başlatma/Durdurma 10 Yüksek Performanslı Motor 11 Nemlendirme: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> 12 Nemlendirici:
Kolay temizlenir Kolay doldurulabilir su haznesi Metal malzeme Hızlı ısınma Etkili nemlendirme 13 Ses Seviyesi: <30 dB 14 Dil: Çoklu dil desteği 15 Ağırlık:
Nemlendirici hariç: <1 kg
Nemlendirici dahil: <1,6 kg 16 Boyutlar:
140 mm × 156 mm × 94 mm (Nemlendirici hariç)
262 mm × 156 mm × 94 mm (Nemlendirici dahil) |
|---|---|



Sipariş Kodu: M022507 - **ÜTS:** 8698864015647

Kullanıcıya konforlu bir uyku deneyimi sunmak üzere tasarlanan RespiAid Auto CPAP, tedavi parametrelerinin takibine yönelik her türlü detayı barındırır; son derece ileri teknolojiye sahip bir ürün olarak alarm ve uyarı sistemleriyle donatılmış olup kullanıcıya kolaylık, güvenlik ve konfor sağlar.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Modlar: CPAP, APAP 2 Basınç Aralığı: 4 – 20 hPa 3 Ramp Süresi: 0-60 dakika 4 LCD Ekran 5 Güçlü Analiz Yazılımı 6 SD Kart 7 Otomatik İrtifa Telifisi 8 Otomatik Kaçak Telifisi 9 Otomatik Başlatma/Durdurma 10 Yüksek Performanslı Motor 11 Nemlendirme: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> 12 Nemlendirici:
Kolay temizlenir Kolay doldurulabilir su haznesi Metal malzeme Hızlı ısınma Etkili nemlendirme 13 Ses Seviyesi: <30 dB 14 Dil: Çoklu dil desteği 15 Ağırlık:
Nemlendirici hariç: <1 kg
Nemlendirici dahil: <1,6 kg 16 Boyutlar:
140 mm × 156 mm × 94 mm (Nemlendirici hariç)
262 mm × 156 mm × 94 mm (Nemlendirici dahil) |
|---|---|



Sipariş Kodu: M022508 - **ÜTS:** 8698864015654

Plusmed RespiAid BPAP-30T “S BPAP”, spontane solunumu desteklemenin yanı sıra santral apne durumunda da konforlu bir şekilde kullanılabilir. Gelişmiş solunum uyum teknolojisi sayesinde kullanıcıyı yormadan, minimum çabayla solunum desteği sağlar. Ayrıca, detaylı analiz ve entegre raporlama programı ile sağlık profesyonellerine destek olur.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Modlar: CPAP, APAP, BPAP-S, BPAP-T | 13 Nemlendirici: |
| 2 Basınç Aralığı: 4 – 30 hPa | Kolay temizlenir Kolay doldurulabilir su haznesi |
| 3 Rampa Süresi: 0-60 dakika | Metal malzeme Hızlı ısınma Etkili nemlendirme |
| 4 LCD Ekran | 14 Ses Seviyesi: <30 dB |
| 5 Güçlü Analiz Yazılımı | 15 Dil: Çoklu dil desteği |
| 6 SD Kart | 16 Ağırlık: |
| 7 EP Flex | Nemlendirici hariç: <1 kg |
| 8 Otomatik İrtifa Telifisi | Nemlendirici dahil: <1,6 kg |
| 9 Otomatik Kaçak Telifisi | 17 Boyutlar: |
| 10 Otomatik Başlatma/Durdurma | 140 mm × 156 mm × 94 mm (Nemlendirici hariç) |
| 11 Yüksek Performanslı Motor | 262 mm × 156 mm × 94 mm (Nemlendirici dahil) |
| 12 Nemlendirme: 0-5 | |

Sipariş Kodu: M022509 - ÜTS: 8698864015661



Plusmed RespiAid BPAP-30T Pro “ST BPAP”, spontane solunumu desteklemenin yanı sıra santral apne durumunda da konforlu bir kullanım sunar. Gelişmiş solunum uyum teknolojisi sayesinde kullanıcıyı yormadan, minimum çabayla solunum desteği sağlar. Ayrıca, detaylı analiz ve entegre raporlama programı ile sağlık profesyonellerine destek olur.

- | | |
|---|--|
| 1 Modlar: CPAP, APAP, BPAP-S, BPAP T, BPAP-ST | 13 Nemlendirici: |
| 2 Basınç Aralığı: 4 – 30 hPa | Kolay temizlenir Kolay doldurulabilir su haznesi |
| 3 Rampa Süresi: 0-60 dakika | Metal malzeme Hızlı ısınma Etkili nemlendirme |
| 4 LCD Ekran | 14 Ses Seviyesi: <30 dB |
| 5 Güçlü Analiz Yazılımı | 15 Dil: Çoklu dil desteği |
| 6 SD Kart | 16 Ağırlık: |
| 7 EP Flex | Nemlendirici hariç: <1 kg |
| 8 Otomatik İrtifa Telifisi | Nemlendirici dahil: <1,6 kg |
| 9 Otomatik Kaçak Telifisi | 17 Boyutlar: |
| 10 Otomatik Başlatma/Durdurma | 140 mm × 156 mm × 94 mm (Nemlendirici hariç) |
| 11 Yüksek Performanslı Motor | 262 mm × 156 mm × 94 mm (Nemlendirici dahil) |
| 12 Nemlendirme: 0-5 | |

Sipariş Kodu: M022510 - ÜTS: 8698864015678



pM-FM

Tam Yüz Maskesi

pM-FM4 Tam Yüz Maskesi, sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) veya Bi-level (BiPAP) sistemi gibi bir pozitif hava yolu basıncı cihazından bir hastaya invazif olmayan bir şekilde hava akışını yönlendirir. Pozitif hava yolu basıncı tedavisinin reçete edildiği yetişkin hastalar (> 66 lb / 30 kg) tarafından kullanılır. Ev ortamında tek hastada, hastane / kurum ortamında çoklu hastada yeniden kullanıma yöneliktir.

- 1 Boğulmayı önleyici valf
- 2 Ayarlanabilir silikon alın desteği
- 3 Çift taraflı havalandırma
- 4 Oksijen giriş portu
- 5 Lateks içermez
- 6 Ayarlanabilir klipsler
- 7 Döner başlıklı dirsek

MEDIUM I Sipariş Kodu: M027181 - **ÜTS:** 8698864011687

LARGE I Sipariş Kodu: M027183 - **ÜTS:** 8698864011687



pM-NM

Nazal Maske

pM-NM4 Nazal Maske, sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) veya Bi-level (BiPAP) sistemi gibi bir pozitif hava yolu basıncı cihazından bir hastaya invazif olmayan bir şekilde hava akışını yönlendirir. Pozitif hava yolu basıncı tedavisinin reçete edildiği yetişkin hastalar (> 66 lb / 30 kg) tarafından kullanılır. Ev ortamında tek hastada, hastane/kurum ortamında çoklu hastada yeniden kullanıma yöneliktir.

- 1 Ayarlanabilir silikon alın desteği
- 2 Havalandırma
- 3 Oksijen giriş portu
- 4 Lateks içermez
- 5 Kırılmaz klipsler
- 6 Döner başlıklı dirsek

MEDIUM I Sipariş Kodu: M027180 - **ÜTS:** 8698864011670

LARGE I Sipariş Kodu: M027182 - **ÜTS:** 8698864011670



pM-AD01

Havalı Yatak Sistemi - Boru tipi

Bu havalı yatak sistemi, hastanın rahatını optimize ederken, basınç ülseri görülme oranını azaltmayı amaçlar. Acil durumda, yatağın havasını hızlı bir şekilde indirmek için, CPR bandını çekilerek yatak defibrilatör kullanımına hazır hale getirilebilir.

- 1 Hava ventilasyon özelliği
- 2 A-B sırasındaki borular ile dalgalı şişme
- 3 CPR - Hızlı Hava Tahliye Valfi
- 4 Dayanıklı, kaliteli PVC
- 5 Kullanımı kolay
- 6 Ayarlanabilir
- 7 Daha az ses, titreşim, ısınma
- 8 Kancaları sayesinde yatağa kolay montaj

Sipariş Kodu: M022143 - **ÜTS:** 6975397940014



pM-2012 PLUS

Baloncuklu Havalı Yatak Sistemi

Uzun süre yatarak tedavi görecektir ya da yatağa bağımlı hastaların ev ortamındaki konforunu sağlamaya ve aynı zamanda basınçtan kaynaklanan ülseri önlemeye yardımcı olur.

- 1 Kolay kullanım
- 2 Ayarlanabilir basınç
- 3 Maks. ağırlık kapasitesi: 130 kg
- 4 Düşük ses seviyesi

Sipariş Kodu: M022185 - **ÜTS:** 6975397940007



pM-TE01

TENS + EMS Terapi Sistemi

TENS+EMS terapi sistemi, 2 kanallı ve dijital göstergeye sahiptir. TENS (Transkutan Elektriksel Stimülasyon) kronik ağrıların semptomatik tedavisinde kullanılır. EMS (Nöromusküler elektriksel stimülasyon) ise kas spazmların giderilmesinde, hareketsizlik atrofisinin önlenmesi veya geciktirilmesinde, lokal kan dolaşımının artırılmasında, kaslara yeniden hareket kazandırılmasında etkilidir.

- 1 8 farklı terapi programı
- 2 2 kanallı
- 3 Düşük pil seviyesi uyarısı
- 4 Ayarlanabilir tedavi ve yoğunluk süresi
- 5 12 kademe zamanlayıcı
- 6 Otomatik kapanma

Sipariş Kodu: M026502 - ÜTS: 8698864013544



AS9020

TENS + EMS Terapi Sistemi

- 1 TENS - EMS - Masaj fonksiyonları
- 2 24 modlu 2 çıkış
- 3 20 seviyeli yoğunluk
- 4 20 dakikalık varsayılan zamanlayıcı
- 5 10-60 dakika arası ayarlanabilir süre
- 6 Arka aydınlatmalı ekran
- 7 Şarj edilebilir lityum pil
- 8 Pil göstergesi (pilin şarj edilmesi gerektiğini belirtir)
- 9 Type-C şarj girişi

Sipariş Kodu: M026503 - ÜTS: 6970890320783



pM-CH320

Sıcak / Soğuk Kompres

Soğuk kullanımda ağrının azaltılmasında kullanılır. Sıcak kullanımda ise kasların gevşetilmesine ve kan akımının düzenlenmesine yardımcı olur. Özel kılıfı ile her iki uygulama sırasında da yaralı bölgeye doğrudan teması engelleyerek konforlu bir tedavi sağlar.

- 1 Rahat ve pratik kullanım
- 2 Kas ağrılarında etkili bir rahatlama sağlar
- 3 Şişliğin azalmasına yardımcı olur
- 4 Çeşitli doku yaralanmalarının tedavisinde idealdir
- 5 Tekrar kullanılabilir paket, evde sürekli tedavi için mükemmeldir



Sipariş Kodu: M022141 - ÜTS: 8698864007123



Üstün Kaliteli Prezervatifler

- 1 Lateks Kauçuk Kondomlar
- 2 Birim paket boyutu: 1 Kondom
- 3 Nominal genişlik mm cinsinden: 52±2mm
- 4 Miktar:100 Kondom
- 5 Hiçbir doğum kontrol yöntemi gebeliğe veya HIV veya diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasına karşı %100 koruma sağlayamaz.
- 6 Doğal kauçuk lateksten yapılmıştır.
- 7 Paket hasarlıysa kullanmayın.

Sipariş Kodu: M030718 - ÜTS: 6970533250491



Kolostomi - İleostomi - Ürostomi Sistemi

- 1 Tek Parça Kolostomi Torbası (Kapalı veya Boşaltılabilir)
- 2 Tek Parça Ürostomi Torbası (Musluklu)
- 3 İki Parça Kolostomi Torbası (Kapalı veya Boşaltılabilir)
- 4 İki Parça Kolostomi Sistemi için Taban Plakası
- 5 İki Parça Ürostomi Sistemi için Taban Plakası





İÇERİK

[illegible]

TRULY

Dijital Derece - KIZILÖTESİ TEMASSIZ

Renkli uyarı sembolleri ile temassız olarak ortam ve vücut sıcaklığı ölçümü yapmaktadır. Tabanca tipi yapısı ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

- 1 0,5 saniyede ölçüm
- 2 Işıklı LCD ekran
- 3 Yüksek ateş uyarısı
- 4 32 hafıza
- 5 °C/°F değiştirilebilir ölçüm birimi
- 6 Otomatik kapanma
- 7 Renkli ısı ikazı



Sipariş Kodu: M029631 - **ÜTS:** 8698864013742

GUARDY PRO

Dijital Tansiyon Ölçüm Aleti

"Guardy" 2 kullanıcı tarafından kullanılabilir ve ölçüm sonucunu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği hipertansiyon risk klasifikasyonuna göre sınıflandırır.

- 1 Doğru ölçümler
- 2 Büyük ekran, kolay okunabilir büyük rakamlar ve arka ışık
- 3 WHO Hipertansiyon Risk Göstergesi
- 4 Düzensiz Kalp Atışı dedektörü (IHB)
- 5 Son 3 ölçümün ortalaması
- 6 İki kullanıcı için tarih ve saat göstergeli 2 x 120 hafıza
- 7 Manşet sıklığı göstergesi
- 8 Vücut hareketi göstergesi
- 9 Düşük pil göstergesi
- 10 Otomatik kapanma
- 11 Type-C bağlantı noktası
- 12 22-42 cm manşet
- 13 4 x "AAA" Alkalın Pil
- 14 Taşıma çantası



Sipariş Kodu: M028758 - **ÜTS:** 6948158401147

STEAMY

Nebulizator - KOMPRESÖRLÜ

"Steamy" nebulizator güçlü kompresörüyle rahat ve kolay bir kullanım imkanı verir. Astım, alerjiler ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarının reçeteli ilaçlarla tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. "Steamy", kullanılacak ilacı buhar haline getirerek ağızlık veya maske vasıtasıyla solunmasını sağlar.

- 1 Ortalama Nebulizasyon Hızı > 0,32 ml/dk
- 2 Çalışma Modu: 24 saat kesintisiz
- 3 Akış Hızı: 5-8 L/dk
- 4 MMAD: 3 µm

Sipariş Kodu: M029724 - ÜTS: 8698864007734



FONDLY

Elektronik Bebek Baskülü

- 1 4 adet yüksek hassasiyetli gerinim ölçer sensörü
- 2 Otomatik açma ve otomatik kapanma
- 3 Dara fonksiyonu
- 4 Otomatik kilitleme / tutma işlevi
- 5 Düşük pil ve aşırı yük göstergesi
- 6 Birim dönüştürme anahtarı
- 7 Mezura ile birlikte

Sipariş Kodu: M024324 - ÜTS: 8698864015753



BRP-306

Elektrikli Göğüs Pompası

- 1 Giyilebilir tip, Görünmez, Eller serbest kullanım
- 2 3 mod: Masaj Uyarını - Kanşık Emme - Süt Sağma
- 3 Her mod için 9 seçilebilir seviye
- 4 Göğüs ucu boyutu 24 mm.
- 5 Dahili lityum pil ve C tipi kablo dahildir.
- 6 Fonksiyonları seçmek için LCD ekran ve dokunmatik düğmeler
- 7 Sessiz tasarım
- 8 1 x 17mm Flanş Küçültücü, 1 x 21mm Flanş Küçültücü

Sipariş Kodu: M027503 - ÜTS: 6976313750236



WF401

Ağız Yıkama Cihazı

Güç Kaynağı	5V --- 1A
Su Haznesi	300 ml
Güç Tüketimi	5 W
Pil Kapasitesi	1800 mAh
Şarj Süresi	4 saatten fazla

Sipariş Kodu: M025108 - ÜTS: 6942284602010



Y4

Masaj Tabancası

Boyutlar	154x121x57,3 mm
Net ağırlık	Yaklaşık 457 g
Pil kapasitesi	2x1800 mAh
Şarj arayüzü	Type-C
Şarj süresi	Yaklaşık 3,5 saat
Dayanıklılık süresi	Yaklaşık 6 saat
Maksimum (bloklama) akımı	7 A
Kademe/hız	6 Kademe / 2000 ~ 3000 RPM
Vuruş	6 mm
Maksimum Güç	Yaklaşık 55 W



Sipariş Kodu: M025107 - ÜTS: 8698864016927



MEDIZINTECHNIK

İÇERİK

[illegible]

GENTLE

Tam Otomatik Bilekten Ölçer Tansiyon Aleti

- 1 Son 3 Ölçüm Ortalaması
- 2 Doğru Ölçüm
- 3 Düzensiz Kalp Atımı Tespiti
- 4 Hızlı Sonuç
- 5 Sessiz Şişirme
- 6 Otomatik Kapanma
- 7 Bilek Çevresi: 13,5-21,5 cm (5,3-8,5")

Sipariş Kodu: M028739 - ÜTS: 6942284616970



INTELLIGENT PRO

Konuşan Dijital Tansiyon Aleti

- 1 Hassas ölçümler
- 2 Kolay okunan geniş ekran
Büyük rakamlar ve arka ışık
- 3 DSÖ (WHO) hipertansiyon risk göstergesi
- 4 Düzensiz kalp atışı algılayıcı (IHB)
- 5 Son 3 ölçümün ortalaması
- 6 İki kullanıcı için tarih ve saat kayıtlı
2 x 120 hafıza
- 7 Manşet Sıklık Göstergesi
- 8 Vücut Hareketi Göstergesi
- 9 Düşük Pil Göstergesi
- 10 Type-C USB Girişi
- 11 22-42 cm Manşet
- 12 4 x "AAA" Alkalın Pil
- 13 6 Dilde Sesli Bildirim
(TR, EN, FR, ES, AR, KU)



Sipariş Kodu: M028739 - ÜTS: 6948158401161

AS9024

TENS + EMS Terapi Sistemi

- 1 TENS – EMS – Masaj fonksiyonları
- 2 2 çıkış ve 24 mod
- 3 20 seviyeli yoğunluk
- 4 20 dakikalık varsayılan zamanlayıcı
- 5 10-60 dakika arası ayarlanabilir
- 6 Arkadan aydınlatmalı ekran
- 7 Şarj edilebilir lityum pil
- 8 Pil göstergesi (pilin şarj edilmesi gerektiğini gösterir)
- 9 Type-C şarj arayüzü

Sipariş Kodu: M028739 - ÜTS: 6970890320790



BABYGERÄUSCH

Fetal Dopler

- 1 El/Cep Tipi Tasarım
- 2 Doğru Sonuç
- 3 Hafif
- 4 LCD Ekran
- 5 Arka Işık
- 6 3.0 MHz Ultrason Frekansı
- 7 Batarya Seviyesi Göstergesi
- 8 3 FHR modu: Manuel, Gerçek Zamanlı ve Ortalama
- 9 Ayarlanabilir Ses Seviyesi
- 10 Sesli Alarm



Sipariş Kodu: M028739 - **ÜTS:** 6951740520263

PROVAC

Elektrikli Aspiratör Cihazı

Yurtiçi ve yurtdışında benzer ürünlerin oryantasyonunu geliştirmeye göre tasarlanmış portatif aspiratör cihazı; balgam sıkıntısı çeken hastaların kullanımına uygun, yeni nesil yağsız yağlama aspirasyon cihazıdır. Hastalık, koma ve operasyon nedeniyle ve ayrıca klinik uygulamalar sırasında irin ve kan gibi sıvıları aspire etmek için uygundur. Acil serviste, ameliyathanede, müşahade odalarında ve evde bakımda yaygın olarak kullanılan tıbbi cihazdır.

- 1 Düşük akış, orta vakum ve şık tasarım
- 2 Yağsız pistonlu pompa
- 3 Uygun basınç seviyesini seçmek için ayarlanabilir basınç düğmesi
- 4 Taşıma koruması sınıfının pompaya girmesini etkili ve güvenli bir şekilde önler



Sipariş Kodu: M028739 - **ÜTS:** 6975070911812

MOBINEB

Mesh Nebulizör Cihazı

- 1 Şarj edilebilir pil veya USB kablosu seçeneğiyle çift güç kaynağı
- 2 İki kademeli nebulizasyon hızı ayarı
- 3 5 µm'den küçük partikül boyutu
- 4 Geniş ilaç haznesi
- 5 Düşük ses seviyesi
- 6 Hafif
- 7 Kullanımı kolay



Sipariş Kodu: M029559 - **ÜTS:** 8698864016453

İÇERİK

TURNİKE SİSTEMİ	32
ELEKTROKOTER CİHAZLARI	33
FETAL MONİTÖRLER	35
LARİNGOSKOP SETLERİ	36
TEŞHİS SETLERİ	36

DTS-3000

Dijital Turnike Sistemi

- 1 2 kanalda ayrı basınç ve operasyon
- 2 Dokunmatik tuşlar ile kolay kullanım
- 3 Grafik LCD ekran
- 4 Kendini otomatik test eden sistem ve basınç
- 5 Kendini kalibre eden basınç sensörü
- 6 Güvenlik alarm sistemi (manşon, basınç, batarya, zaman alarmları)
- 7 Dahili batarya
- 8 Bekleme modu
- 9 2 kanallı (2 çiftli manşon kullanımı için 4 port)
- 10 RIVA özelliği
- 11 LOP Sensör özelliği
- 12 Opsiyonel 14 farklı manşon seçeneği (Tekli, RIVA, Konik)



Sipariş Kodu: M067803 - **ÜTS:** 8698864012745

LX

Elektrokoter Ünitesi – 300 Watt

- 1 6SENSE Doku Geri Bildirim Teknolojisi
- 2 Otomatik Kontrol ve Hata Kodu Teknolojisi
- 3 Geniş Cerrahi Uygulama Yelpazesi
- 4 2 Bipolar, 7 Monopolar Mod
- 5 Endoskopik (endocut) mod
- 6 1 Monopolar, 1 Bipolar Çıkış
- 7 Kullanıcı Tarafından Ayarlanabilen 10 Program
- 8 Hasta Dönüş Elektrodu İzleme
- 9 Yükseltilebilirlik: Beam Koagülasyon / Ultrasonik Aspiratör / Duman Tahliye Sistemi
- 10 Sesli ve Görsel Alarmlar

Sipariş Kodu: M066851 - **ÜTS:** 8698864013643



EASY +

Elektrokoter Ünitesi – 300 WATT

- 1 6SENSE Doku Geri Bildirim Teknolojisi
- 2 Otomatik Kontrol ve Hata Kodu Teknolojisi
- 3 Geniş Cerrahi Uygulama Yelpazesi
- 4 2 Bipolar, 7 Monopolar Mod
- 5 Endoskopik (endocut) mod
- 6 1 Monopolar, 1 Bipolar Çıkış
- 7 Kullanıcı Tarafından Ayarlanabilen 10 Program
- 8 Hasta Dönüş Elektrodu İzleme
- 9 Yükseltilebilirlik: Beam Koagülasyon / Ultrasonik Aspiratör / Duman Tahliye Sistemi
- 10 Sesli ve Görsel Alarmlar

Sipariş Kodu: M066852 - **ÜTS:** 8698864013650



MX

Elektrokoter Ünitesi – 300 WATT

- 1 6SENSE Doku Geri Bildirim Teknolojisi
- 2 Öz Denetim ve Hata Kodu Teknolojisi
- 3 Geniş Cerrahi Uygulama Yelpazesi
- 4 4 Bipolar, 7 Monopolar Mod
- 5 Endoskopik (endocut) mod
- 6 2 Monopolar, 1 Bipolar Çıkış
- 7 Eş Zamanlı Koagülasyon
- 8 Kullanıcı Tarafından Ayarlanabilen 30 Program
- 9 Hasta Dönüş Elektrodu İzleme
- 10 Yükseltilebilirlik: Beam Koagülasyon / Ultrasonik Aspiratör / Duman Tahliye Sistemi
- 11 Sesli ve Görsel Alarmlar

Sipariş Kodu: M066850 - ÜTS: 8698864013636



SIGMA +

Elektrokoter Ünitesi – 400 WATT

- 1 4,7 inç Renkli LCD Ekran
- 2 6SENSE Doku Geri Bildirim Teknolojisi
- 3 Otomatik Kontrol ve Hata Kodu Teknolojisi
- 4 Geniş Cerrahi Uygulama Yelpazesi
- 5 4 Bipolar, 8 Monopolar Mod
- 6 Endoskopik (Endocut) Mod
- 7 2 Monopolar, 1 Bipolar Çıkış
- 8 Eş Zamanlı Koagülasyon
- 9 Kullanıcı Tarafından Ayarlanabilen 30 Program
- 10 Hasta Dönüş Elektrodu İzleme
- 11 Yükseltilebilirlik: Beam Koagülasyon / Ultrasonik Aspiratör / Duman Tahliye Sistemi
- 12 Sesli ve Görsel Alarmlar

Sipariş Kodu: M066853 - ÜTS: 8698864013667



STAR5000

Fetal - Anne Monitörü

- 1 12.1" Renkli TFT LCD dokunmatik ekran
- 2 Gelişmiş ARM sistemi, bakım ve yükseltme için uygun Standart ve
- 3 Büyük Yazı Tipi parametre arayüzleri
- 4 Yüksek hassasiyetli su geçirmez probalar
- 5 Dahili 112 mm genişliğinde termal yazıcı
- 6 120 saate kadar tam veri incelemesi
- 7 Otomatik fetal durum puanlama sistemi
- 8 Duvara monte
- 9 128 yatağa kadar kablolu/kablosuz merkezi izleme sistemi seçenekleri
- 10 Harici yazıcıya bağlantı seçeneği
- 11 3 kademeli alarm sistemi
- 12 Standart yapılandırmalar: FHR, TOCO, FM, AFM, Termal yazıcı
- 13 İsteğe bağlı yapılandırmalar: FHR2, Fetal Stimülatör, Harici Yazıcı



Sipariş Kodu: M066201 - **ÜTS:** 8698864013629

STAR5000 E

Fetal - Anne Monitörü

- 1 5,7 inç TFT dokunmatik ekran
- 2 Dahili 112 mm genişliğinde termal yazıcı
- 3 Dahili Li-ion pil, 4 saate kadar çalışma süresi
- 4 Manuel / Otomatik FM ölçümü
- 5 Otomatik fetal durum puanlama sistemi
- 6 FHR sinyal gücü göstergesi
- 7 60 saat gerçek zamanlı dalga biçimi yanıtı ve depolama
- 8 Fazla mesai izlemeyi önlemek için zamanlama izleme işlevi
- 9 Merkezi izleme sistemine isteğe bağlı bağlantı



Sipariş Kodu: M066200 - **ÜTS:** 8698864013612

CLARMAC/CLARMIL

Standart Laringoskop Seti - Macintosh/Miller

- 1 Plastik kutu içerisinde
- 2 134°C'de otoklavlanabilir
- 3 Kavisli ve düz bıçak tipleri
- 4 Dezenfektan solüsyonuna dayanıklı
- 5 Set içeriği:
 - 3 adet bıçak (Boyutlar: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
 - Özel kilit sistemli 1 adet sap
 - 1 adet yedek ampul
 - 3, 4 veya 5 bıçaklı set seçenekleri

CLARMAC - ÜTS: 8698864008595

CLARMIL - ÜTS: 8698864008625



FLARMAC/FLARMIL

Fiber Optik Laringoskop Seti - Macintosh/Miller

- 1 Plastik kutu içerisinde
- 2 134°C'de otoklavlanabilir
- 3 Kavisli ve düz bıçak tipleri
- 4 Dezenfektan solüsyonuna dayanıklı
- 5 Set içeriği:
 - 3 adet bıçak (Boyutlar: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
 - Özel kilit sistemli 1 adet sap
 - 1 adet yedek ampul
 - 3, 4 veya 5 bıçaklı set seçenekleri

FLARMAC - ÜTS: 8698864008649

FLARMIL - ÜTS: 8698864008663



DIASET

Tanı Seti - Standart/Halojen

- 1 Fermuarlı çanta içinde
- 2 134°C'de otoklavlanabilir
- 3 Ayarlanabilir ışık şiddeti
- 4 Set içeriği:
 - 1 adet otoskop
 - 1 adet oftalmoskop
 - 2 adet larenks aynası (3 ve 4 numara)
 - 1 adet metal dil basacağı
 - 1 adet tek kullanımlık dil basacağı adaptörü
 - 3 adet kulak spekulumu (2,5/3,5/4,5 mm ölçülerinde)
 - 1 adet ışık tutucu (larenks aynaları için)
 - 2 adet yedek ampul
 - 1 adet burun spekulumu (tekrar kullanılabilir)
 - 1 adet vidalı kilit sistemli sap



Sipariş Kodu: M040410 - ÜTS: 8698864008687

OTOSET

Otoskop Seti - Standart/Halojen

- 1 Fermuarlı çanta içinde
- 2 Ayarlanabilir ışık şiddeti
- 3 Set şunlardan oluşmaktadır:
 - 1 adet vidalı kilit sistemli otoskop başlığı
 - 3 adet tekrar kullanılabilir kulak spekulumu (2,5/3,5/4,5 mm)
 - 1 adet vidalı kilit sistemli sap

Sipariş Kodu: M040411 - **ÜTS:** 8698864008700



OFTASET

Oftalmoskop Seti / Oftalmoskop Topluluğu - Standart/Halojen

- 1 Plastik kutu içerisinde
- 2 134°C'de otoklavlanabilir
- 3 -25 ile +40 arasında 24 diyoptri ayan
- 4 Set içeriği:
 - 1 adet vidalı kilit sistemli oftalmoskop başlığı
 - 1 adet vidalı kilit sistemli sap

Sipariş Kodu: M040412 - **ÜTS:** 8698864008700



OTO-OFTASET

Oto/Oftalmoskop + Oftalmoskop - Standart/Halojen

- 1 Plastik kutu içerisinde
- 2 Ayarlanabilir ışık şiddeti
- 3 Vakum tipi ampul
- 4 -25 ile +40 aralığında 24 diyoptri ayan
- 4 Set içeriği:
 - 3 adet tekrar kullanılabilir kulak spekulumu (2,5/3,5/4,5 mm)
 - 1 adet otoskop başlığı
 - 1 adet oftalmoskop başlığı
 - 1 adet vidalı kilit sistemli sap

Sipariş Kodu: M040413 - **ÜTS:** 8698864008724



firstMED

İÇERİK

HASTABAŞI MONİTÖRLERİ	39
EKG CİHAZLARI	40
EKG HOLTERLERİ	41
TANSİYON HOLTERİ	41
SPIROMETRİ SİSTEMİ	41

pM-6000

Hastabaşı Monitörü - Kompakt Tasarım

- 1 8.4" renkli LCD ekran
- 2 2 saatlik batarya süresi
- 3 Aynı anda 8 dalga formu takibi
- 4 Görseller ve sesli alarmlar
- 5 72 saatlik trend kaydı
- 6 Standart Parametreler: EKG, SPO2, ISI, NIBP, HR, RESP
- 7 Opsiyonel Parametreler: 2 Kanal IBP, CO2

Sipariş Kodu: M068101 - **ÜTS:** 8698864008380



pM-6800

Hastabaşı Monitörü - Kompakt Tasarım

- 1 8" renkli LCD ekran
- 2 2 saatlik batarya süresi
- 3 Aynı anda 7 dalga formu takibi
- 4 Görseller ve sesli alarmlar
- 5 72 saatlik trend kaydı
- 6 Apne alarmı
- 7 Standart Parametreler: EKG, SPO2, ISI, NIBP, HR, RESP

Sipariş Kodu: M068102 - **ÜTS:** 8698864008397



pM-8000

Hastabaşı Monitörü - Kompakt Tasarım

- 1 12,1" renkli LCD ekran
- 2 2 saatlik batarya süresi
- 3 Aynı anda 8 dalga formu takibi
- 4 Görseller ve sesli alarmlar
- 5 72 saatlik trend kaydı
- 6 Apne alarmı
- 7 Standart Parametreler: EKG, SPO2, ISI, NIBP, HR, RESP
- 8 Opsiyonel Parametreler: 2xIBP, ETCO2

Sipariş Kodu: M068103 - **ÜTS:** 8698864008373



ECG100G

EKG Cihazı - Tek Kanal / Konsol Tipi

- 1 Hafif ve kompakt tasarım
- 2 Yazdırma modları: Otomatik ve manuel
- 3 Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- 4 AC ve EMG filtreleri
- 5 Dahili batarya

Sipariş Kodu: M066922 - **ÜTS:** 8698864008915



ECG300G

EKG Cihazı - 3 Kanal / Konsol Tipi

- 1 Hafif ve kompakt tasarım
- 2 Yazdırma modları: Otomatik, manuel ve ritim
- 3 Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- 4 AC, EMG ve DFT filtreleri
- 5 Dahili batarya - Dahili hafıza: 1.000 hasta
- 6 Lead yerleşim şeması
- 7 Ekran: 320x240 renkli LCD
- 8 Yorumlama özelliği

Sipariş Kodu: M066923 - **ÜTS:** 6945040100089



ECG600G

EKG Cihazı - 6 Kanal / Konsol Tipi

- 1 Hafif ve kompakt tasarım
- 2 Yazdırma modları: Otomatik, manuel ve ritim
- 3 Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- 4 AC, EMG ve DFT filtreleri
- 5 Dahili batarya - Dahili hafıza: 1.000 hasta
- 6 Lead yerleşim şeması
- 7 Ekran: 800x480 renkli LCD dokunmatik ekran
- 8 Yorumlama özelliği

Sipariş Kodu: M066925 - **ÜTS:** 6945040100485



ECG1200G

EKG Cihazı - 12 Kanal / Konsol Tipi

- 1 Hafif ve kompakt tasarım
- 2 Yazdırma modları: Otomatik, manuel ve ritim
- 3 Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- 4 AC, EMG ve DFT filtreleri
- 5 Dahili batarya
- 6 Dahili hafıza: 100 hasta
- 7 Lead yerleşim şeması
- 8 Ekran: 800x600 renkli LCD dokunmatik ekran

Sipariş Kodu: M066926 - **ÜTS:** 6945040100492



EH-12

EKG Holter Sistemi - 12 Kanallı

- 1 8" renkli LCD ekran
- 2 2 saatlik batarya süresi
- 3 Aynı anda 7 dalga formu takibi
- 4 Görseller ve sesli alarmlar
- 5 120 saatlik trend kaydı
- 6 Apne alarmı
- 7 Standart Parametreler: EKG, SPO2, ISI, NIBP, HR, RESP

Sipariş Kodu: M067121 - **ÜTS:** 8698864008885



ABPM-50

Tansiyon Holter Sistemi Geniş ve Renkli Ekran

- 1 Hafif ve kompakt tasarım
- 2 Osilometrik ölçüm
- 3 Gece ve gündüz için programlanabilir yazılım
- 4 Gelişmiş raporlama
- 5 Sesli ve görsel alarmlar
- 6 Opsiyonel: SpO2 ölçümü

Sipariş Kodu: M067102 - **ÜTS:** 8698864012608



SP-10

Spirometre Cihazı Taşınabilir

- 1 1.8" TFT renkli ekran
- 2 Yapılan testler: FVC
- 3 Dahili batarya

Sipariş Kodu: M066910 - **ÜTS:** 8698864009325



PLASMED

İÇERİK

BİSTURİ UÇLARI	43
AMBU SETLER	44
CİLT ZIMBASI VE ZIMBA SÖKÜCÜ	45
KOTER PLAKLARI	45
İNFÜZYON SETLERİ	46
I.V. KANÜL	46
EKG ELEKTRODU	47
LATEKS MUAYENE ELDİVENLERİ	47
LATEKS CERRAHİ ELDİVENLERİ	47

- 1 Karbon çelik
- 2 Boyutlar: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 3 Tekli steril ambalajda
- 4 Ambalaj: 100 adet/kutu, 5.000 adet/koli



NO:10 - Sipariş Kodu: M035037 - ÜTS: 6945630118821

NO:11 - Sipariş Kodu: M035038 - ÜTS: 6945630118838

NO:12 - Sipariş Kodu: M035039 - ÜTS: 6945630118845

NO:15 - Sipariş Kodu: M035040 - ÜTS: 6945630118852

NO:18 - Sipariş Kodu: M035041 - ÜTS: 6945630118869

NO:20 - Sipariş Kodu: M035042 - ÜTS: 6945630118876

NO:21 - Sipariş Kodu: M035043 - ÜTS: 6945630118883

NO:22 - Sipariş Kodu: M035044 - ÜTS: 6945630118890

NO:23 - Sipariş Kodu: M035045 - ÜTS: 6945630118906

NO:24 - Sipariş Kodu: M035046 - ÜTS: 6945630118913

AMBUSET-D

Ambu Set / PVC Resusitatörlü / Tek Kullanımlık

- 1 Basınç tahliye valfi
- 2 Enjektör ile şişirilebilen hava yastıklı maske
- 3 Oksijen balon hacimleri: Yetişkin (1700 ml) , çocuk (600 ml) ve bebek (280 ml)
- 4 Oksijen rezervuar hacimleri:
- 5 Yetişkin (2000 ml), çocuk ve bebek (1600 ml)
- 6 Set içeriği: 1 adet PVC maske, 3 adet airway ve 1 adet nasal oksijen kanülü

D280 - Sipariş Kodu: M034523 - **ÜTS:** 8698864013193

D600 - Sipariş Kodu: M034524 - **ÜTS:** 8698864013209

D1700 - Sipariş Kodu: M034525 - **ÜTS:** 8698864013216



AMBUSET-R

Ambu Set / Silikon Resusitatörlü / Çok Kullanımlık

- 1 Otoklavlanabilir (134°)
- 2 Basınç tahliye valfi
- 3 Oksijen balon hacimleri: Yetişkin (1700 ml), çocuk (600 ml) ve bebek (280 ml)
- 4 Oksijen rezervuar hacimleri: Yetişkin (2000 ml), çocuk ve bebek (1600 ml)
- 5 Maske boyutları: 0, 1, 2, 3, 4, 5
- 6 Set içeriği: 2 adet silikon maske, 3 adet airway, 1 adet nasal oksijen kanülü ve 1 adet ağız açacağı
- 7 Tüm ekipmanları taşımak için sert plastikten taşıma çantası
- 8 Ambalaj: 12 adet/koli

R280 - Sipariş Kodu: M034501 - **ÜTS:** 8698864013162

R600 - Sipariş Kodu: M034521 - **ÜTS:** 8698864013179

R1700 - Sipariş Kodu: M034522 - **ÜTS:** 8698864013186



F-35W

Stapler Sökücüsü / Çok Kullanımlık / Steril

- 1 ETO ile sterilize edilebilir
- 2 Tekli steril blister ambalajda
- 3 Ambalaj: 200 adet/koli

Sipariş Kodu: M035031 - **ÜTS:** 5060186750125



C-WR

Cilt Stapleri / Tek Kullanımlık / Steril

- 1 Paslanmaz çelik
- 2 35 adet geniş (w) zımba teli
- 3 Tekli steril blister ambalajda
- 4 Ambalaj: 5 adet/kutu, 100 adet/koli

Sipariş Kodu: M035031 - **ÜTS:** 5060186750125



GP03 / GP04

Koter Plağı - Tekli / Çiftli

- 1 Tekli (monopolar) veya çiftli (bipolar)
- 2 Hidrojelli iletken yapıştırıcı
- 3 Her model koter cihazı ile kullanıma uyumlu
- 4 Çok kullanımlık ara bağlantı kabloları (Opsiyonel)
- 5 Ambalaj: 50 adet/kutu, 400 adet/koli

GP03 - Sipariş Kodu: M034302 - **ÜTS:** 8698864001404

GP04 - Sipariş Kodu: M034304 - **ÜTS:** 8698864001428



INFSET-S

İnfüzyon Seti / Tek Kullanımlık / Steril

- 1 İnfüzyon şişe ve torbaları için
- 2 Hava girişli delme ucu
- 3 Kapaklı havayolu filtresi
- 4 20 damla = 1 ml
- 5 15 µm sıvı filtresi
- 6 Roller damla ayarlayıcısı
- 7 Enjeksiyon portlu – latex içermez
- 8 Luer lock konektör
- 9 21 G iğne
- 10 Hortum uzunluğu: 150 cm
- 11 Tekli steril ambalajda
- 12 Ambalaj: 500 adet/koli



Sipariş Kodu: M034231 - **ÜTS:** 8698864009912

PLASCATH

I.V. Kanül

- 1 Japon Paslanmaz Çelik Kanül
- 2 Pürüzsüz Kanülasyon için Ekstra İnce İğne Ucu
- 3 Daha Düşük Giriş Kuvveti Sağlayan İnce Duvarlı FEP/PTFE Kateter
- 4 Daha Düşük Uç-Duvar Kalınlığı için Özel Uç Teknolojisi
- 5 Kullanım Sırasında Soyulma (Peel-Back) Sorunlarını Önlemek Amacıyla Kateter ve İğne Arasında Minimum Boşluk
- 6 Sızıntıyı Önlemek Üzere Tasarlanmış Luer Lock Bağlantısı
- 7 Pirojenik Olmayan Yapı
- 8 Yetişkinler için Kanatlı ve Enjeksiyon Portlu Radyopak Kateter: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G
- 9 Yenidoğanlar için Küçük Kanatlı ve Enjeksiyon Portsuz
- 10 Radyopak Kateter: 24G, 26G



No:14G Adult - Sipariş Kodu: M031825 - **ÜTS:** 8698864014671

No:16G Adult - Sipariş Kodu: M031826 - **ÜTS:** 8698864014688

No:17G Adult - Sipariş Kodu: M031827 - **ÜTS:** 8698864014695

No:18G Adult - Sipariş Kodu: M031828 - **ÜTS:** 8698864014701

No:20G Adult - Sipariş Kodu: M031829 - **ÜTS:** 8698864014718

No:22G Adult - Sipariş Kodu: M031830 - **ÜTS:** 8698864014725

No:24G Adult - Sipariş Kodu: M031831 - **ÜTS:** 8698864014732

No:24G Neonatal - Sipariş Kodu: M031841 - **ÜTS:** 8698864014749

No:26G Neonatal - Sipariş Kodu: M031842 - **ÜTS:** 8698864014756

ECG ELECTRODE

- 1 B5055 Yetişkin: Yuvarlak, Boyut: 50*55 mm, Köpük Tabanlı, Katı Jel, 50 adet / poşet.
- 2 B2525 Çocuk: Boyut: 25,4*25,4 mm, Köpük Tabanlı, Katı Jel, 50 adet / poşet.

B5055 - Sipariş Kodu: M035905 - ÜTS: 8698864016187
B2525 - Sipariş Kodu: M035906 - ÜTS: 8698864016194



Lateks Muayene Eldivenleri

- 1 Çift ele uyumlu
- 2 Sadece tek kullanımlık
- 3 Pudralı / Pudrasız
- 4 Bedenler: X-Small, Small, Medium, Large, X-Large



PUDRALI / X-SMALL - ÜTS: 8698864013834
PUDRALI / SMALL - ÜTS: 8698864013841
PUDRALI / MEDIUM - ÜTS: 8698864013858
PUDRALI / LARGE - ÜTS: 8698864013865
PUDRALI / X-LARGE - ÜTS: 8698864013872

PUDRASIZ / X-SMALL - ÜTS: 8698864013889
PUDRASIZ / SMALL - ÜTS: 8698864013896
PUDRASIZ / MEDIUM - ÜTS: 8698864013902
PUDRASIZ / LARGE - ÜTS: 8698864013919
PUDRASIZ / X-LARGE - ÜTS: 8698864013926

Lateks Cerrahi Eldivenler

- 1 Doğal kauçuk lateks
- 2 Sadece tek kullanımlık
- 3 Pudralı / Pudrasız
- 4 Bedenler: 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5



PUDRALI / NO:6 - ÜTS: 8698864014763
PUDRALI / NO:6,5 - ÜTS: 8698864014770
PUDRALI / NO:7 - ÜTS: 8698864014787
PUDRALI / NO:7,5 ÜTS: 8698864014794
PUDRALI / NO:8 - ÜTS: 8698864014800
PUDRALI / NO:8,5 - ÜTS: 8698864014817

PUDRASIZ / NO:6 - ÜTS: 8698864014824
PUDRASIZ / NO:6,5 - ÜTS: 8698864014831
PUDRASIZ / NO:7 - ÜTS: 8698864014848
PUDRASIZ / NO:7,5 - ÜTS: 8698864014855
PUDRASIZ / NO:8 - ÜTS: 8698864014862
PUDRASIZ / NO:8,5 - ÜTS: 8698864014879

DİSTRİBÜTÖR ÜRÜNLERİ

İÇERİK

MP-60

İnfüzyon Pompası - Modüler Tasarım

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Türkçe dil seçeneği | 9 Otomatik ve manuel bolus |
| 2 Dokunmatik ekran | 10 Ayarlanabilir KVO |
| 3 Küçük boyut ve düşük ağırlık | 11 Gece modu |
| 4 Modüler tasarım | 12 Hasta kaydı |
| 5 Tak-çalıştır özelliği | 13 Tanımlı ilaç |
| 6 Üst üste yerleştirilebilme | 14 IV standına sabitleme imkânı |
| 7 Otomatik açılıp-kapanabilen panel | 15 Sesli ve görsel alarmlar |
| 8 Mayi sızıntılarını engelleyen gelişmiş mekanizma | 16 Dahili batarya |

MEDCAPTAIN



Sipariş Kodu: M066830 - ÜTS: 8698864012639

SYS-6010

İnfüzyon Pompası - Taşınabilir

- | |
|--------------------------------------|
| 1 Kolay kullanım |
| 2 Dokunmatik ekran |
| 3 Serbest akış engelleme mekanizması |
| 4 Üstün güvenlik ve güvenilirlik |
| 5 Yüksek doğruluk |
| 6 Opsiyonel damla sensörü |

MEDCAPTAIN



Sipariş Kodu: M066831 - ÜTS: 8698864012646

MP-80

İnfüzyon Çalışma İstasyonu - Taşınabilir

- | |
|--|
| 1 Modüler tasarım |
| 2 Üst üste kullanım imkanı |
| 3 Pompalarla senkronize alarm |
| 4 Wi-Fi ile merkezi sisteme bağlanabilme |
| 5 Kablo karışıklığını engelleme |
| 6 MP-60 infüzyon ve MP-30 şırınga pompalarına uyumlu |

MEDCAPTAIN



Sipariş Kodu: M066834 - ÜTS: 8698864012653

MP-30

Şırınga Pompası - Modüler Tasarım

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Türkçe dil seçeneği | 8 Ayarlanabilir KVO |
| 2 Dokunmatik ekran | 9 Gece modu |
| 3 Küçük boyut ve düşük ağırlık | 10 Hasta kaydı |
| 4 Modüler tasarım | 11 IV standına sabitleme imkanı |
| 5 Tak-çalıştır özelliği | 12 Sesli ve görsel alarmlar |
| 6 Üst üste yerleştirilebilme | 13 Dahili batarya |
| 7 Otomatik ve manuel bolus | |

Sipariş Kodu: M066832 - **ÜTS:** 8698864012615

MEDCAPTAIN



SYS-3011

Şırınga Pompası - Taşınabilir

- 1 Kolay kullanım
- 2 Üstün güvenlik ve güvenilirlik
- 3 Yüksek doğruluk
- 4 Patentli sürücü sistemi
- 5 Özel motor sürücü teknolojisi

Sipariş Kodu: M066833 - **ÜTS:** 8698864012622

MEDCAPTAIN



HI-101

Spirometre Cihazı / Konsol Tipi

- | | |
|---|---|
| 1 Astım, COPD ve diğer solunum sorunlarını test etmede kullanılır | 9 Ofis ve klinik kullanım için ideal |
| 2 Yetişkin, çocuk hastalarda kullanıma uygun | 10 Sadece tuşlara basılarak 3 dakikada test sonucu |
| 3 Taşınabilir kompakt yapı | 11 Dahili şarj edilebilir batarya |
| 4 Geniş LCD ekran | 12 Termal yazıcı |
| 5 SVC, FVC, MVV, BD testi | 13 Opsiyonel Seçenekler: Yönetim yazılımı, kalibrasyon şırıngası (3L veya 1L), spiro filtre |
| 6 Yaklaşık 100 testlik veri hafıza kapasitesi | |
| 7 RS-232C arabirimi | |
| 8 Kanıtlanmış ATS doğruluğu | |

Sipariş Kodu: M063901 - **ÜTS:** 8698864013353

CHEST




BIOPSİ PUNCH

Steril

- 1 Tek kullanımlık
- 2 Boyutlar: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- 3 Ambalaj: Kutu-20 adet; Koli-50 kutu

2 mm - Sipariş Kodu: M032307 - ÜTS: 4560146922605
3 mm - Sipariş Kodu: M032301 - ÜTS: 4560146922599
4 mm - Sipariş Kodu: M032302 - ÜTS: 4560146922582
5 mm - Sipariş Kodu: M032303 - ÜTS: 4560146922612
6 mm - Sipariş Kodu: M032304 - ÜTS: 4560146922575



PREZERVATİFLİ SONDA

Tek Kullanımlık / Steril

- 1 Yumuşak, saf lateks.
- 2 Tüm standart idrar torbalarıyla uyumlu.
- 3 Yumuşak yapışkan şeritli.
- 4 Boyutlar: Orta (25 mm), Büyük (30 mm) ve XL (35 mm).

CATHETER-L - Sipariş Kodu: M030716 - ÜTS: 8905159006694
CATHETER-M - Sipariş Kodu: M030717 - ÜTS: 8905159006687
CATHETER-XL - Sipariş Kodu: M030710 - ÜTS: 8905159006700



NEW ASKIR - 230/12V BR

Şarjlı Aspiratör Cihazı

YENİ ASKIR 230/12V BR, yetişkinlerde veya çocuklarda vücut sıvılarının aspirasyonu, oral, nazal ve trakeal aspirasyon için elektrikli bir aspirasyon ünitesidir. Hem profesyonel ortamda hem de evde bakımda acil durum uygulamaları ve ameliyat sonrası terapi için uygundur. Üç farklı çalışma seçeneği: AC/DC adaptörü, şarj edilebilir pil ve 12V, onu aşırı ısınma olmadan KESİNLİKLE çalışma için onaylanmış çok yönlü bir emiş ünitesi yapar. Düşük pil seviyesini gösteren görsel ve sesli alarm ile sağlanır. Yeni tasarlanmış ergonomik tutamak, rahat ve güvenli bir tutuş sağlar.

Sipariş Kodu: M066933 - ÜTS: 8054619100370



TRIMPEKS

Sağlık Hizmeti
İhtiyaçlarınız için
"Tek Durak Noktanız"

- ✓ **Tespit**
- ✓ **Risk Değerlendirmesi**
- ✓ **Teşhis**
- ✓ **Tedavi**



İletişim

📍 Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cd. No:1/11 34415 Kağıthane İstanbul Türkiye

🌐 www.trimpeks.com

📧 info@trimpeks.com

☎ +90 212 319 50 00