

PRODUCT CATALOGUE CATALOGUE PRODUITS



Votre “Guichet Unique” pour
Exigences en matière de soins de santé pour

- ✓ Détection ✓ Évaluation des risques
- ✓ Diagnostic ✓ Thérapie



Trimpeks Santé a été créée en 1990 à Istanbul / Turquie par des partenaires conscients de l'importance et de la valeur de la santé dans la vie d'une personne.

Considérant qu'une personne devrait à la fois réussir à se contrôler et / ou se soigner elle-même, au quotidien ou aux moments requis; nous avons construit une gamme complète "Soins à domicile".

Considérant également qu'une personne doit, aux moments requis, être prise en charge par des professionnels de la santé dans des hôpitaux et des cliniques; Nous avons également mis au point une gamme de base complète "Produits hospitaliers".

Nous sommes ainsi devenus un **"guichet unique"** pour les besoins en matière de soins de santé; qui serve prestigieusement plus de 50 pays à travers le monde.

Notre critère de sélection des éléments constitutifs de notre portefeuille de produits est le suivant:
"Chaque produit de Trimpeks doit être d'une qualité qui peut être utilisée avec nos membres de la famille,,

Puisque vous avez ce catalogue dans votre main; nous vous invitons à être un partenaire Trimpeks dans votre pays.

Cordialement,

Votre "EQUIPE TRIMPEKS"

INDEX

SOINS & TRAITEMENTS DE DIABÈTE	4
MESURE DE TEMPÉRATURE	8
MESURE DE LA TENSION ARTÉRIELLE	9
ACCESSORIES	11
STÉTHOSCOPES	12
MARTEAU RÉFLEXE	13
NÉBULISEUR	14
CONCENTRATEURS D'OXYGÈNE	15
OXYMÈTRES DE POULS	16
TRAITEMENT DE L'APNÉE DU SOMMEIL (CPAP & BIPAP)	17
MASQUES POUR VENTILATEURS	19
SYSTÈMES MATELAS ANTI-ESCARRE À AIR	20
SOULAGEMENT DES DOULEURS (TENS + EMS)	21
SOINS AUX PATIENTS	22

pM-100 *fasTtest*

Lecteur de glycémie

Facile à utiliser et rapide, le système de surveillance de la glycémie Plusmed fasTTest garantit des processus d'analyse avec des résultats précis, en utilisant seulement une petite quantité de sang pour le diagnostic in vitro. Le système de surveillance de la glycémie Plusmed fasTTest est conçu pour l'usage au maison et par professionnels de la santé afin de mesurer la glycémie totale obtenue du bout des doigts, de la paume de la main ou de l'avant-bras.



- 1 Mesure en 5 secondes
- 2 0,5 µl d'échantillon de sang
- 3 Système de codage automatique
- 4 alarmes de rappel
- 5 300 mémoires
- 6 Transfert sur PC
- 7 Grand écran LCD
- 8 Alarmes indicatives d'hypoglycémie et d'hyperglycémie.
- 9 Résultats moyens 7-14-30 jours
- 10 Réglages de gamme „High“ et „Low“
- 11 Test de site alternatif

Code de Commande: M020751 - **No. de Produit:** 5060186753614

pM-100 *fasTtest*

Bandelettes de glycémie



Les bandelettes de test de glycémie Plusmed fasTTest sont utilisées avec le lecteur de glycémie de Plusmed fasTTest de Plusmed pour mesurer quantitativement le glucose (sucre) dans le sang obtenu du bout des doigts, de la paume et de l'avant-bras.

Code de Commande: M020752 - **No. de Produit:** 5060186753621

- 1 Pour l'analyse du glucose sanguin capillaire.
- 2 Taille minimale de l'échantillon de sang (0,5 µl)

pM-100 *fasTtest*

Lancettes de sang



Les lancettes de sang Plusmed FasTTest sont utilisées avec un dispositif de ponction pour prélever des échantillons de sang. Les lancettes de sang Plusmed FasTTest sont à usage unique et utilisables chez un seul patient.

Code de Commande: M021965 - **No. de Produit:** 6957138609251

- 1 Application indolore grâce au petit diamètre de l'aiguille.
- 2 Calibre d'aiguille: 30G
- 3 Plus fiable grâce à la méthode de stérilisation utilisée (gamma).

Reconnu pour sa facilité d'utilisation et son temps de réponse rapide, le système de surveillance de la glycémie Plusmed fasTest DailyCheck est conçu pour traiter des résultats précis en utilisant seulement une petite quantité de sang pour les diagnostics in vitro. Le système de surveillance de la glycémie Plusmed fasTest DailyCheck est destiné à être utilisé à domicile et dans des environnements professionnels tels que les hôpitaux et les cliniques, pour surveiller les niveaux de glycémie totale obtenus à partir de sites alternatifs dans différentes positions, comme assis sur une chaise ou au chevet du patient. L'affichage contrasté, les grandes icônes et les grands chiffres permettent de lire facilement les résultats du test.



Code de Commande: M020775 - No. de Produit: 8698864016071

- 1 5 secondes de temps de mesure
- 2 1 µl d'échantillon de sang
- 3 Aucun codage requis
- 4 Alarme pour le calendrier des tests
- 5 360 mémoires de test avec date et heure
- 6 Moyenne sur 7, 14 et 28 jours
- 7 mmol/L ou mg/dL (commutable)



Code de Commande: M020776 - No. de Produit: 8698864016088

pM-900 **fasTest DiagnoPRO**

Système De Surveillance Multiple

Reconnu pour sa facilité d'utilisation et son temps de réponse rapide, le système multi-surveillance DiagnoPro le plus rapide de Plusmed est conçu pour traiter des résultats précis en utilisant seulement une petite quantité de sang pour le diagnostic in vitro. Le système multi-surveillance DiagnoPro Plusmed fasTest est destiné à la mesure quantitative du glucose sanguin (sucre), de la β -cétone sanguine et de l'acide urique sanguin dans du sang total capillaire frais, du sang néonatal, des échantillons de sang artériel et veineux. Il est uniquement destiné à être utilisé à l'extérieur du corps (à des fins de diagnostic in vitro) et destiné à l'autodiagnostic des patients à domicile et à un usage professionnel dans les hôpitaux et les cliniques pour contrôler la glycémie.



Code de Commande: M020776 - No. de Produit: 8698864016088

- 1 Multifonction (glycémie, β -cétone et acide urique)
- 2 GDH - FAD 0,7 µl d'échantillon de sang
- 3 Glycémie moyenne sur 7, 14, 30, 60 et 90 jours
- 4 Résultats en 5 secondes
- 5 Mémoire jusqu'à 500 tests
- 6 Éjecteur de bande
- 7 Certifié ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015
- 8 Téléchargement PC via un câble de transfert de données
- 9 Convient pour une utilisation néonatale
- 10 Six mois après expiration de la bandelette réactive après la première ouverture du flacon
- 11 Indicateur de plage de mesure



Code de Commande: M020722 - No. de Produit: 8698864014572

Fastest Hblyzer est destiné à être utilisé pour la détermination quantitative de l'hémoglobine (Hb) et de l'hématocrite calculé (Hct) dans le sang total humain capillaire et veineux. Ce système est destiné à être utilisé à l'extérieur du corps (à des fins de diagnostic in vitro), par un examen physique et par des professionnels de la santé en situation clinique telle que l'anémie.



- 1 Résultats en 15 secondes
- 2 10 ul petit échantillon de sang
- 3 La mémoire enregistre 1000 lectures avec date et heure.
- 4 Trois unités de mesure commutables.
- 5 Etui de luxe
- 6 Avec grand écran LCD
- 7 Mise hors tension automatique
- 8 Téléchargement de données sur PC via le logiciel Plusmed Fastest Hblyzer

Code de Commande: M020783 - No. de Produit: 8698864014954

La bandelette d'hémoglobine fastTest Hblyzer est utilisée avec le lecteur d'hémoglobine fastTest Hblyzer comme système d'analyse de l'hémoglobine pour mesurer quantitativement l'hémoglobine avec le sang total capillaire et veineux. Le système d'analyse de l'hémoglobine est destiné uniquement à un usage diagnostique in vitro (pour le mécanisme de détection médicale) (à l'extérieur du corps).



Code de Commande: M020781 - No. de Produit: 8698864014961

- 1 Pour tester l'hémoglobine avec du sang total capillaire et veineux
- 2 Petit volume d'échantillon de sang (10 µL)
- 3 50 bandelettes de test

ANALYSEUR DE GLYCOHÉMOGLOBINE

HbA1c portable unique.

Analyseur pour de meilleurs soins du diabète

- 1 Test portable de l'HbA1c
- 2 Résultat précis avec CV <3 %
- 3 Opération facile et rapide
- 4 Stockage à température ambiante



Code de Commande: M020784 - No. de Produit: 8698864015975



Code de Commande: M020785 - No. de Produit: 6935784400033

FASTFINE

Aiguilles pour stylo à insuline

Des aiguilles à crayons sont utilisées avec des stylos à injection pour administrer des médicaments injectables dans le corps. Les aiguilles à insuline de type crayon sont offertes dans une variété de longueurs et de largeurs adaptées à tous les types de corps. La longueur de l'aiguille à choisir (entre 8 mm et 4 mm) dépend de la taille du patient. Les enfants bénéficieront probablement de la taille plus petite. Chaque aiguille est encastree dans un seau en plastique pouvant être fixé au stylo.



- 1 Stérile
- 2 Convient à tous les stylos à insuline
- 3 Non toxique, Non pyrogène
- 4 Enduit de silicone
- 5 Disponible en 4 tailles différentes
 - 32 G (0.23 X 4 mm)
 - 32 G (0.23 X 5 mm)
 - 31 G (0.25 X 6 mm)
 - 31 G (0.25 X 8 mm)



4MM-32G-100 - Code de Commande: M026620 - No. de Produit: 6972857290863

5MM-32G-100 - Code de Commande: M026621 - No. de Produit: 6972857291723

6MM-32G-100 - Code de Commande: M026622 - No. de Produit: 6972857290856

8MM-31G-100 - Code de Commande: M026623 - No. de Produit: 6972857291716

MT-811

Thermomètre Digital

Le MT-811 est un thermomètre digital de type stylo qui permet de mesurer la température à plusieurs endroits du corps, tout en maintenant une température relativement stable (orale, axillaire, rectale). Visualisez les lectures avec une grande précision (0.1 °C ou 0.2 °F).

- 1 Précision de $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 2 Réponse rapide
- 3 Fonction de mémoire
- 4 Arrêt automatique

Code de Commande: M029430 - No. de Produit: 6973709231058



UltraScan II

Thermomètre Infrarouge Oreille Et Frontal Sans Contact

- 1 Mesuré sur le front ou l'oreille
- 2 Lecture rapide
- 3 10 mémoires de lecture
- 4 Rétroéclairage 3 couleurs
- 5 Résultat en 1 seconde
- 6 Mise hors tension automatique

Code de Commande: M020438 - No. de Produit: 6970392214481



- 1 Mesures précises
- 2 Grand écran rétroéclairé avec grands chiffres faciles à lire
- 3 Indicateur de risque d'hypertension de l'OMS
- 4 Détecteur d'arythmie cardiaque (IHB)
- 5 Moyenne des 3 dernières mesures
- 6 2 mémoires de 120 mesures avec indication de la date et de l'heure pour deux utilisateurs
- 7 Indicateur de serrage du brassard
- 8 Indicateur de mouvement
- 9 Indicateur de batterie faible
- 10 Arrêt automatique
- 11 Port USB de type C
- 12 Brassard de 22 à 42 cm
- 13 4 piles alcalines AAA
- 14 Pochette de transport



Code de Commande: M028757 - No. de Produit: 6948158401154

CONNECT

Moniteur De Tension Artérielle Numérique Entièrement Automatique De Type Bras

- 1 Mesure précise
- 2 Méthode d'inflation silencieuse
- 3 Mise hors tension automatique
- 4 Indicateur de rythme cardiaque irrégulier
- 5 Moyenne des 3 derniers tests
- 6 Mesure de pression statique
- 7 Connexion Bluetooth
- 8 2x150 mémoires en deux groupes avec date et heure
- 9 Circonférence du brassard : environ 135 (L) x 485 (L) mm



Code de Commande: M028743 - No. de Produit: 6970392213408

pM-8197W

Tensiomètre Électronique Automatique De Poignet

- 1 Moyenne des 3 dernières mesures
- 2 Mesure précise
- 3 Détection des battements cardiaques irréguliers
- 4 Résultat rapide
- 5 Méthode de gonflage silencieuse
- 6 Arrêt automatique
- 7 Tour de poignet : 13,5-21,5 cm (5,3-8,5")



Code de Commande: M028740 - No. de Produit: 8698864016484

PERFECT

Sphygmomanomètre Anéroïde Manopoire Professionnel

- 1 Boîtier en métal chromé
- 2 48 mm de diamètre de cadran
- 3 Poignée en acier inoxydable chromée
- 4 Échelle 0-300 mmHg
- 5 Précision de mesure de ± 3 mmHg
- 6 Manchette à crochet adulte en coton vert
- 7 Système à double tube
- 8 Mallette de rangement

Code de Commande: M021629 - No. de Produit: 6970384252132



Palm Sphyg I

Sphygmomanomètre Anéroïde De Type Palme

- 1 Boîtier supérieur en plastique ABS
- 2 60,2 mm de diamètre de cadran
- 3 Utilisation main droite ou main gauche
- 4 Grande poignée en alliage de zinc avec revêtement en poudre noir
- 5 Valve de dégonflage : "Appuyez sur le bouton," pour un dégonflage rapide, "Vissage," pour un dégonflage précis
- 6 Manchette adulte avec anneau en D en nylon
- 7 Anneau antichoc en silicone
- 8 Casier de rangement

Code de Commande: M021630 - No. de Produit: 6970384252187



pM-A01S

Tensiomètre Anéroïde Avec Stéthoscope

Avec le pM-A01S, la mesure de la pression artérielle est effectuée avec le méthode auditive à poignée et stéthoscope. Il fournit une mesure plus fiable.

- 1 Manomètre de 300 mmHg.
- 2 Manchette en nylon avec anneau en D
- 3 Jauge en métal à haute résistance
- 4 Stéthoscope externe léger à tête unique
- 5 Soupape de décharge d'air en laiton chromé

Code de Commande: M029350 - No. de Produit: 6975531370097



MANCHETTE À CROCHET EN MÉTAL

- ① Compatible avec les tensiomètres anéroïdes
- ② Double tube
- ③ Vessie en latex
- ④ Vert
- ⑤ Dimensions du brassard : 49 x 14 cm
Dimensions de la vessie : 22 x 12 cm
Circonférence des bras : 25 – 40 cm



MANOMÈTRE

- ① Compatible with Aneroid Sphygmomanometers



POIRE

- ① Compatible avec Anéroïde Tensiomètres



POIGNETS VELCRO

Spécifications	Taille (mm)	Portée du bras (mm)
Nouveau-né	185x55	----
Nourrisson	255x75	130~190
Enfant	345x110	184~267
Adulte	540x145	254~406
Grand adulte (Obésité)	620x175	333~510
Cuisse	780x220	406~660



POIGNETS AVEC ANNEAU EN D

Spécifications	Taille (mm)
Adulte	500x140
Grand adulte (Obésité)	600x170



pM-ST71

Stéthoscope – Simple Pavillion

- 1 Utilisation confortable
- 2 Haute qualité
- 3 De meilleurs soins de santé
- 4 Bonne réponse acoustique
- 5 Embouts auriculaires avec cloche souple en forme de cône
- 6 Alliage d'aluminium
- 7 Binaural en alliage d'aluminium avec plaque de chrome
- 8 Diamètre de la poitrine: 46 mm
- 9 Diamètre de la membrane: 42,8 mm

Code de Commande: M020180 - No. de Produit: 8698864015524



pM-ST72

Stéthoscope - Double Pavillion

- 1 Utilisation confortable
- 2 Haute qualité
- 3 De meilleurs soins de santé
- 4 Bonne réponse acoustique
- 5 Avec bague anti-froid
- 6 Embouts auriculaires avec cloche souple en forme de cône
- 7 Direction opposée, fonction à deux fonctions
- 8 Alliage d'aluminium
- 9 Binaural en alliage d'aluminium avec plaque de chrome
- 10 Diamètre de la poitrine: 46 mm
- 11 Diamètre de la membrane: 42,8 mm

Code de Commande: M020195 - No. de Produit: 8698864015531



CardioSTETH I

Stéthoscope De Cardiologie En Acier Inoxydable

- 1 Pavillon en acier inoxydable, excellente conduction sonore
- 2 La membrane est sensible à la collecte du son
- 3 Tube épais en forme de "A" avec une excellente résistance à l'air ambiant interférences, assurant une meilleure conduction sonore
- 4 Livré complet avec accessoires

Code de Commande: M020190 - No. de Produit: 6970384252194



TaylHM

Marteau Réflexe De Type Taylor

- ❶ Poids : 56 g
- ❷ Longueur : 188 mm
- ❸ Largeur : 21 mm
- ❹ Manche en alliage de zinc, tête en PVC



Code de Commande: M030035 - No. de Produit: 6970384252200

BuckHM

Marteau Réflexe De Type Buck

- ❶ Poids : 90 g - Longueur : 186 mm - Largeur : 56 mm
- ❷ Manche en alliage de zinc, tête en PVC
- ❸ La broche de diagnostic se dévisse facilement de la tête, tandis que la brosse de diagnostic se retire par l'extrémité.



Code de Commande: M030036 - No. de Produit: 6970384252217

BabiHM

Marteau Réflexe De Type Babinski

- ❶ Poids : 97 g
- ❷ Longueur : 230 mm
- ❸ Largeur : 44 mm
- ❹ Manche en alliage de zinc, tête en PVC



Code de Commande: M030037 - No. de Produit: 6970384252224

RespiAid SMART

Nébuliseur à piston

- 1 Compresseur à piston
- 2 Ventilation optimale
- 3 Fusible de sécurité
- 4 Récipient à médicament en deux parties
- 5 Faible niveau sonore – moins de 60 dBA
- 6 Conception murale
- 7 Boîtier antichoc avec poignée
- 8 Roulement à trois billes pour un fonctionnement plus fluide

Code de Commande: M029562 - No. de Produit: 8906099802520



RespiAid Mesh-01

Nébuliseur à Mailles

Plusmed RespiAid Mesh-01 est destiné au traitement des maladies respiratoires telles que l'asthme, les allergies, etc. Grâce au circuit d'oscillation auto-excité, les feuilles de céramique contenues dans la tête de nébulisation avec le métal maille sont entraînées successivement pour osciller à une fréquence élevée, ce qui fait que le liquide s'écoule à travers la micromaille du treillis métallique et étant éjecté et nébulisé pour former un aérosol inhalant.

- 1 Gobelet à médicaments remplaçable
- 2 Conception silencieuse
- 3 Double alimentation (2 piles AA 1,5 V ou Micro USB 5 V)
- 4 Taille des particules $\leq 5\mu$
- 5 Taux de nébulisation $\geq 0,20$ ml/min
- 6 Capacité du gobelet à médicaments ≤ 8 ml
- 7 Accessoires : gobelet à médicaments | embout buccal | Masque adulte | Masque enfant | Câble USB | Sac de rangement | Batterie

Code de Commande: M0295572 - No. de Produit: 8698864016378



RespiAid P2

Concentrateur d'oxygène portable

Le concentrateur d'oxygène portable Plusmed RespiAid P2 est utilisé sur une base normative par les patients nécessitant un supplément d'oxygène. Il fournit une concentration élevée d'oxygène pour les patients.

Il fournit une concentration élevée d'oxygène et est utilisé avec une canule nasale pour acheminer l'oxygène du concentrateur vers le patient. Le Plusmed RespiAid P2 est petit, portable et peut être utilisé à la maison, en institution et dans divers environnements mobiles. Le concentrateur d'oxygène portable Plusmed RespiAid P2 est conforme à tous les critères d'acceptation FAA applicables pour l'oxygène portable transport et utilisation du concentrateur à bord des avions.

- ❶ Léger: 1,98 kg
- ❷ Mini taille: 221 * 85 * 160mm, très petite taille, facile à transporter
- ❸ 5 débits de réglage: De 1 à 5 débits de réglage, peuvent répondre à différentes demandes en oxygène
- ❹ Alimentation en oxygène pulsé: Plusmed RespiAid P2 équivaut à 5 litres
- ❺ Tamis moléculaire à haute efficacité: Capacité d'adsorption efficace, peut purifier plus pur
- ❻ Concentration en oxygène: 90% -3% / + 6%
- ❼ Compresseur puissant: Le compresseur puissant peut fournir une sortie stable
- ❽ Triple filtration: Élimine efficacement le pollen de l'air, les grosses particules, la poussière et autres impuretés
- ❾ Batterie: Batterie standard à 8 cellules jusqu'à 4 heures



Code de Commande: M023033 - No. de Produit: 8698864015685

pM-KN04

Concentrateur d'oxygène Stationnaire

Le concentrateur d'oxygène PM-KN04 se compose d'un compresseur d'air, d'une tour d'adsorption à tamis moléculaire, d'un capteur et d'un débitmètre. Grâce au tamis moléculaire, l'appareil utilise la méthode PSA (adsorption modulée en pression) pour concentrer directement l'oxygène médical à haute concentration à partir de l'air.

Compact et portable, cet appareil présente l'avantage d'être léger, facile à déplacer grâce à son chariot pivotant, stable, sûr, simple d'utilisation et silencieux, répondant ainsi aux exigences des dispositifs médicaux. Il permet également la mesure et l'affichage de la SpO2 et de la fréquence cardiaque via des accessoires. Ses applications sont nombreuses : domiciles, cliniques, hôpitaux, bars à oxygène, centres de bien-être, salles de sport, etc.

- ❶ Avec indicateur de fonctionnement
- ❷ Filtres intégrés pour purifier le gaz
- ❸ Indicateur de concentration d'oxygène
- ❹ Fonction de chronométrage
- ❺ Fonction d'arrêt programmé
- ❻ Alarme de coupure de courant
- ❼ Alarme de protection haute/basse pression
- ❽ Alarme de faible débit
- ❾ Alarme de température élevée
- ❿ Mesure de la SpO2 et du pouls
- ⓫ Nébuliseur interne



Code de Commande: M023027 - No. de Produit: 8698864015692

OxyCheck

Oxymètre de pouls

L'oxymètre de pouls OxyCheck est un appareil non invasif destiné au contrôle ponctuel de la saturation en oxygène de l'hémoglobine artérielle (SpO2) et du pouls de l'adulte et patients pédiatriques à domicile et en milieu hospitalier (y compris l'utilisation clinique en interniste / chirurgie, anesthésie, soins intensifs etc.).

- 1 Grand écran
- 2 Mesure le niveau de saturation en oxygène du sang et la fréquence du pouls
- 3 Formes d'onde SpO2 et PR
- 4 Indice de perfusion (PI)
- 5 Facile à utiliser
- 6 Haute précision
- 7 Indicateur de batterie faible
- 8 Mise hors tension automatique dans les 5 secondes
- 9 Écran affiché dans 4 directions



Code de Commande: M061607 - No. de Produit: 8698864015562

pM-AF03

Filtre d'aspiration hydrophobe

- 1 Taille : H : 54 mm ; w. 64mm
- 2 Boîtier:ABS
- 3 Filtre : disque média PTFE hydrophobe
- 4 BFE : 99,999 %
- 5 Taille des pores: 0,2 µm
- 6 Poids: 18,2 g
- 7 Connecteur: 8mm
- 8 Raccords cannelés étagés
- 9 Pression de fonctionnement maximale : 20 psi
- 10 Zone de filtration efficace : 24,6 cm2
- 11 Température de fonctionnement maximale : 60 °C



Code de Commande: M024911 - No. de Produit: 8698864016163

pM-AF05

Filtre d'aspiration hydrophobe

- 1 Size: H:54mm;w.58mm
- 2 Housing:PPFilter:
- 3 Air filtration membrane
- 4 BFE:99.999%
- 5 Pore Size: 0.3 µm
- 6 Weight:19.8g
- 7 Connector:6mm-8mmStepped Hose
- 8 Barbs
- 9 Max Operating Pressure:20psi
- 10 Effective Filtration Area: 15.5cm2
- 11 Max Operating Temp: 60°C



Code de Commande: M024912 - No. de Produit: 8698864016170

RespiAid CPAP est équipé des systèmes d'alarme et d'avertissement requis pour offrir simplicité, sécurité et confort à l'utilisateur pour fournir en continu traitement.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❶ Modes: CPAP ❷ Plage de pression: 4-20 hpa ❸ Temps de rampe: 0-60 minutes ❹ Affichage LCD ❺ Logiciel d'analyse puissant 6 Carte SD ❻ EP Flex ❼ Compensation automatique d'altitude ❽ Compensation automatique des fuites ❾ Marche / arrêt automatique ❿ Moteur haute performance ⓫ Humidification: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> ❿ Humidificateur:
Nettoyage facile Chambre à eau facile à remplir
Matériel en métal Chauffage rapide Bonne humidification ⓫ Niveau sonore: <30 dB ⓬ Langue: Multiple ⓭ Poids:
Sans humidificateur: <1 kg
Humidificateur inclus: <1,6 kg ⓮ Dimensions:
140 mm x 156 mm x 94 mm (sans humidificateur)
262 mm x 156 mm x 94 mm (avec humidificateur) |
|---|--|



Code de Commande: M022507 - No. de Produit: 8698864015647

Designed to provide the user with a comfortable sleep, RespiAid Auto CPAP offers all kinds of details for tracking the treatment parameters, and as an extremely technological product, it is equipped with alarm and warning systems and provides simplicity, safety and comfort to the user.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❶ Modes: CPAP, APAP ❷ Plage de pression: 4-20 hpa ❸ Temps de rampe: 0-60 minutes ❹ Affichage LCD ❺ Logiciel d'analyse puissant 6 Carte SD ❻ EP Flex ❼ Compensation automatique d'altitude ❽ Compensation automatique des fuites ❾ Marche / arrêt automatique ❿ Moteur haute performance ⓫ Humidification: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> ❿ Humidificateur:
Nettoyage facile Chambre à eau facile à remplir
Matériel en métal Chauffage rapide Bonne humidification ⓫ Niveau sonore: <30 dB ⓬ Langue: Multiple ⓭ Poids:
Sans humidificateur: <1 kg
Humidificateur inclus: <1,6 kg ⓮ Dimensions:
140 mm x 156 mm x 94 mm (sans humidificateur)
262 mm x 156 mm x 94 mm (avec humidificateur) |
|---|--|



Code de Commande: M022508 - No. de Produit: 8698864015654

Plusmed RespiAid BPAP-30T "S BPAP" peut être utilisé confortablement pendant l'apnée centrale en plus de soutenir respiration spontanée. Tout en assurant la respiration avec un minimum d'effort grâce à la respiration améliorée technologie de compatibilité sans fatiguer l'utilisateur. De plus, il accompagne les professionnels de santé avec des analyse et un programme de reporting intégré.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Modes: CPAP, APAP, BPAP-S, BPAP T | 13 Humidificateur: |
| 2 Plage de pression: 4-30 hpa | Nettoyage facile Chambre à eau facile à remplir |
| 3 Temps de rampe: 0-60 minutes | Matériel en métal Chauffage rapide Bonne humidification |
| 4 Affichage LCD | 14 Niveau sonore: <30 dB |
| 5 Logiciel d'analyse puissant | 15 Langue: Multiple |
| 6 Carte SD | 16 Poids: |
| 7 EP Flex | Sans humidificateur: <1 kg |
| 8 Compensation automatique d'altitude | Humidificateur inclus: <1,6 kg |
| 9 Compensation automatique des fuites | 17 Dimensions: |
| 10 Marche / arrêt automatique | 140 mm x 156 mm x 94 mm (sans humidificateur) |
| 11 Moteur haute performance | 262 mm x 156 mm x 94 mm (avec humidificateur) |
| 12 Humidification: 0-5 | |

Code de Commande: M022509 - No. de Produit: 8698864015661



Plusmed RespiAid BPAP-30T Pro "ST BPAP" peut être utilisé confortablement pendant l'apnée centrale en plus de soutenir respiration spontanée. Tout en assurant la respiration avec un minimum d'effort grâce à la respiration améliorée technologie de compatibilité sans fatiguer l'utilisateur. De plus, il soutient les professionnels de santé avec une analyse détaillée et un programme de reporting intégré.

- | | |
|--|---|
| 1 Modes: CPAP, APAP, BPAP-S, BPAP T, BPAP-ST | 13 Humidificateur: |
| 2 Plage de pression: 4-30 hpa | Nettoyage facile Chambre à eau facile à remplir |
| 3 Temps de rampe: 0-60 minutes | Matériel en métal Chauffage rapide Bonne humidification |
| 4 Affichage LCD | 14 Niveau sonore: <30 dB |
| 5 Logiciel d'analyse puissant | 15 Langue: Multiple |
| 6 Carte SD | 16 Poids: |
| 7 EP Flex | Sans humidificateur: <1 kg |
| 8 Compensation automatique d'altitude | Humidificateur inclus: <1,6 kg |
| 9 Compensation automatique des fuites | 17 Dimensions: |
| 10 Marche / arrêt automatique | 140 mm x 156 mm x 94 mm (sans humidificateur) |
| 11 Moteur haute performance | 262 mm x 156 mm x 94 mm (avec humidificateur) |
| 12 Humidification: 0-5 | |

Code de Commande: M022510 - No. de Produit: 8698864015678



pM-FM

Masque Facial pour PPC (CPAP)

Le masque facial pM-FM est confortable, flexible et silencieux, car il est conçu pour minimiser le contact avec la peau, ce qui procure une sensation de confort à l'utilisateur pendant le traitement.

- ❶ Valve anti-suffocation
- ❷ Support en silicone réglable sur le front.
- ❸ Ventilation bilatérale
- ❹ Port d'entrée d'oxygène
- ❺ Sans latex
- ❻ Clips réglables
- ❼ Coude à revolver

MEDIUM | Code de Commande: M027181 - No. de Produit: 8698864011687

LARGE | Code de Commande: M027183 - No. de Produit: 8698864011687



pM-NM

Masque Nasal pour PPC (CPAP)

Le masque nasal pM-NM est conçu pour une utilisation confortable, silencieuse et flexible. Grâce au contact minimisé avec la peau, l'utilisateur ressent une sensation de confort pendant le traitement.

- ❶ Support en silicone réglable sur le front.
- ❷ Ventilation
- ❸ Port d'entrée d'oxygène
- ❹ Ne contient pas de latex
- ❺ Clips incassables
- ❻ Coude à Revolver+

MEDIUM | Code de Commande: M027180 - No. de Produit: 8698864011670

LARGE | Code de Commande: M027182 - No. de Produit: 8698864011670



pM-AD01

Système Matelas à Cellules d'air Anti-Escarres

Ce produit est conçu pour aider et réduire l'incidence des escarres, tout en optimisant le confort du patient. Pour RCP en urgence, retirez rapidement la andelette couleur orange de RCP afin de réduire l'air rapidement.

- 1 Fonction de ventilation
- 2 Les tubes dans les lignes A-B offrent un gonflage alternatif
- 3 RCP - Valve de décharge rapide
- 4 Fait de PVC de qualité supérieure et durable
- 5 Facile à utiliser
- 6 Réglable
- 7 Niveau sonore faible, basses vibrations, basse température.
- 8 Fixation facile sur le cadre du lit avec des crochets.

Code de Commande: M022143 - No. de Produit: 6975397940014



pM-2012 PLUS

Système Matelas à Bulles d'air Anti-Escarres

Ce produit est conçu pour aider et réduire l'incidence des escarres, tout en optimisant le confort du patient. Il fournit également des soins individuels à domicile et des soins de longue durée aux personnes souffrant d'ulcères de pression. Traitement de la douleur tel que prescrit par un médecin.

- 1 Facile à utiliser
- 2 Réglable
- 3 Faible bruit
- 4 Faible vibration
- 5 Basse température
- 6 Fixation facile sur le cadre du lit avec des crochets.

Code de Commande: M022185 - No. de Produit: 6975397940007



pM-TE01

Stimulateur Électrique "2 en 1" TENS + EMS

Plusmed TENS + EMS „Système de double thérapie“ est un stimulateur électrique digital à deux canaux TENS / NMES pour l'application de traitement actif. Le stimulateur nerveux transcutané (TENS) peut être utilisé pour le soulagement symptomatique de la douleur chronique intractable. La stimulation électrique neuromusculaire (NMES) peut être utilisée pour soulager les spasmes musculaires, prévenir ou retarder l'atrophie due au désuétude, augmenter la circulation sanguine locale, rééduquer les muscles ou maintenir / augmenter l'amplitude des mouvements.

- 1 Numérique
- 2 2 canaux
- 3 8 programmes différents
- 4 Indicateur de batterie faible
- 5 Minuterie 12 étapes
- 6 Intensité et durée de traitement ajustables.

Code de Commande: M026502 - No. de Produit: 8698864013544



AS9020

Stimulateur Électrique "2 en 1" TENS + EMS

- 1 Fonctions TENS - EMS - MASSAGE
- 2 2 sorties avec 24 modes
- 3 20 niveaux d'intensité
- 4 Minuteur par défaut de 20 minutes
- 5 Durée réglable de 10 à 60 minutes
- 6 Écran rétroéclairé
- 7 Batterie lithium rechargeable
- 8 Indicateur de batterie (indique quand recharger la batterie)
- 9 Interface de chargement USB-C

Code de Commande: M026503 - No. de Produit: 6970890320783



pM-CH320

Compresse Gel Chaud/Froid Réutilisable

L'utilisation de la chaleur et du froid est un traitement standard pour une variété de blessures corporelles. Le type de chaque blessure ou condition indique si le chaud ou le froid sont appropriés. L'utilisation de compresses chaudes et froides est l'une des méthodes les plus simples de thérapie dans la zone affectée. Les compresses froides réduisent les contusions associées aux entorses, ainsi que les enflures et aident à soulager la douleur associée à ces affections en engourdissant la région. La compresse chaude détend les muscles, améliore la circulation sanguine et procure un effet calmant sur le corps, contribuant encore plus au processus de guérison.

- 1 Application confortable et facile.
- 2 Il procure un soulagement efficace des douleurs musculaires.
- 3 Cela aide à réduire le gonflement.
- 4 Excellent pour traiter un large éventail de lésions tissulaires
- 5 L'emballage réutilisable est parfait pour un traitement continu à la maison.

Code de Commande: M022141 - No. de Produit: 8698864007123



Préservatifs de Qualité Supérieure


- 1 Préservatifs en latex
- 2 Conditionnement unitaire : 1 préservatif
- 3 Largeur nominale : 52 ± 2 mm
- 4 Quantité : 100 préservatifs
- 5 Aucune méthode contraceptive n'offre une protection à 100 % contre les grossesses, la transmission du VIH ou d'autres IST.
- 6 Fabriqué en latex de caoutchouc naturel.
- 7 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Code de Commande: M030718 - No. de Produit: 6970533250491



SYSTÈMES POUR COLOSTOMIE, ILÉOSTOMIE ET UROSTOMIE

- ❶ Poche de colostomie monobloc en une pièce (fermée ou vidangeable)
- ❷ Poch d'urostomie monobloc une pièce (avec robinet)
- ❸ Poche de colostomie en deux pièces (fermée ou vidangeable)
- ❹ Plaque de base pour système de colostomie en deux pièces
- ❺ Plaque de base pour système d'urostomie en deux pièces





INDEX

[illegible]

TRULY

Thermomètre Infrarouge Sans Contact

Mesure la température de l'environnement et du corps sans contact. Avec des symboles d'avertissement en couleurs.

- ① Mesure en 0,5 secondes
- ② Écran LCD avec rétro-éclairage
- ③ Alarme de fièvre
- ④ 32 mémoires
- ⑤ ° C ou ° F commutable
- ⑥ Arrêt automatique
- ⑦ Température de couleur Warner

Code de Commande: M029631 - **No. de Produit:** 8698864013742



GUARDY PRO

Moniteur De Tension Artérielle Numérique

GUARDY PRO peut être utilisé par 2 utilisateurs et surveiller le risque d'hypertension selon l'OMS.

- ① Mesures précises
- ② Grand écran avec grands chiffres et rétroéclairage faciles à lire
- ③ Indicateur de risque d'hypertension de l'OMS
- ④ Détecteur de battements cardiaques irréguliers (IHB)
- ⑤ Moyenne des 3 dernières mesures
- ⑥ 2 x 120 mémoires avec indication de date et d'heure pour deux utilisateurs
- ⑦ Indicateur d'étanchéité du brassard
- ⑧ Indicateur de mouvement du corps
- ⑨ Indicateur de batterie faible
- ⑩ Mise hors tension automatique
- ⑪ Port USB de type C
- ⑫ Manchette 22-42 cm
- ⑬ 4 piles alcalines « AAA »
- ⑭ Pochette de transport

Code de Commande: M028758 - **No. de Produit:** 6948158401147



STEAMY

Nébuliseur à Compresseur

STEAMY est un nébuliseur convivial doté d'un puissant compresseur. Il est conçu pour délivrer les solution médicamenteuse pour traiter les voies respiratoires du patient troubles, tels que l'asthme, les allergies et la bronchite. Le nébuliseur convertit la solution médicamenteuse en un brouillard aérosol inhalé par le patient à travers l'embout buccal ou les masques

- ❶ Taux de nébulisation moyen > 0,32 ml / min
- ❷ Mode de fonctionnement: 24 heures en continu
- ❸ Débit: 5-8 LPM
- ❹ MMAD: 3 µm

Code de Commande: M029724 - **No. de Produit:** 8698864007734



FONDLY

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE

- ❶ 4 sensor de galgas extensométricas de alta precisión
- ❷ Auto encendido y apagado automático
- ❸ Función de tara
- ❹ Función de bloqueo / retención automática
- ❺ Indicación de batería baja y sobrecarga
- ❻ Interruptor de conversión de unidad
- ❼ Con cinta de medición de altura

Code de Commande: M024324 - **No. de Produit:** 8698864015753



BRP-306

Tire-Lait Électrique

- ❶ Dispositif portable, invisible, utilisation mains libres
- ❷ 3 modes : Massage et stimulation, Aspiration mixte, Expression
- ❸ Téterelle en silicone confortable
- ❹ Diamètre de la téterelle : 24 mm.
- ❺ Batterie au lithium intégrée avec câble USB-C inclus.
- ❻ Écran LCD et boutons tactiles pour sélectionner les fonctions
- ❼ Fonctionnement silencieux | Emballage éco-responsable
- ❽ 1 insert de bride de 17 mm, 1 insert de bride de 21 mm

Code de Commande: M027503 - **No. de Produit:** 6976313750236



WF401

Irrigateur Oral

Alimentation	5V --- 1A
Réservoir d'eau	300ml
Power Consumption	5W
Capacité de la batterie	1800mAh
Temps de Charge	Plus de 4 heures

Code de Commande: M025108 - **No. de Produit:** 6942284602010



Y4

Pistolet De Massage

Taille	154x121x57,3mm
Poids net Environ	457g
Capacité de la batterie	2x1800mAh
Interface de chargement	Type-C
Temps de charge	Environ 3,5 heures
Temps d'endurance	Environ 6 heures
Courant maximum (blocage)	7A
Vitesse/vitesse	6 vitesses/2000 ~ 3000 tr/min
Course	6mm
Puissance maximale environ	55 W



Code de Commande: M025107 - **No. de Produit:** 8698864016927



MEDIZINTECHNIK

[illegible]

GENTLE

Tension artérielle numérique entièrement automatique au poignet

- 1 Moyenne des 3 dernières mesures
- 2 Mesure précise
- 3 Détection des battements cardiaques irréguliers
- 4 Résultat rapide
- 5 Méthode d'inflation silencieuse
- 6 Arrêt automatique
- 7 Tour de poignet : 13,5-21,5 cm (5,3-8,5")

Code de Commande: M028739 - No. de Produit: 6942284616970



INTELLIGENT^{PRO}

Tensiomètre Artérielle Numérique Parlant

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Mesures précises 2 Grand écran rétroéclairé avec grands chiffres faciles à lire 3 Indicateur de risque d'hypertension de l'OMS 4 Détecteur d'arythmie cardiaque (IHB) 5 Moyenne des 3 dernières mesures 6 2 mémoires de 120 mesures avec indication de la date et de l'heure pour deux utilisateurs | <ol style="list-style-type: none"> 7 Indicateur de serrage du brassard 8 Indicateur de mouvement 9 Indicateur de batterie faible 10 Port USB de type C 11 Brassard de 22 à 42 cm 12 4 piles alcalines AAA 13 Parle en 6 langues (TR, EN, FR, ES, AR, KU) |
|--|---|

Code de Commande: M028739 - No. de Produit: 6948158401161



AS9024

Stimulateur Électrique "2 en 1" TENS + EMS

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Fonctions TENS – EMS – MASSAGE 2 2 sorties avec 24 modes 3 20 niveaux d'intensité 4 Minuteur par défaut de 20 minutes 5 Durée réglable de 10 à 60 minutes | <ol style="list-style-type: none"> 6 Écran rétroéclairé 7 Batterie lithium rechargeable 8 Indicateur de batterie (indique quand recharger la batterie) 9 Interface de chargement USB-C |
|---|--|

Code de Commande: M028739 - No. de Produit: 6970890320790



- 1 Type de poche
- 2 Détection précise
- 3 Poids léger
- 4 Affichage LCD
- 5 Rétroéclairage
- 6 Fréquence ultrasonore 3,0 MHz
- 7 Indicateur de batterie
- 8 3 modes FHR : comptage manuel, temps réel et moyenne
- 9 Niveau de volume réglable
- 10 Alarme auditive



Code de Commande: M028739 - **No. de Produit:** 6951740520263

PROVAC

Machine Portative D'aspiration De Mucosités

L'appareil portatif d'absorption des mucosités conçu sur la base du développement de produits similaires dans le pays et à l'étranger est une nouvelle génération de dispositif d'aspiration de lubrification sans huile, qui convient aux patients qui ont des difficultés à éliminer les mucosités en raison d'une maladie, d'un coma ou d'une opération, comme ainsi que pour aspirer des liquides tels que du pus et du sang pendant la pratique clinique. Il s'agit du dispositif médical couramment utilisé dans les salles d'urgence, les salles d'opération et pour les soins infirmiers en chambre de maladie et dans les soins de santé à domicile.

- 1 Avec un faible débit, un vide moyen et un style tendance.
- 2 Adopter une pompe à piston sans huile
- 3 Bouton de pression réglable pour sélectionner n'importe quel niveau de pression approprié
- 4 La protection contre les débordements peut empêcher le liquide de pénétrer de manière sûre et efficace dans la pompe.



Code de Commande: M028739 - **No. de Produit:** 6975070911812

MOBINEB

Nébuliseur à Mailles

- 1 Double alimentation avec choix de batterie rechargeable ou de câble USB
- 2 Ajustement du taux de nébulisation à deux niveaux
- 3 Petite taille de particules < 5 µm
- 4 Grand gobelet à médicaments
- 5 Faible bruit
- 6 Poids léger
- 7 Facile à utiliser



Code de Commande: M029559 - **No. de Produit:** 8698864016453



INDEX

SYSTÈME TOURNIQUET	32
CEINTURE D'ECG	33
MONITEURS FOETAL	35
ENSEMBLES DE LARYNGOSCOPE	36
ENSEMBLES DE DIAGNOSTIC	36

DTS-3000

Système Tourniquet Digital

- ❶ Pression et opération différent dans 2 canaux
- ❷ Utilisation aisé grâce aux touches tactiles
- ❸ Ecran LCD Graphique
- ❹ Test automatique de pressure et du système
- ❺ Capteur de pression a calibration automatique
- ❻ Système l'alarme de sécurité (Manchette, pression, batterie, alarmes de temps)
- ❼ Batterie intégré
- ❽ Mode de veille
- ❾ 2 canaux (2 ports pour l'utilisation de 2 manchettes doubles)
- ❿ Fonction de RIVA
- ⓫ Fonction de senseur LOP
- ⓬ Option de 14 différents manchettes (Simple, RIVA, Conique)

Code de Commande: M067803 - **No. de Produit:** 8698864012745



LX

Bistourie Électrique - 200 Watt

- ❶ Technologie de retour tissulaire 6SENSE
- ❷ Contrôle automatique et technologie de code d'erreur
- ❸ Large gamme d'applications chirurgicales
- ❹ 2 modes bipolaires, 6 modes monopolaires
- ❺ 1 sortie monopolaire, 1 sortie bipolaire
- ❻ Programme utilisateur ajustable
- ❼ Surveillance de l'électrode de retour du patient
- ❽ Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
- ❾ Alarmes sonores et visuelles



Code de Commande: M066851 - **No. de Produit:** 8698864013643

EASY +

Bistourie Électrique – 300 WATT

- ❶ Technologie de retour tissulaire 6SENSE
- ❷ Contrôle automatique et technologie de code d'erreur.
- ❸ Large gamme d'applications chirurgicales
- ❹ 2 modes bipolaires, 7 modes monopolaires
- ❺ Mode endoscopique (endocut)
- ❻ 1 sortie monopolaire, 1 sortie bipolaire
- ❼ 10 programmes ajustables par l'utilisateur
- ❼ Surveillance de l'électrode de retour du patient
- ❽ Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
- ❾ Alarmes sonores et visuelles



Code de Commande: M066852 - **No. de Produit:** 8698864013650

MX

Bistourie Électrique – 300 WATT

- ❶ Technologie de retour tissulaire 6SENSE
- ❷ Contrôle automatique et technologie de code d'erreur
- ❸ Large gamme d'applications chirurgicales
- ❹ 4 modes bipolaires, 7 modes monopolaires
- ❺ Mode endoscopique (endocut)
- ❻ 2 monopolaires, 1 sortie bipolaire
- ❼ Coagulation simultanée
- ❽ 30 programmes ajustables par l'utilisateur
- ❾ Surveillance de l'électrode de retour du patient
- ❿ Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
- ⓫ Alarmes sonores et visuelles



Code de Commande: M066850 - **No. de Produit:** 8698864013636

SIGMA +

Bistourie Électrique – 400 WATT

- ❶ Écran LCD couleur 4,7 "
- ❷ Technologie de retour tissulaire 6SENSE
- ❸ Contrôle automatique et technologie de code d'erreur
- ❹ Large gamme d'applications chirurgicales
- ❺ 4 modes bipolaires, 8 modes monopolaires
- ❻ Mode endoscopique (endocut)
- ❼ 2 monopolaires, 1 sortie bipolaire
- ❽ Coagulation simultanée
- ❽ 30 programmes ajustables par l'utilisateur
- ❾ Surveillance de l'électrode de retour du patient
- ❿ Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
- ⓫ Alarmes sonores et visuelles



Code de Commande: M066853 - **No. de Produit:** 8698864013667

STAR5000

Moniteur Foetal Et Maternel

- ❶ Écran tactile LCD TFT couleur de 12,1"
- ❷ Système ARM avancé, pratique pour la maintenance et la mise à niveau
- ❸ Interfaces de paramètres de police standard et de grande taille
- ❹ Sondes imperméables haute sensibilité
- ❺ Imprimante thermique intégrée de 112 mm de large.
- ❻ Examen complet des données jusqu'à 120 heures.
- ❼ Système de notation automatique de l'état foetal.
- ❽ Montable sur le mur
- ❾ Options de système de surveillance central filaire / sans fil jusqu'à 128 lits.
- ❿ Option de connectivité à une imprimante externe.
- ⓫ Système d'alarme à 3 niveaux
- ⓫ Configurations standard: FHR, TOCO, FM, AFM, imprimante thermique
- ⓫ Configurations optionnelles: FHR2, stimulateur foetal, imprimante externe

Code de Commande: M066201 - **No. de Produit:** 8698864013629



STAR5000 E

Moniteur Foetal Et Maternel

- ❶ Écran tactile TFT de 5,7 pouces
- ❷ Imprimante thermique intégrée de 112 mm de large.
- ❸ Batterie lithium-ion intégrée, jusqu'à 4 heures de fonctionnement
- ❹ Mesure FM manuelle / automatique
- ❺ Système de notation automatique de l'état foetal.
- ❻ Indicateur de force du signal FHR
- ❼ 60 heures de réponse et de stockage sous forme d'onde en temps réel
- ❽ Fonction de surveillance du temps pour éviter la surveillance du temps
- ❾ Connectivité facultative au système de surveillance central.

Code de Commande: M066200 - **No. de Produit:** 8698864013612



CLARMAC/CLARMIL

Ensemble de Laryngoscope à Éclairage Conventionnel
Macintosh/Miller

- 1 En caisse plastique
- 2 Autoclavable à 134 ° C
- 3 Types de lames courbes et droites.
- 4 Résistant à la solution désinfectante.
- 5 L'ensemble est composé de:
 - U 3 morceaux de lame (tailles: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
 - U 1 ampoule de rechange
 - En option par lots de 3, 4, 5 lames.

CLARMAC - No. de Produit: 8698864008595

CLARMIL - No. de Produit: 8698864008625



FLARMAC/FLARMIL

Ensemble de Laryngoscope à Éclairage Fibre Optique
Macintosh/Miller

- 1 En caisse plastique
- 2 Autoclavable à 134 ° C
- 3 Types de lames courbes et droites.
- 4 Résistant à la solution désinfectante.
- 5 L'ensemble comprend:
 - U 3 morceaux de lame (tailles: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
 - U 1 ampoule de rechange
 - En option par lots de 3, 4, 5 lames.

FLARMAC - No. de Produit: 8698864008649

FLARMIL - No. de Produit: 8698864008663



DIASET

Ensemble de Diagnostic - Standard/Halogen

- 1 En cas de fermeture éclair
- 2 Autoclavable à 134 ° C
- 3 Intensité lumineuse réglable
- 4 L'ensemble comprend:
 - 1 morceau d'otoscope
 - 1 ophtalmoscope
 - 2 morceaux de miroir laryngé (tailles 3 et 4)
 - 1 morceau d'abaisse-langue métallique
 - 1 pièce d'adaptateur pour dépresseur lingual jetable
 - 3 pièces de spéculum auriculaire (tailles 2,5 / 3.5 / 4.5 mm)
 - 1 pièce de support léger (pour les miroirs laryngés)
 - 2 morceaux d'ampoule auxiliaire.
 - 1 morceau de spéculum nasal (réutilisable)
 - 1 poignée avec système de verrouillage à vis
 - 1 piece of handle with screw lock system



Code de Commande: M040410 - **No. de Produit:** 8698864008687

OTOSET

Ensemble d'otoscope - Standard/Halogen

- 1 En cas de fermeture éclair
- 2 Intensité lumineuse réglable
- 3 L'ensemble comprend:
 - 1 pièce de tête d'otoscope avec système de verrouillage à vis
 - 3 pièces de spéculum auriculaire réutilisable (2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
 - 1 poignée avec système de verrouillage à vis

Code de Commande: M040411 - **No. de Produit:** 8698864008700



OFTASET

Ensemble d'ophtalmoscope - Standard/Halogen

- 1 En caisse plastique
- 2 Autoclavable à 134°C
- 3 24 dioptries entre -25 et +40.
- 4 L'ensemble est composé de;
 - 1 tête d'ophtalmoscope avec système de verrouillage vissé
 - 1 poignée avec système de verrouillage à vis

Code de Commande: M040412 - **No. de Produit:** 8698864008700



OTO-OFTASET

Ensemble de Oscope + Ophthalmoscope - Standard/Halogen

- 1 Dans un boîtier en plastique
- 2 Intensité lumineuse réglable
- 3 Ampoule à vide
- 4 Configuration de 24 dioptries dans une plage comprise entre -25 et +40
- 4 L'ensemble est composé de:
 - 3 pièces de spéculum auriculaire réutilisable (2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
 - 1 morceau de tête d'otoscope
 - 1 morceau de tête d'ophtalmoscope
 - 1 poignée avec système de verrouillage à vis

Code de Commande: M040413 - **No. de Produit:** 8698864008724





INDEX

[illegible]

pM-6000

Moniteur De Surveillance - Modèle Compact

- ❶ Écran LCD couleur 8.4"
- ❷ 2 heures de vie de la batterie
- ❸ 8 formes d'onde simultanées
- ❹ Alarmes visuelles et sonores.
- ❺ 120 heures d'économie de tendance.
- ❻ Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
- ❼ Paramètres optionnels: 2 canaux IBP, CO2.

Code de Commande: M068101 - **No. de Produit:** 8698864008380



pM-6800

Moniteur De Surveillance - Modèle Compact

- ❶ Écran LCD couleur 8 couleurs
- ❷ 2 heures de vie de la batterie
- ❸ 7 formes d'onde simultanées Partager postcast
- ❹ Alarmes visuelles et sonores.
- ❺ 120 heures d'économie de tendance.
- ❻ Alarme d'apnée
- ❼ Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP

Code de Commande: M068102 - **No. de Produit:** 8698864008397



pM-8000

Moniteur De Surveillance - Modèle Compact

- ❶ Écran LCD couleur 12.1"
- ❷ 2 heures de vie de la batterie
- ❸ 8 formes d'onde simultanées
- ❹ Alarmes visuelles et sonores.
- ❺ 120 heures d'économie de tendance.
- ❻ Alarme d'apnée
- ❼ Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
- ❼ Paramètres optionnels: 2xIBP, ETCO2

Code de Commande: M068103 - **No. de Produit:** 8698864008373



ECG100G

Appareil Ecg - 1 Canal / Format Compact de Bureau

- 1 Design léger et compact.
- 2 Modes d'impression: automatique et manuel.
- 3 Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- 4 Filtres AC et EMG
- 5 Batterie interne

Order Code: M066922 - **Product No:** 8698864008915



ECG300G

Appareil ECG - 3 Canaux / Format Compact de Bureau

- 1 Design léger et compact.
- 2 Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- 3 Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- 4 Filtres AC, EMG et DFT
- 5 Batterie interne
- 6 Mémoire interne: 1 000 patients.
- 7 Diagramme de placement de plomb
- 8 Affichage: LCD couleur de 320x240
- 9 Fonction d'interprétation

Code de Commande: M066923 - **No. de Produit:** 8698864008939



ECG600G

Appareil ECG - 6 Canaux / Format Compact de Bureau / Écran Tactile

- 1 Design léger et compact.
- 2 Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- 3 Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- 4 Filtres AC, EMG et DFT
- 5 Batterie interne
- 6 Mémoire interne: 1 000 patients.
- 7 Diagramme de placement de plomb
- 8 Affichage: écran tactile LCD couleur de 800x480.
- 9 Fonction d'interprétation

Code de Commande: M066925 - **No. de Produit:** 8698864008946



ECG1200G

Appareil ECG - 12 Canaux / Format Compact de Bureau / Écran Tactile

- 1 Design léger et compact.
- 2 Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- 3 Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- 4 Filtres AC, EMG et DFT
- 5 Batterie interne
- 6 Mémoire interne: 1 000 patients.
- 7 Diagramme de placement de plomb
- 8 Affichage: écran tactile LCD couleur de 800x600.
- 9 Fonction d'interprétation

Code de Commande: M066926 - **No. de Produit:** 8698864008953



EH-12

Système Holter ECG - 12 Canaux

- 1 Design léger et compact.
- 2 12 canaux d'enregistrement ECG
- 3 1,2 GB de mémoire intégrée
- 4 Sélection des canaux d'analyse.
- 5 Marquage d'événement patient
- 6 ST analytique, VRC, QT, fibrillation auriculaire, THS et onde T
- 7 Rapports avancés

Code de Commande: M067121 - **No. de Produit:** 8698864008885



ABPM-50

Ambulatory Blood Pressure Holter System - Large and Color Screen

- 1 Design compact et léger
- 2 Mesure oscillométrique
- 3 Logiciel PC sous Windows
- 4 Il peut être programmé pour le jour et la nuit.
- 5 Rapports avancés
- 6 Alarmes sonores et visuelles.
- 7 Optionnel: SpO2

Code de Commande: M067102 - **No. de Produit:** 8698864012608



SP-10

Spiromètre - Portable

- 1 1.8" écran couleur TFT
- 2 Articles de test: FVC
- 3 Batterie interne

Code de Commande: M066910 - **No. de Produit:** 8698864009325



PLASMED

INDEX

LAMES CHIRURGICALES	43
INSUFFLATEURS MANUELES (Ambu)	44
AGRAFEUSE À PEAU & DÉCAPANT D'AGRAFEUSE	45
PAD ELECTROCHIRURGICAL	45
SET DE TRANSFUSION	46
I.V. CANULE	46
ÉLECTRODES ECG	47
GANTS D'EXAMEN LATEX	47
GANTS DE CHIRURGIE AU LATEX	47

- 1 Acier au carbone
- 2 Tailles: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 3 Emballage stérile individuel
- 4 Emballage: 100 unités / boîte, 5000 unités / boîte



NO:10



NO:11



NO:12



NO:15



NO:18



NO:20



NO:21



NO:22



NO:23



NO:24

NO:10 - Code de Commande: M035037 - No. de Produit: 6945630118821

NO:11 - Code de Commande: M035038 - No. de Produit: 6945630118838

NO:12 - Code de Commande: M035039 - No. de Produit: 6945630118845

NO:15 - Code de Commande: M035040 - No. de Produit: 6945630118852

NO:18 - Code de Commande: M035041 - No. de Produit: 6945630118869

NO:20 - Code de Commande: M035042 - No. de Produit: 6945630118876

NO:21 - Code de Commande: M035043 - No. de Produit: 6945630118883

NO:22 - Code de Commande: M035044 - No. de Produit: 6945630118890

NO:23 - Code de Commande: M035045 - No. de Produit: 6945630118906

NO:24 - Code de Commande: M035046 - No. de Produit: 6945630118913

AMBUSET-D

Kit Complet de Réanimation
Insufflateur Manuel de Pvc (Type Ambu) / à Usage Unique

- 1 Soupape de surpression
- 2 Masque gonflable avec seringue
- 3 Volume du ballon d'oxygène: adulte (1 700 ml), pédiatrique (600 ml) et nouveau-né (280 ml)
- 4 Volumes du réservoir d'oxygène: adulte (2000 ml), pédiatrique et infantile (1600 ml)
- 5 Masque en PVC de 1 pièce, 3 morceaux de voies respiratoires et 1 morceau de canule nasale à oxygène dans le kit
- 6 Emballage: 24pcs / carton

D280 - Code de Commande: M034523 - **No. de Produit:** 8698864013193

D600 - Code de Commande: M034524 - **No. de Produit:** 8698864013209

D1700 - Code de Commande: M034525 - **No. de Produit:** 8698864013216



AMBUSET-R

Kit Complet de Réanimation
Insufflateur Manuel de Silicion (Type Ambu) / Réutilisable

- 1 Autoclavable (134 ° C)
- 2 Soupape de surpression
- 3 Volume du ballon d'oxygène:
- 4 Adulte (1700 ml), pédiatrique (600 ml) et nourrisson (280 ml)
- 5 Volumes du réservoir d'oxygène: adulte (2000 ml), pédiatrique et infantile (1600 ml)
- 6 Tailles de masque: 0, 1, 2, 3, 4, 5
- 7 Comprend: Masque en silicone 2 pièces, air à 3 voies, canule nasale à oxygène 1 pièce et ouvre-bouche 1 pièce inclus dans le kit
- 8 Boîtier en plastique dur pour transporter tout le matériel.
- 9 Emballage: 12 pcs / carton

R280 - Code de Commande: M034501 - **No. de Produit:** 8698864013162

R600 - Code de Commande: M034521 - **No. de Produit:** 8698864013179

R1700 - Code de Commande: M034522 - **No. de Produit:** 8698864013186



F-35W

Agrafeuse à Peau - Jetable / Stérile

- ❶ Il peut être stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO)
- ❷ Paquet individuel d'ampoules stériles
- ❸ Emballage: 200 pcs / carton

Code de Commande: M035031 - **No. de Produit:** 5060186750125



C-WR

Décapant d'agrafeuse - Réutilisable / Stérile

- ❶ Acier inoxydable
- ❷ 35 pièces de largeur (w) crochets
- ❸ Paquet individuel d'ampoules stériles
- ❹ Emballage: 5 pcs / boîte, 100 pcs / carton

Code de Commande: M035031 - **No. de Produit:** 5060186750125



GP03 / GP04

Plaque Neutre Pour Bistouri Électrique - Jetable

- ❶ Monopolaire ou bipolaire
- ❷ Adhésif conducteur hydrogel
- ❸ Compatible avec toutes les unités électrochirurgicales.
- ❹ Câbles réutilisables (en option)
- ❺ Emballage: 50 unités / boîte, 400 unités / boîte

GP03 - Code de Commande: M034302 - **No. de Produit:** 8698864001404

GP04 - Code de Commande: M034304 - **No. de Produit:** 8698864001428



INFSET-S

Set de Transfusion Sanguine - Jetable / Steril

- ❶ Pour les poches de sang
- ❷ Piercing sans ventilation
- ❸ 20 gouttes = 1 ml
- ❹ Filtre 200 µm
- ❺ Pince à rouleau
- ❻ Site d'injection
- ❼ Connecteur à glissière Luer
- ❽ Aiguille 18 g
- ❾ Longueur du tube: 150 cm
- ❿ Emballage stérile individuel
- ⓫ Emballage: 500 pcs / carton

Code de Commande: M034231 - **No. de Produit:** 8698864009912



PLASCATH

I.V. Canule

- ❶ Canule japonaise en acier inoxydable
- ❷ Pointe à aiguille extra fine pour une canulation lisse
- ❸ Cathéter FEP / PTFE à paroi mince pour une force de
- ❹ pénétration plus faible
- ❺ Distance minimale entre le cathéter et l'aiguille pour éviter les problèmes de pelage pendant l'utilisation
- ❻ Luer Lock conçu pour prévenir les fuites
- ❼ Non pyrogène
- ❽ No: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G Avec cathéter radioopaque à ailes et à port d'injection pour adulte
- ❾ 24G, 26G Avec cathéter radio-opaque à petites ailes et sans
- ❿ port d'injection pour nouveau-né



No:14G Adult - Code de Commande: M031825 - **No. de Produit:** 8698864014671

No:16G Adult - Code de Commande: M031826 - **No. de Produit:** 8698864014688

No:17G Adult - Code de Commande: M031827 - **No. de Produit:** 8698864014695

No:18G Adult - Code de Commande: M031828 - **No. de Produit:** 8698864014701

No:20G Adult - Code de Commande: M031829 - **No. de Produit:** 8698864014718

No:22G Adult - Code de Commande: M031830 - **No. de Produit:** 8698864014725

No:24G Adult - Code de Commande: M031831 - **No. de Produit:** 8698864014732

No:24G Neonatal - Code de Commande: M031841 - **No. de Produit:** 8698864014749

No:26G Neonatal - Code de Commande: M031842 - **No. de Produit:** 8698864014756

ÉLECTRODES ECG

- 1 B5055 Adulte : Rond, 50 x 55 mm, support en mousse, gel solide, 50 pièces/sachet.
- 2 B2525 Enfant : 25,4 x 25,4 mm, support en mousse, gel solide, 50 pièces/sachet.

B5055 - Code de Commande: M035905 - **No. de Produit:** 8698864016187
B2525 - Code de Commande: M035906 - **No. de Produit:** 8698864016194



GANTS D'EXAMEN LATEX

- 1 Ambidextre
- 2 À Usage Unique
- 3 Types Disponibles : Poudré et Non-Poudré
- 4 Tailles : X-Petit / Petit / Moyen / Large / X-Grande



POWDERED / X-SMALL - No. de Produit: 8698864013834
POWDERED / SMALL - No. de Produit: 8698864013841
POWDERED / MEDIUM - No. de Produit: 8698864013858
POWDERED / LARGE - No. de Produit: 8698864013865
POWDERED / X-LARGE - No. de Produit: 8698864013872

POWDERED-FREE / X-SMALL - No. de Produit: 8698864013889
POWDERED-FREE / SMALL - No. de Produit: 8698864013896
POWDERED-FREE / MEDIUM - No. de Produit: 8698864013902
POWDERED-FREE / LARGE - No. de Produit: 8698864013919
POWDERED-FREE / X-LARGE - No. de Produit: 8698864013926

GANTS DE CHIRURGIE AU LATEX

- 1 Latex de caoutchouc naturel
- 2 À Usage Unique
- 3 Types Disponibles : Poudré et Non-Poudré
- 4 Tailles : 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5



POWDERED / NO:6 - No. de Produit: 8698864014763
POWDERED / NO:6,5 - No. de Produit: 8698864014770
POWDERED / NO:7 - No. de Produit: 8698864014787
POWDERED / NO:7,5 - No. de Produit: 8698864014794
POWDERED / NO:8 - No. de Produit: 8698864014800
POWDERED / NO:8,5 - No. de Produit: 8698864014817

POWDERED-FREE / NO:6 - No. de Produit: 8698864014824
POWDERED-FREE / NO:6,5 - No. de Produit: 8698864014831
POWDERED-FREE / NO:7 - No. de Produit: 8698864014848
POWDERED-FREE / NO:7,5 - No. de Produit: 8698864014855
POWDERED-FREE / NO:8 - No. de Produit: 8698864014862
POWDERED-FREE / NO:8,5 - No. de Produit: 8698864014879

PRODUITS DISTRIBUÉS

INDEX

MP-60

Pompe à perfusion modulaire

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Écran tactile | 9 KVO réglable |
| 2 Léger et petit | 10 Mode nuit |
| 3 Conception modulaire | 11 Données du patient |
| 4 Plug & Play | 12 Bibliothèque de médicaments |
| 5 Empilable | 13 Fixation au pôle IV |
| 6 Porte automatique | 14 Alarmes sonores et visuelles. |
| 7 Mécanisme anti-écoulement libre. | 15 Batterie interne |
| 8 Bolus automatique et manuel. | |

MEDCAPTAIN



Code de Commande: M066830 - No. de Produit: 8698864012639

SYS-6010

Pompe à perfusion portable

- 1 Facile à utiliser
- 2 Écran tactile
- 3 Mécanisme anti-écoulement libre.
- 4 Haute sécurité et stabilité
- 5 Haute précision
- 6 Capteur de chute optionnel

MEDCAPTAIN



Code de Commande: M066831 - No. de Produit: 8698864012646

MP-80

Station De Perfusion

- 1 Conception modulaire
- 2 Empilable
- 3 Plug & Play
- 4 Synchroniser l'alarme avec les pompes.
- 5 Connectivité Wi-Fi au système de surveillance central.
- 6 Compatible avec la pompe à perfusion MP-60 et la pompe à seringue MP-30

MEDCAPTAIN



Code de Commande: M066834 - No. de Produit: 8698864012653

MP-30

Pousse Seringue Modulaire

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Écran tactile | 8 Mode nuit |
| 2 Léger et petit | 9 Données du patient |
| 3 Conception modulaire | 10 Bibliothèque de médicaments |
| 4 Plug & Play | 11 Fixation au pôle IV |
| 5 Empilable | 12 Alarmes sonores et visuelles |
| 6 Bolus automatique et manuel | 13 Batterie interne |
| 7 KVO réglable | |

MEDCAPTAIN



Code de Commande: M066832 - No. de Produit: 8698864012615

SYS-3011

Pousse Seringue / Portable

- 1 Convivial, facile à utiliser
- 2 Haute sécurité et stabilité
- 3 Haute précision
- 4 Technologie spéciale du moteur

MEDCAPTAIN



Code de Commande: M066833 - No. de Produit: 8698864012622

HI-101

Système de Spirométrie - Dessus De La Table

- | | |
|---|--|
| 1 Pour les tests d'asthme, de MPOC et d'autres patients présentant une insuffisance respiratoire. | 10 Just press the buttons and testing is completed in 3 minutes |
| 2 Compact pour la mobilité | 11 Rechargeable lead acid battery |
| 3 Grand écran LCD | 12 Thermal printer |
| 4 Articles de test: SVC, FVC, MVV, BD | 13 Data management software for Windows |
| 5 Précision prouvée de l'ATS | 14 Optional items: Calibration syringe (3L or 1 L), spiro filtre |
| 6 Stockage des données: env. 100 tests | |
| 7 Interface informatique: RS-232C | |
| 8 Idéal pour les cliniques. | |
| 9 Il suffit d'appuyer sur les boutons et le test est terminé en 3 minutes. | |

CHEST



Code de Commande: M063901 - No. de Produit: 8698864013353

Punch à Biopsie

Stérile

- 1 Jetable
- 2 Dimensions: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- 3 Emballage: 20 pcs / boîte, 50 boîtes / carto

2 mm - Code de Commande: M032307 - No. de Produit: 4560146922605
 3 mm - Code de Commande: M032301 - No. de Produit: 4560146922599
 4 mm - Code de Commande: M032302 - No. de Produit: 4560146922582
 5 mm - Code de Commande: M032303 - No. de Produit: 4560146922612
 6 mm - Code de Commande: M032304 - No. de Produit: 4560146922575



Etuis Péniens

Jetable / Sterile

- 1 Latex doux et pur.
- 2 Compatibilité avec tous les sacs d'urine standard.
- 3 Avec des rubans adhésifs souples
- 4 Taille: moyenne (25 mm), grande (30 mm) et XL (35 mm)

CATHETER-L - Code de Commande: M030716 - No. de Produit: 8905159006694
 CATHETER-M - Code de Commande: M030717 - No. de Produit: 8905159006687
 CATHETER-XL - Code de Commande: M030710 - No. de Produit: 8905159006700



NEW ASKIR - 230/12V BR

Unité d'aspiration Fonctionnant Sur - Batterie

NEW ASKIR 230/12V BR est une unité d'aspiration électrique pour l'aspiration de liquides corporels, l'aspiration orale, nasale et trachéale chez l'adulte ou l'enfant. Convient aux applications d'urgence et à la thérapie postopératoire, aussi bien en milieu professionnel qu'en soins à domicile.

Trois options de fonctionnement différentes : adaptateur AC/ DC, batterie rechargeable et 12 V en font une unité d'aspiration polyvalente approuvée pour un fonctionnement NON-STOP sans surchauffe. Equipé d'une alarme visuelle et acoustique indiquant un niveau de batterie faible.

La poignée ergonomique de conception nouvelle assure une prise en main confortable et sûre.

Code de Commande: M066933 - No. de Produit: 8054619100370



Produits divers de TRIMPEKS qui ne figurent pas dans le Catalogue de Produits

Mobilier Hospitalier

Lit d'hospitalisation

Berceau

Table de Mayo

Table de chevet

Table d'accouchement

Table d'opération

Chaise / Lit / Table / Divan d'Examen

Fauteuil de prelevement

Fauteuil de dialyse

Paravent

Escabeau

Brancard

Chariots

Porte-sérum (Potence)

Tabouret réglables

Négatoscope

Lavabo chirurgical

Banc d'attente

Radiologie

Radiographie Mobile

Ecographe

Radio Panoramique

Scanner CT

Lampes

Lampe d'examen

Lampe scialytique

Balances numériques et mécaniques

Pèse-bébé numérique

Pèse bébé mécanique à poids

coulissant

Pèse personne mécanique à poids

coulissant

Divers

Unité de consultation ORL

Generateur de dialyse

Réfrigérateur médicalisé

Ventilateur de soins intensifs, Venti-

lateur d'urgence et de transport

Appareil d'anesthésie

Défibrillateur

Appareil AED

Colonne d'endoscopie

Ensemble de coelioscopie

Analyseur fécal

Fauteuil dentaire

Consommables

Cathéter intraveineuse

Set de perfusion intraveineuse

Seringues jetables

Seringues angiographiques

Sparadraps, Rouloaux de Gaze,

Bandages, Compresses,

Pansements, Cotton, etc.,

ATPE (Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi)

Various TRIMPEKS products which do not take place in the Product Catalogue

Hospital Furniture

Hospitalisation Bed
Baby Cot
Mayo Table
Nightstand
Delivery Table
Operating Table
Examination Table
Blood Sampling Chair
Dialysis Chair
Ward Screen
Couch Steps
Stretcher
Trolleys / Carts
Mobile Infusion Stand (Serum holder)
Adjustable Stool
Film Viewer
Surgical Sink
Hospital Waiting Bench

Miscellaneous

ENT Consultation Unit
Dialysis Machine
Medical Refrigerator
ICU Ventilator
Emergency & Transport Ventilator
Anesthesia Machine
Defibrillator
AED (Automated External Defibrillator)
Endoscopy Column
Laparoscopy Set
Feces Analyzer
Dental Chair

Radiology Products

Mobile X-Ray
Ultrasound
Dental Panoramic X-Ray
CT Scanner

Lamps

Examination Lamp
Surgical Lamp

Digital and Mechanical Scales

Digital Baby Scale
Mechanical Baby Scale with sliding weights
Mechanical Adult Scale with sliding weights and Height Rod

Consumables

IV Cannula
Infusion Set
Disposable Syringes
Angiographic Syringes
Plasters, Bandages, Compresses, Dressings, Gauze Rolls, Cotton, etc.

RUTF (Ready to Use Therapeutic Food)

TRIMPEKS

Votre
“Guichet Unique” pour
les besoins en matière
de soins de santé pour

- ✓ Détection
- ✓ Évaluation des risques
- ✓ Diagnostic
- ✓ Thérapie



Contactez-nous

📍 Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cd. No:1/11 34415 Kağıthane İstanbul Türkiye

🌐 www.trimpeks.com

@ export@trimpeks.com

☎ +90 212 319 50 00